

| | | | |
|---|----|--|----|
| DE Diagnosewaage Gebrauchsanweisung | 2 | IT Bilancia diagnostica Istruzioni per l'uso | 43 |
| EN Diagnostic bathroom scale Instruction for Use | 12 | DA Diagnosevægt Betjeningsvejledning | 53 |
| FR Pèse-personne impédancemètre Mode d'emploi | 22 | RU Диагностические весы Инструкция по применению | 63 |
| ES Báscula de diagnóstico Instrucciones para el uso | 32 | PL Waga diagnostyczna Instrukcja obsługi | 74 |



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Inhalt

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|----|
| 1. Zum Kennenlernen | 2 | 8. Messung durchführen | 7 |
| 2. Zeichenerklärung | 3 | 9. Ergebnisse bewerten | 8 |
| 3. Warn- und Sicherheitshinweise | 4 | 10. Weitere Funktionen | 10 |
| 4. Information | 5 | 11. Gerät reinigen und pflegen | 10 |
| 5. Gerätebeschreibung | 6 | 12. Entsorgung | 10 |
| 6. Inbetriebnahme der Waage | 6 | 13. Was tun bei Problemen? | 11 |
| 7. Inbetriebnahme mit App | 6 | 14. Garantie | 11 |

Lieferumfang

- Kurzanleitung
- Diagnosewaage BF 700
- 3 x 1,5 V, Typ AAA-Batterien
- Diese Gebrauchsanleitung
- 1x Garantie-Faltblatt

1. Zum Kennenlernen

Funktionen des Gerätes

Diese digitale Waage dient zum Wiegen und zur Diagnose Ihrer persönlichen Fitness-Daten. Sie ist für die Eigenanwendung im privaten Bereich bestimmt.

Die Waage verfügt über folgende Funktionen, die von bis zu 8 Personen benutzt werden können:

- Körpergewicht-Messung und BMI,
- Ermittlung von Körperfettanteil,
- Körperwasseranteil,
- Muskelanteil,
- Knochenmasse,
- Grund- und Aktivitätsumsatz.

Außerdem verfügt die Waage über folgende weitere Funktionen:

- Umschalten zwischen Kilogramm „kg“, Pfund „lb“ und Stone „st“,
- automatische Abschaltfunktion,
- Batteriewechsel-Anzeige bei schwachen Batterien,
- Automatische Benutzererkennung,
- LCD-Anzeige von 3 Benutzerinitialen,
- Speicherung der letzten 30 Messungen für 8 Personen, wenn zur App nicht übertragen werden kann,
- es können bis zu 20 Unbekannte Messungen gespeichert werden,
- das Produkt verwendet *Bluetooth*[®] low energy technology, Frequenzband 2400 - 2483,5 MHz, Sendeleistung max. -2,47 dBm.

Systemvoraussetzungen


















iOS ab Version 12.0, Android™ ab Version 8.0 mit *Bluetooth*[®] 4.0.

Liste der kompatiblen Geräte:



2. Zeichenerklärung

Folgende Symbole werden in der Gebrauchsanleitung verwendet:

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | WARNUNG Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit. | | |
|  | ACHTUNG Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör. | | |
|  | Hinweis Hinweis auf wichtige Informationen | | |
|  | Gebrauchsanweisung beachten | | |
|  | Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) | | |
|  | Verpackung umweltgerecht entsorgen | | |
|  | Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. | | |
|  | United Kingdom Conformity Assessed Mark | | |
|  | Das Gerät darf nicht von Personen mit medizinischen Implantaten (z.B. Herzschrittmacher) verwendet werden. Andernfalls kann deren Funktion beeinträchtigt sein. | | |
|  | Hersteller | | |
|  | Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAWU | | |
|  | Belasten Sie die Waage nicht über 180 kg / 396 lb / 28 st. |   | Rutschgefahr: Betreten Sie die Waage nicht mit nassen Füßen. |
|   | Kippgefahr: Stellen Sie sich mittig auf die Wiegefläche. |  | Stellen Sie die Waage auf einen ebenen Untergrund. Kein Teppich. |

3. Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf, machen Sie sie auch anderen Anwendern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.



WARNUNG

- **Die Waage darf nicht von Personen mit medizinischen Implantaten (z.B. Herzschrittmacher) verwendet werden. Andernfalls kann deren Funktion beeinträchtigt sein.**
- Nicht während der Schwangerschaft benutzen.
- Steigen Sie nicht einseitig auf den äußersten Rand der Waage: Kippgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Batterien und Waage für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern (Erstickungsgefahr).
- Achtung, steigen Sie nicht mit nassen Füßen auf die Waage und betreten Sie die Waage nicht, wenn die Oberfläche feucht ist – Rutschgefahr!



Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- **⚠ Verschluckungsgefahr!** Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran ersticken. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!
- Auf Polaritätskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.
- **⚠ Explosionsgefahr!** Keine Batterien ins Feuer werfen.
- Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
- Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.
- Keine Akkus verwenden!
- Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.



Allgemeine Hinweise

- Das Gerät ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
- Beachten Sie, dass technisch bedingt Messtoleranzen möglich sind, da es sich um keine geeichte Waage für den professionellen, medizinischen Gebrauch handelt.
- Die Belastbarkeit der Waage beträgt max 180 kg (396 lb, 28 st). Bei der Gewichtsmessung und bei der Knochenmassebestimmung werden die Ergebnisse in 100-g-Schritten (0,2 lb) angezeigt.
- Die Messergebnisse des Körperfett-, Körperwasser- und Muskelanteils werden in 0,1 %-Schritten angezeigt.
- Der Kalorienbedarf wird in Schritten von 1 kcal angegeben.
- Im Auslieferungszustand ist die Waage auf die Einheiten „cm“ und „kg“ eingestellt. Während der Inbetriebnahme mit der App können Sie die Einstellungen der Einheiten ändern.
- Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, festen Boden; ein fester Bodenbelag ist Voraussetzung für eine korrekte Messung.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizkörper).
- Reparaturen dürfen nur vom Beurer Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden. Prüfen Sie jedoch vor jeder Reklamation zuerst die Batterien und wechseln Sie diese gegebenenfalls aus.
- Wir bestätigen hiermit, dass dieses Produkt der europäischen RED Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die CE-Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

Aufbewahrung und Pflege

Die Genauigkeit der Messwerte und die Lebensdauer des Gerätes hängen vom sorgfältigen Umgang ab:



ACHTUNG

- Von Zeit zu Zeit sollte das Gerät gereinigt werden. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel und halten Sie das Gerät niemals unter Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit auf die Waage gelangt. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie niemals unter fließendem Wasser ab.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Waage, wenn sie nicht benutzt wird.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizkörper).
- Drücken Sie nicht mit Gewalt oder mit spitzen Gegenständen auf die Taste.
- Setzen Sie die Waage nicht hohen Temperaturen oder starken elektromagnetischen Feldern (z.B. Mobiltelefone) aus.

4. Information

Das Messprinzip

Diese Waage arbeitet mit dem Prinzip der B.I.A., der Bioelektrischen-Impedanz-Analyse. Dabei wird innerhalb von Sekunden durch einen nicht spürbaren, völlig unbedenklichen und ungefährlichen Strom eine Bestimmung von Körperteilen ermöglicht.

Mit dieser Messung des elektrischen Widerstandes (Impedanz) und der Einberechnung von Konstanten bzw. individuellen Werten (Alter, Größe, Geschlecht, Aktivitätsgrad) können der Körperfettanteil und weitere Größen im Körper bestimmt werden. Muskelgewebe und Wasser haben eine gute elektrische Leitfähigkeit und daher einen geringeren Widerstand. Knochen und Fettgewebe hingegen haben eine geringe Leitfähigkeit, da die Fettzellen und Knochen durch sehr hohen Widerstand den Strom kaum leiten.

Beachten Sie, dass die von der Diagnosewaage ermittelten Werte nur eine Annäherung an die medizinischen, realen Analysewerte des Körpers darstellen. Nur der Facharzt kann mit medizinischen Methoden (z.B. Computertomografie) eine exakte Ermittlung von Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochenbau durchführen.

Allgemeine Tipps

- Wiegen Sie sich möglichst zur selben Tageszeit (am besten morgens), nach dem Toilettengang, nüchtern und ohne Bekleidung, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.
- Wichtig bei der Messung: Die Ermittlung des Körperfettes darf nur barfuß und kann zweckmäßig mit schwach befeuchteten Fußsohlen vorgenommen werden.
Völlig trockene oder stark verhornte Fußsohlen können zu unbefriedigenden Ergebnissen führen, da diese eine zu geringe Leitfähigkeit aufweisen.
- Stehen Sie während des Messvorgangs aufrecht und still.
- Warten Sie einige Stunden nach ungewohnter körperlicher Anstrengung.
- Warten Sie ca. 15 Minuten nach dem Aufstehen, damit sich das im Körper befindliche Wasser verteilen kann.
- Wichtig ist, dass nur der langfristige Trend zählt. In der Regel sind kurzfristige Gewichtsabweichungen innerhalb von wenigen Tagen durch Flüssigkeitsverlust bedingt; Körperwasser spielt jedoch für das Wohlbefinden eine wichtige Rolle.

Einschränkungen


Bei der Ermittlung des Körperfettes und der weiteren Werte können abweichende und nicht plausible Ergebnisse auftreten bei:

- Kindern unter ca. 10 Jahren,
- Leistungssportlern und Bodybuildern,
- Schwangeren,
- Personen mit Fieber, in Dialysebehandlung, Ödem-Symptomen oder Osteoporose,
- Personen, die kardiovaskuläre Medizin einnehmen (Herz und Gefäßsystem betreffend),
- Personen, die gefäßerweiternde oder gefäßverengende Medikamente einnehmen,
- Personen mit erheblichen anatomischen Abweichungen an den Beinen bezüglich der Gesamtkörpergröße (Beinlänge erheblich verkürzt oder verlängert).

5. Gerätebeschreibung


Rückseite

1. Batteriefach
2. Reset-Taste



Display

3. Bluetooth®-Symbol für Verbindung zwischen Waage und Smartphone
- 4a. Initialen des Benutzers, z.B. TOM
- 4b. Unbekannte Messung „--“
5. Körpergewicht
6. Körperdaten wie z.B. BMI, BF, ...




6. Inbetriebnahme der Waage

Batterien einlegen

Entnehmen Sie die Batterien aus dem Verpackungsschutz und setzen Sie die Batterien gemäß Polung in die Waage ein. Zeigt die Waage keine Funktion, so entfernen Sie die Batterien komplett und setzen Sie sie erneut ein.

Waage aufstellen

Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, festen Boden; ein fester Bodenbelag ist Voraussetzung für eine korrekte Messung.



7. Inbetriebnahme mit App

Um Ihren Körperfettanteil und weitere Körperwerte ermitteln zu können, müssen Sie die persönlichen Benutzerdaten auf der Waage einspeichern.

Die Waage verfügt über 8 Benutzerspeicherplätze, in die Sie und beispielsweise die Mitglieder Ihrer Familie Ihre persönlichen Einstellungen abspeichern können.

Zusätzlich können Benutzer über weitere mobile Endgeräte mit installierter „beurer HealthManager Pro“ / „beurer HealthManager“ App oder durch Benutzerprofilwechsel in der App (siehe Einstellungen App) in Betrieb genommen werden.

Damit während der Inbetriebnahme eine Bluetooth®-Verbindung aktiv gehalten werden kann, bleiben Sie mit dem Smartphone in der Nähe der Waage.

– **Bluetooth®** in den Einstellungen des Smartphones aktivieren.

– **Laden Sie die kostenlose „beurer HealthManager Pro“ / „beurer HealthManager“ App im Apple App Store (iOS) oder bei Google Play (Android™) herunter.**

– **App starten und den Anweisungen folgen.**

– **BF 700 in App auswählen.**

Im Einstellungs Menü der App die Waage auswählen. Im Waagendisplay wird ein zufallsgenerierter sechsstelliger PIN-Code angezeigt. Zeitgleich erscheint auf dem Smartphone ein Eingabefeld, in das Sie diesen sechsstelligen PIN-Code eingeben.

– **BF 700 bezogene Daten eingeben.**

Folgende Einstellungen müssen in der App „beurer HealthManager Pro“ / „beurer HealthManager“ eingestellt sein bzw. eingegeben werden:

| Benutzerdaten | Einstellwerte |
|------------------------|--------------------------------------|
| Initialen/Namenskürzel | maximal 3 Buchstaben oder Zahlen |
| Körpergröße | 100 bis 220 cm (3' 3,5" bis 7' 2,5") |
| Alter | 10 bis 100 Jahre |
| Geschlecht | männlich (♂), weiblich (♀) |
| Aktivitätsgrad | 1 bis 5 |

Aktivitätsgrade

Bei der Auswahl des Aktivitätsgrades ist die mittel- und langfristige Betrachtung entscheidend.

| Aktivitätsgrad | Körperliche Aktivität |
|----------------|--|
| 1 | Keine. |
| 2 | Geringe: Wenige und leichte körperliche Anstrengungen (z.B. Spazierengehen, leichte Gartenarbeit, gymnastische Übungen). |
| 3 | Mittlere: Körperliche Anstrengungen, mindestens 2 bis 4 mal pro Woche, jeweils 30 Minuten. |
| 4 | Hohe: Körperliche Anstrengungen, mindestens 4 bis 6 mal pro Woche, jeweils 30 Minuten. |
| 5 | Sehr hohe: Intensive körperliche Anstrengungen, intensives Training oder harte körperliche Arbeit, täglich, jeweils mindestens 1 Stunde. |

– **Nach Aufforderung der App die Benutzerzuordnung durchführen.**

Für die automatische Personenerkennung muss die erste Messung mit Ihren persönlichen Benutzerdaten zugewiesen werden. Folgen Sie dazu den Anweisungen der App. Steigen Sie hierzu barfuß auf die Waage und achten Sie darauf, dass Sie ruhig und mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung mit beiden Beinen auf den Elektroden stehen.

8. Messung durchführen

Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, festen Boden; ein fester Bodenbelag ist Voraussetzung für eine korrekte Messung.

Gewicht messen, Diagnose durchführen

Steigen Sie barfuß auf die Waage und achten Sie darauf, dass Sie ruhig und mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung mit beiden Beinen auf den Elektroden stehen.

i Hinweis: Es darf kein Hautkontakt zwischen beiden Füßen, Beinen, Waden und Oberschenkeln bestehen. Andernfalls kann die Messung nicht korrekt ausgeführt werden.

i Hinweis: Falls eine Messung mit Socken durchgeführt werden sollte, ist das Messergebnis nicht korrekt.

Die Waage beginnt sofort mit der Messung. Zuerst wird das Gewicht angezeigt.

Während der Messung der weiteren Parameter erscheint „□□□□“.

Kurz darauf wird das Messergebnis angezeigt.

Falls ein Benutzer zugewiesen wurde, werden BMI, BF, Wasser, Muskel, Knochen, BMR und AMR angezeigt. Dies ist der Fall, wenn die Initialen angezeigt werden.

Es erscheinen folgende Anzeigen:

1. Gewicht in kg mit BMI
2. Körperfett in % mit Interpretation BF
3. Körperwasser in % ≈
4. Muskelanteil in % ⇄
5. Knochenmasse in kg ⇄
6. Kaloriengrundumsatz in kcal (BMR)
7. Aktivitätsumsatz in kcal (AMR)

Wenn der Benutzer nicht erkannt wird, kann nur das Gewicht angezeigt werden und es erscheinen keine Initialen „- - -“.

Nur Gewicht messen

Stellen Sie sich nun mit Schuhen auf die Waage. Stehen Sie ruhig auf der Waage mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf beiden Beinen. Die Waage beginnt sofort mit der Messung.

Das Gewicht wird angezeigt und im LCD läuft „- - -“ durch.

Falls ein Benutzer zugewiesen wurde, werden BMI, BMR und AMR angezeigt. Dies ist der Fall, wenn die Initialen angezeigt werden.

Wenn der Benutzer nicht erkannt wird, kann nur das Gewicht angezeigt werden und es erscheinen keine Initialen „- - -“.

i Hinweis: Für weitergehende Betrachtungen dürfen ausschließlich die an der Waage angezeigten Messwerte verwendet werden.

Waage ausschalten

Die Waage schaltet sich automatisch ab.

9. Ergebnisse bewerten

Körperfettanteil

Nachfolgende Körperfettwerte in % geben Ihnen eine Richtlinie (für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt!).

Mann

| Alter | wenig | normal | viel | sehr viel |
|--------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10–14 | <11 % | 11–16 % | 16,1–21 % | >21,1 % |
| 15–19 | <12 % | 12–17 % | 17,1–22 % | >22,1 % |
| 20–29 | <13 % | 13–18 % | 18,1–23 % | >23,1 % |
| 30–39 | <14 % | 14–19 % | 19,1–24 % | >24,1 % |
| 40–49 | <15 % | 15–20 % | 20,1–25 % | >25,1 % |
| 50–59 | <16 % | 16–21 % | 21,1–26 % | >26,1 % |
| 60–69 | <17 % | 17–22 % | 22,1–27 % | >27,1 % |
| 70–100 | <18 % | 18–23 % | 23,1–28 % | >28,1 % |

Frau

| Alter | wenig | normal | viel | sehr viel |
|--------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10–14 | <16 % | 16–21 % | 21,1–26 % | >26,1 % |
| 15–19 | <17 % | 17–22 % | 22,1–27 % | >27,1 % |
| 20–29 | <18 % | 18–23 % | 23,1–28 % | >28,1 % |
| 30–39 | <19 % | 19–24 % | 24,1–29 % | >29,1 % |
| 40–49 | <20 % | 20–25 % | 25,1–30 % | >30,1 % |
| 50–59 | <21 % | 21–26 % | 26,1–31 % | >31,1 % |
| 60–69 | <22 % | 22–27 % | 27,1–32 % | >32,1 % |
| 70–100 | <23 % | 23–28 % | 28,1–33 % | >33,1 % |

Bei Sportlern ist oft ein niedrigerer Wert festzustellen. Je nach betriebener Sportart, Trainingsintensität und körperlicher Konstitution können Werte erreicht werden, die noch unterhalb der angegebenen Richtwerte liegen. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei extrem niedrigen Werten Gesundheitsgefahren bestehen können.

Körperwasseranteil

Der Anteil des Körperwassers in % liegt normalerweise in folgenden Bereichen:

Mann

| Alter | schlecht | gut | sehr gut |
|--------|----------|---------|----------|
| 10–100 | <50 % | 50–65 % | >65 % |

Frau

| Alter | schlecht | gut | sehr gut |
|--------|----------|---------|----------|
| 10–100 | <45 % | 45–60 % | >60 % |

Körperfett beinhaltet relativ wenig Wasser. Deshalb kann bei Personen mit einem hohen Körperfettanteil der Körperwasseranteil unter den Richtwerten liegen. Bei Ausdauer-Sportlern hingegen können die Richtwerte aufgrund geringer Fettanteile und hohem Muskelanteil überschritten werden.

Die Körperwasserermittlung mit dieser Waage ist nicht dazu geeignet, medizinische Rückschlüsse auf z.B. altersbedingte Wassereinlagerungen zu ziehen. Fragen sie gegebenenfalls Ihren Arzt. Grundsätzlich gilt es, einen hohen Körperwasseranteil anzustreben.

Muskelanteil

Der Muskelanteil in % liegt normalerweise in folgenden Bereichen:

Mann

| Alter | wenig | normal | viel |
|--------|-------|---------|-------|
| 10–14 | <44 % | 44–57 % | >57 % |
| 15–19 | <43 % | 43–56 % | >56 % |
| 20–29 | <42 % | 42–54 % | >54 % |
| 30–39 | <41 % | 41–52 % | >52 % |
| 40–49 | <40 % | 40–50 % | >50 % |
| 50–59 | <39 % | 39–48 % | >48 % |
| 60–69 | <38 % | 38–47 % | >47 % |
| 70–100 | <37 % | 37–46 % | >46 % |

Frau

| Alter | wenig | normal | viel |
|--------|-------|---------|-------|
| 10–14 | <36 % | 36–43 % | >43 % |
| 15–19 | <35 % | 35–41 % | >41 % |
| 20–29 | <34 % | 34–39 % | >39 % |
| 30–39 | <33 % | 33–38 % | >38 % |
| 40–49 | <31 % | 31–36 % | >36 % |
| 50–59 | <29 % | 29–34 % | >34 % |
| 60–69 | <28 % | 28–33 % | >33 % |
| 70–100 | <27 % | 27–32 % | >32 % |

Knochenmasse

Unsere Knochen sind wie der Rest unseres Körpers natürlichen Aufbau-, Abbau- und Alterungsprozessen unterworfen. Die Knochenmasse nimmt im Kindesalter rasch zu und erreicht mit 30 bis 40 Jahren das Maximum. Mit zunehmendem Alter nimmt die Knochenmasse dann wieder etwas ab. Mit gesunder Ernährung (insbesondere Kalzium und Vitamin D) und regelmäßiger körperlicher Bewegung können Sie diesem Abbau ein Stück weit entgegen wirken. Mit gezieltem Muskelaufbau können Sie die Stabilität Ihres Knochengerüsts zusätzlich verstärken. Beachten Sie, dass diese Waage nicht den Kalziumgehalt der Knochen ausweist, sondern sie ermittelt das Gewicht aller Bestandteile der Knochen (organische Stoffe, anorganische Stoffe und Wasser). Die Knochenmasse lässt sich kaum beeinflussen, schwankt aber geringfügig innerhalb der beeinflussenden Faktoren (Gewicht, Größe, Alter, Geschlecht). Es sind keine anerkannten Richtlinien und Empfehlungen vorhanden.



ACHTUNG:

Bitte verwechseln Sie nicht die Knochenmasse mit der Knochendichte.

Die Knochendichte kann nur bei medizinischer Untersuchung (z.B. Computertomographie, Ultraschall) ermittelt werden. Deshalb sind Rückschlüsse auf Veränderungen der Knochen und der Knochenhärte (z.B. Osteoporose) mit dieser Waage nicht möglich.

BMR

Der Grundumsatz (BMR = Basal Metabolic Rate) ist die Energiemenge, die der Körper bei völliger Ruhe zur Aufrechterhaltung seiner Grundfunktionen benötigt (z.B. wenn man 24 Stunden im Bett liegt). Dieser Wert ist im wesentlichen vom Gewicht, Körpergröße und dem Alter abhängig.

Er wird bei der Diagnosewaage in der Einheit kcal/Tag angezeigt und anhand der wissenschaftlich anerkannten Harris-Benedict-Formel berechnet.

Diese Energiemenge benötigt Ihr Körper auf jeden Fall und muss in Form von Nahrung dem Körper wieder zugeführt werden. Wenn Sie längerfristig weniger Energie zu sich nehmen, kann sich dies gesundheitsschädlich auswirken.

AMR

Der Aktivitätsumsatz (AMR = Active Metabolic Rate) ist die Energiemenge, die der Körper im aktiven Zustand pro Tag verbraucht. Der Energieverbrauch eines Menschen steigt mit zunehmender körperlicher Aktivität an und wird bei der Diagnosewaage über den eingegebenen Aktivitätsgrad (1–5) ermittelt.

Um das aktuelle Gewicht zu halten, muss die verbrauchte Energie dem Körper in Form von Essen und Trinken wieder zugeführt werden.

Wird über einen längeren Zeitraum hinweg weniger Energie zugeführt als verbraucht, holt sich der Körper die Differenz im wesentlichen aus den angelegten Fett-Speichern, das Gewicht nimmt ab. Wird hingegen über einen längeren Zeitraum hinweg mehr Energie zugeführt als der berechnete Aktivitätsumsatz (AMR), kann der Körper den Energieüberschuss nicht verbrennen, der Überschuss wird als Fett im Körper eingelagert, das Gewicht nimmt zu.

10. Weitere Funktionen

Benutzerzuweisung

Eine Benutzerzuweisung von maximal 8 angelegten Waagenbenutzern ist möglich bei einer reinen Gewichtsmessung (mit Schuhen) und bei einer Diagnosemessung (barfuß).

Bei einer neuen Messung weist die Waage die Messung dem Benutzer zu, bei dem der letzte gespeicherte Messwert innerhalb +/- 2kg ist und, falls eine Diagnose möglich war, +/- 2% BF.

Unbekannte Messungen

Falls Messungen keinem Benutzer zugewiesen werden können, speichert die Waage diese Messwerte als unbekanntes Messungen. Das Display zeigt „----“ bei den Initialen an. Maximal 20 unbekanntes Messungen werden auf der Waage gespeichert.

Mit der App können Sie unbekanntes Messungen ihrem Benutzer direkt zuweisen oder löschen.

Speicherung der zugewiesenen Messwerte auf der Waage

Falls die App offen ist und eine aktive Bluetoothverbindung zur Waage besteht, werden neu zugewiesene Messungen sofort an die App geschickt. Die Werte werden in diesem Fall nicht auf der Waage gespeichert.

Falls die App nicht offen ist, werden neu zugewiesene Messungen in der Waage gespeichert. Maximal 30 Messungen pro Benutzer können in der Waage gespeichert werden. Die gespeicherten Messwerte werden automatisch zur App übertragen, wenn Sie die App innerhalb der *Bluetooth*reichweite öffnen.

Der Datenabgleich findet innerhalb von ca. 10 Sekunden statt. Eine automatische Übertragung im ausgeschalteten Zustand der Waage ist möglich.

Waagendaten löschen

Möchten Sie alle Messungen und alte Benutzerdaten auf der Waage komplett löschen, schalten Sie die Waage an und drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Reset-Taste.

Auf dem Display erscheint für einige Sekunden „dEL“.

Dies ist notwendig, wenn Sie z.B. falsch angelegte Waagenbenutzer löschen wollen oder Waagenbenutzer, die nicht mehr gebraucht werden.

Danach müssen Sie Kapitel 7 erneut durchführen (Benutzerzuordnung).

Batterien wechseln

Ihre Waage ist mit einer Batteriewechselanzeige ausgestattet. Beim Betreiben der Waage mit zu schwachen Batterien erscheint auf dem Anzeigenfeld „Lo“ und die Waage schaltet sich automatisch aus. Die Batterien müssen in diesem Fall ersetzt werden (3 x 1,5 V AAA).



HINWEIS:

- Verwenden Sie bei jedem Batteriewechsel Batterien gleichen Typs, gleicher Marke und gleicher Kapazität.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus.
- Verwenden Sie schwermetalldfreie Batterien.

11. Gerät reinigen und pflegen

Von Zeit zu Zeit sollte das Gerät gereinigt werden.

Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können.



ACHTUNG

- Verwenden Sie niemals scharfe Lösungs- und Reinigungsmittel!
- Tauchen Sie das Gerät keinesfalls unter Wasser!
- Gerät nicht in der Spülmaschine reinigen!

12. Entsorgung


Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei,

Cd = Batterie enthält Cadmium,

Hg = Batterie enthält Quecksilber.



Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



Verpackung umweltgerecht entsorgen. 

13. Was tun bei Problemen?

Stellt die Waage bei der Messung einen Fehler fest, wird folgendes angezeigt:

| Displayanzeige | Ursache | Behebung |
|--|--|---|
| „- - -“ | Unbekannte Messung, da außerhalb Grenze Benutzerzuordnung oder keine eindeutige Zuordnung möglich ist. | Unbekannte Messung in App zuweisen oder Benutzerzuweisung wiederholen. |
| „- - - -“ läuft durch. | Der Fettanteil liegt außerhalb des messbaren Bereichs (kleiner 3 % oder größer 65 %). | Die Messung bitte barfuß wiederholen oder feuchten Sie ggf. Ihre Fußsohlen leicht an. |
| Err | Die maximale Tragkraft von 180 kg wurde überschritten. | Nur bis 180 kg belasten. |
| Err oder falsches Gewicht wird angezeigt. | Kein ebener fester Boden. | Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, festen Boden. |
| Err oder falsches Gewicht wird angezeigt. | Unruhiges Stehen. | Stehen Sie möglichst still. |
| Falsches Gewicht wird angezeigt. | Waage hat falschen Nullpunkt. | Abwarten bis Waage selbst wieder ausschaltet. Waage aktivieren, „0.0 kg“ abwarten, Messung wiederholen. |
| Keine Bluetooth®-Verbindung (Ⓜ-Symbol fehlt). | Gerät außerhalb der Reichweite. | Mindestreichweite im freien Feld sind ca. 25 m. Wände und Decken verringern die Reichweite. Andere Funkwellen können die Übertragung stören. Stellen Sie die Waage deshalb nicht in der Nähe von Geräten wie z.B. WIFI, Mikrowelle, Induktionskochfeld auf und schalten Sie im Idealfall andere Bluetooth®geräte aus, die in Reichweite sind. |
| FULL | Benutzerspeicherplatz ist voll. Es werden keine Messungen mehr gespeichert. | Öffnen Sie die App. Die Daten werden automatisch übermittelt. Dies kann bis zu einer Minute dauern. |
| Lo | Die Batterien der Waage sind leer. | Wechseln Sie die Batterien der Waage. |

14. Garantie

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.



Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

Contents

| | |
|--|--|
| 1. Getting to know your instrument..... 12 | 8. Taking measurements 17 |
| 2. Signs and symbols 13 | 9. Evaluation of results 18 |
| 3. Safety notes..... 14 | 10. Other functions..... 19 |
| 4. Information 15 | 11. Cleaning and care of the unit 20 |
| 5. Unit description 15 | 12. Disposal..... 20 |
| 6. Initial use of the scale..... 16 | 13. What if there are problems? 20 |
| 7. Initial use with the app..... 16 | 14. Warranty 21 |

Included in delivery

- Quick Install Guide
- Diagnostic scale BF 700
- 3 x 1.5 V AAA batteries
- These operating instructions
- 1x warranty leaflet

1. Getting to know your instrument

Function of the unit

This digital scale is intended for weighing and providing a diagnosis of your personal fitness data. It is intended for self-testing in the private domain.

The scale has the following functions that can be used by up to 8 persons:

- body weight measurement,
- measurement of body fat percentage,
- body water percentage,
- muscle percentage,
- bone mass,
- basic and active metabolic rate.

This scale also has the following functions:

- switch between kilograms “kg”, pounds “lb” and stones “st”,
- automatic shutoff function,
- battery change indicator for weak batteries,
- Automatic user recognition
- LCD display of three initials of the user
- Storage of the last 30 measurements for 8 users if the data cannot be transferred to the app.
- A maximum of 20 unknown measurements can be stored,
- The product uses *Bluetooth*[®] low energy technology, frequency band 2400 - 2483,5 MHz, transmission power max. -2,47 dBm.

System requirements

















iOS from version 12.0, Android™ from version 8.0 with *Bluetooth*[®] 4.0.

List of compatible devices:



2. Signs and symbols

The following signs appear in these instructions for use:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | WARNING Warning notice indicating a risk of injury or damage to health. | | |
|  | IMPORTANT Safety note indicating possible damage to the device/accessory. | | |
|  | Note Note on important information | | |
|  | Observe the instructions for use | | |
|  | Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE | | |
|  | Dispose of packaging in an environmentally friendly manner | | |
|  | This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives. | | |
|  | United Kingdom Conformity Assessed Mark | | |
|  | The device may not be used by people with medical implants (e.g. pacemakers), as this may affect their functionality. | | |
|  | Manufacturer | | |
|  | The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations of the EAEU. | | |
|  | Do not load the scale beyond 180 kg/396 lb/28 st. |  | Danger of slipping: do not step on the scale with wet feet. |
|   | Danger of tipping: position yourself in the centre of the weighing surface. |  | Place the scale on an even surface. No carpet. |

3. Safety notes

Please read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.





WARNING

• **The scales must not be used by persons with medical implants (e.g. heart pacemakers) Otherwise their function could be impaired.**

- Do not use during pregnancy.
- Do not stand on the outer edge to one side of the scale otherwise it may tip!
- Batteries are highly dangerous if swallowed. Keep batteries and scale out of reach of small children. If batteries are swallowed, get medical help immediately.
- Keep children away from packaging materials (risk of suffocation).
- Caution! Do not step onto the scale with wet feet or when the scale's surface is damp – danger of slipping!



Notes on handling batteries

- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.
-  **Choking hazard!** Small children may swallow and choke on batteries. Store the batteries out of the reach of small children.
- Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Protect the batteries from excessive heat.
-  **Risk of explosion!** Never throw batteries into a fire.
- Do not charge or short-circuit batteries.
- If the device is not to be used for a long period, take the batteries out of the battery compartment.
- Use identical or equivalent battery types only.
- Always replace all batteries at the same time.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not disassemble, split or crush the batteries.



General notes

- The unit is for personal use only and is not intended for medical or commercial applications.
- Note that technical tolerances mean that results may vary, because the scale is not calibrated for professional medical use.
- The capacity of the scale is 180 kg (396 lb, 28 st). For weight measurement and bone mass measurement, the results are shown in 100 g increments (0.2 lb).
- The measuring results of the body fat, body water and muscle percentage are shown in 0.1 % increments.
- The caloric requirements is specified in steps of 1 kcal.
- When supplied to the customer, the scale is set to weigh and measure in “kg” and “cm”. You can change the unit settings during initial use of the app.
- Place the scale on a firm level floor; a firm floor covering is required for correct measurement.
- Protect the unit against hard knocks, moisture, dust, chemicals, major temperature fluctuations and heat sources which are too close (stoves, heating radiators).
- Repairs may only be carried out by Beurer customer service or authorised dealers. Before submitting any complaint, first check the batteries and replace them if necessary.
- We hereby confirm that this product complies with the European RED Directive 2014/53/EU. The CE Declaration of Conformity for this product can be found under:
<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

Storage and maintenance

The accuracy of the measurements and service life of the device depend on its careful handling:



IMPORTANT

- The unit should be cleaned occasionally. Do not use abrasive detergents and never immerse the unit in water.

- Ensure that no liquid gets on the scale. Never dip the scale into water. Never wash it under running water.
- Do not place any objects on the scale when it is not being used.
- Protect the unit against hard knocks, moisture, dust, chemicals, major temperature fluctuations and heat sources which are too close (stoves, heating radiators).
- Do not press the buttons using excessive force or with pointed objects.
- Do not expose the scale to high temperatures or strong electromagnetic fields (e.g. mobile phones).

4. Information

The measuring principle

This scale works on the principle of B.I.A. (bioelectrical impedance analysis). This involves the calculation of body content within seconds, using a current that is not noticeable, is completely non-hazardous and does not pose any risk.

When this measurement of the electrical resistance (impedance) is considered alongside constants and/or individual values (age, height, gender, activity level), the body fat percentage and other variables in the body can be calculated. Muscle tissue and water conduct electricity well and therefore have a lower resistance. In contrast, bones and fat tissue have low conductivity as the fat cells and bones are barely able to conduct the current due to very high levels of resistance.

Please note that the values calculated by the diagnostic scale only represent an approximation of the actual medical analytical values for the body. Only a specialist doctor can precisely establish the body fat, body water, muscle percentage and bone structure using medical methods (e.g. computer tomography).

General tips

- If possible, always weigh yourself at the same time of day (preferably in the morning), after using the toilet, on an empty stomach and unclothed, in order to achieve comparable results.
- Important for the measurement: only measure body fat when barefoot and with the soles of the feet slightly moist.
Completely dry soles can result in unsatisfactory measurements due to inadequate conductivity.
- Stand still and upright during the measurement.
- Wait a few hours after unaccustomed physical activity.
- Wait approx. 15 minutes after getting up in the morning to allow the water in the body to distribute.
- Remember that only long-term trends are important. Short-term changes in weight within a few days are usually caused by a loss of fluid. Body water plays an important role towards our general wellbeing.

Limitations


When measuring body fat and other values, deviating and implausible results may occur in:

- children under approx. 10 years,
- competitive athletes and body builders,
- pregnant women,
- persons with fever, undergoing dialysis treatment or with symptoms of edema or osteoporosis,
- persons taking cardiovascular medication (affecting the heart and vascular system),
- persons taking vascular dilating or vascular constricting medication,
- persons with considerable anatomic deviations of the legs in relation to total body size (length of the legs considerably shortened or lengthened).

5. Unit description

Rear

1. Battery compartment
2. Reset button



Display


3. *Bluetooth*[®] symbol for connection between scale and smartphone

4a. Initials of the user, e.g. Tom

4b. Unknown measurements “---”

5. Body weight

6. Body data e.g. BMI, body fat etc.




6. Initial use of the scale

Inserting batteries

Remove the batteries from the protective packaging and insert the batteries into the scale ensuring that the battery polarity is correct. If the scale does not function, remove the batteries completely and reinsert them.

Setting up the scale

Place the scale on a firm level floor; a firm floor covering is required for correct measurement.



7. Initial use with the app

You must enter personal user parameters in order to measure your body fat percentage and other physical data.

The scale has 8 user memory locations which allows, for example, you and your family members to save personal settings.

It is also possible to activate users via other mobile end devices on which the “beurer HealthManager Pro” / “beurer HealthManager” App has been installed or by changing the user profile in the app (see the app settings).

Keep the smartphone close to the scale in order to maintain an active *Bluetooth*[®] connection during initial use.

– **Activate *Bluetooth*[®] in the smartphone settings.**

– **Download the free “beurer HealthManager Pro” / “beurer HealthManager” app from the Apple App Store (iOS) or at Google Play (Android™).**

– **Start the app and follow the instructions.**

– **Select BF 700 in the app.**

Select the scale in the settings menu of the app. A randomly generated six-digit PIN code will appear in the scale display. At the same time, an input field will appear on the smartphone in which you must enter this six-digit PIN code.

– **Enter the BF 700-related data.**

The following settings must be set or entered in the “beurer HealthManager Pro” / “beurer HealthManager” app:

| User data | Parameters |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Initials/abbreviation of name | max. 3 characters or numbers |
| Body height | 100 to 220 cm (3' 3.5" to 7' 2.5") |
| Age | 10 to 100 Years |
| Sex | man (♂), woman (♀) |
| Degree of activity | 1 to 5 |

Degrees of activity

Selection of the degree of activity must refer to the medium and long term.

| Degree of activity | Physical activity |
|--------------------|---|
| 1 | None. |
| 2 | Low: A small amount of light physical effort (e.g. short walks, light garden work, gymnastic exercises). |
| 3 | Medium: Physical effort for 30 minutes at least 2 to 4 times a week. |
| 4 | High: Physical effort for 30 minutes at least 4 to 6 times a week. |
| 5 | Very high: Intensive physical effort, intensive training or hard physical work for at least one hour daily. |

– Assign the user when requested to do so by the app.


For automatic personal recognition, the first measurement must be assigned to your personal user data. Follow the app instructions for this. Step onto the scale with bare feet and ensure that you are standing still with equal weight distribution and with both legs on the electrodes.

8. Taking measurements

Place the scale on a firm level floor; a firm floor covering is required for correct measurement.

Weighing, carrying out diagnostics

Step onto the scale with bare feet and ensure that you are standing still with equal weight distribution and with both legs on the electrodes.

 **Note:** There must be no skin contact between your feet, legs, calves or thighs. Otherwise the measurement cannot be performed correctly.

 **Note:** The measurement result will be incorrect if the measurement is carried out with socks on.

The scale begins to take measurements straight away. First, the weight is displayed.

Whilst the other parameters are being measured, “□□□□” appears.

The measurement is displayed shortly afterwards.

If a user has been assigned, the BMI, body fat, water, muscle, bone, BMR and AMR are shown. This is the case if the initials are shown.

The following appears:

1. Weight in kg with BMI
2. Body fat in % with interpretation of BF
3. Body water in % ≈
4. Muscle percentage in % ⇄⇄
5. Bone mass in kg ⇄
6. Basal metabolic rate in kcal (BMR)
7. Active metabolic rate in kcal (AMR)

If the user is not recognised, only the weight can be shown and no initials appear “- - -”.


Only weight measurement

Now step on the scale wearing shoes. Stand still on the scale with your weight distributed evenly between both legs. The scale immediately begins to measure your weight.

The weight is shown and “- - -” runs across the LCD.

If a user has been assigned then the BMI, BMR and AMR are displayed. This is the case if the initials are shown.

If the user is not recognised, only the weight can be shown and no initials appear “- - -”.

 **Note:** Only the measurements displayed on the scale may be used for further observations.

Switching off the scale

The scale will then switch itself off automatically.

9. Evaluation of results

Body fat percentage

The following body fat percentages are guide values (contact your physician for further information).

Man

| Age | low | normal | high | very high |
|--------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10–14 | <11 % | 11–16 % | 16,1–21 % | >21,1 % |
| 15–19 | <12 % | 12–17 % | 17,1–22 % | >22,1 % |
| 20–29 | <13 % | 13–18 % | 18,1–23 % | >23,1 % |
| 30–39 | <14 % | 14–19 % | 19,1–24 % | >24,1 % |
| 40–49 | <15 % | 15–20 % | 20,1–25 % | >25,1 % |
| 50–59 | <16 % | 16–21 % | 21,1–26 % | >26,1 % |
| 60–69 | <17 % | 17–22 % | 22,1–27 % | >27,1 % |
| 70–100 | <18 % | 18–23 % | 23,1–28 % | >28,1 % |

Woman

| Age | low | normal | high | very high |
|--------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10–14 | <16 % | 16–21 % | 21,1–26 % | >26,1 % |
| 15–19 | <17 % | 17–22 % | 22,1–27 % | >27,1 % |
| 20–29 | <18 % | 18–23 % | 23,1–28 % | >28,1 % |
| 30–39 | <19 % | 19–24 % | 24,1–29 % | >29,1 % |
| 40–49 | <20 % | 20–25 % | 25,1–30 % | >30,1 % |
| 50–59 | <21 % | 21–26 % | 26,1–31 % | >31,1 % |
| 60–69 | <22 % | 22–27 % | 27,1–32 % | >32,1 % |
| 70–100 | <23 % | 23–28 % | 28,1–33 % | >33,1 % |

A lower value is often found in athletes. Depending on the type of sports, training intensity and physical constitution, values may result which are below the recommended values stated. It should, however, be noted that there could be a danger to health in the case of extremely low values.

Body water percentage

The body water percentage is normally within the following ranges:

Man

| Age | poor | good | very good |
|--------|-------|---------|-----------|
| 10–100 | <50 % | 50–65 % | >65 % |

Woman

| Age | poor | good | very good |
|--------|-------|---------|-----------|
| 10–100 | <45 % | 45–60 % | >60 % |

Body fat contains relatively little water. Therefore persons with a high body fat percentage have body water percentages below the recommended values. With endurance athletes, however, the recommended values could be exceeded due to low fat percentages and high muscle percentage.

This scale is unsuitable for measuring body water in order to draw medical conclusions concerning age-related water retention, for example. If necessary ask your physician. Basically, a high body water percentage should be the aim.

Muscle percentage

The muscle percentage is normally within the following ranges:

Man

| Age | low | normal | high |
|--------|-------|---------|-------|
| 10–14 | <44 % | 44–57 % | >57 % |
| 15–19 | <43 % | 43–56 % | >56 % |
| 20–29 | <42 % | 42–54 % | >54 % |
| 30–39 | <41 % | 41–52 % | >52 % |
| 40–49 | <40 % | 40–50 % | >50 % |
| 50–59 | <39 % | 39–48 % | >48 % |
| 60–69 | <38 % | 38–47 % | >47 % |
| 70–100 | <37 % | 37–46 % | >46 % |

Woman

| Age | low | normal | high |
|--------|-------|---------|-------|
| 10–14 | <36 % | 36–43 % | >43 % |
| 15–19 | <35 % | 35–41 % | >41 % |
| 20–29 | <34 % | 34–39 % | >39 % |
| 30–39 | <33 % | 33–38 % | >38 % |
| 40–49 | <31 % | 31–36 % | >36 % |
| 50–59 | <29 % | 29–34 % | >34 % |
| 60–69 | <28 % | 28–33 % | >33 % |
| 70–100 | <27 % | 27–32 % | >32 % |

Bone mass

Like the rest of our body, our bones are subject to the natural development, degeneration and ageing processes. Bone mass increases rapidly in childhood and reaches its maximum between 30 and 40 years of age. Bone mass reduces slightly with increasing age. You can reduce this degeneration somewhat with healthy nutrition (particularly calcium and vitamin D) and regular exercise.

With appropriate muscle building, you can also strengthen your bone structure. Note that this scale will not show you the calcium content of your bones, but will measure the weight of all bone constituents

(organic substances, inorganic substances and water). Little influence can be exerted on bone mass, but it will vary slightly within the influencing factors (weight, height, age, gender). no recognised guidelines or recommendations relating to bone mass measurement.



ATTENTION:

Please do not confuse bone mass with bone density.

Bone density can be determined only by means of a medical examination (e.g. computer tomography, ultrasound). It is therefore not possible to draw conclusions concerning changes to the bones and bone hardness (e.g. osteoporosis) using this scale.

BMR

The basal metabolic rate (BMR) is the amount of energy required by the body at complete rest in order to maintain its basic functions (e.g. when lying in bed 24 hours a day). This value is primarily dependent on weight, height and age.

It is displayed on the diagnostic scale in the unit kcal/day and calculated using the scientifically recognised Harris-Benedict equation.

This is the amount of energy that is required by your body under all circumstances and must be re-supplied to the body in the form of food. If your energy intake is below this level in the longer term, this can result in damage to health.

AMR

The active metabolic rate (AMR) is the amount of energy required daily by the body in its active state. The energy consumption of a human being rises with increasing physical activity and is measured on the diagnostic scale in relation to the degree of activity entered (1–5).

To maintain your existing weight, the amount of energy used must be reintroduced into the body in the form of food and drink. If less energy is introduced than is used over a longer period of time, your body will obtain the difference largely from the amount of fat stored and your weight will decrease. If, on the other hand, over a longer period of time more energy is introduced than the total active metabolic rate (AMR) calculated, your body will be unable to burn off the excess energy, and the excess will be stored in the body as fat and your weight will increase.

10. Other functions

User assignment

It is possible to assign up to 8 scale users for a weight-only measurement (with shoes) and for a diagnosis measurement (bare feet).

For a new measurement, the scale assigns the measurement to the user whose most recently saved measurement falls within +/- 2 kg of this and, if a diagnosis was possible, +/- 2% of the body fat.

Unknown measurements

If measurements cannot be assigned to any user, the scale stores them as unknown measurements. Up to 20 unknown measurements are saved on the scale.

You can use the app to directly assign unknown measurements to your user.

Saving the assigned measurements on the scale

If the app is open and there is an active *Bluetooth*[®] connection to the scale, newly assigned measurements are sent immediately to the app. In this case, the values are not saved on the scale.

If the app is not open, the newly assigned measurements are saved on the scale. A total of 30 measurements per user can be saved on the scale. The saved measurements are transferred automatically to the app if you open the app within the *Bluetooth*[®] range.

Data synchronisation takes place within 10 seconds. It is possible to automatically transfer data when the scale is switched off.

Deleting scale data

If you would like to completely delete all measurements and old user data on the scale, switch on the scale and press the reset button for approx. 3 seconds.

“dEL” will appear in the display for several seconds.

This is necessary if you would like to delete scale users who have been set up incorrectly or are no longer required, for example.

You must then carry out the actions in chapter 7 again (user assignment).

Replacing batteries

Your scale is equipped with a “low battery indicator”. If you operate the scale with flat batteries, “L0” will appear on the display and the scale will automatically switch off. In this case, the batteries must be replaced (3 x 1.5 V AAA).



NOTE:

- When changing batteries, always use batteries of the same type, brand and capacity.
- Do not use rechargeable batteries.
- Use batteries that are free of heavy metals.

11. Cleaning and care of the unit

The unit should be cleaned occasionally.

Clean using a damp cloth, to which you can apply a little detergent if necessary.



IMPORTANT

- Do not use aggressive solvents or cleaning agents!
- Never immerse the unit in water!
- Do not wash the unit in a dishwasher!

12. Disposal

The empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries. The codes below are printed on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead,

Cd = Battery contains cadmium,

Hg = Battery contains mercury.



For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point.

Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

Dispose of packaging in an environmentally friendly manner.



13. What if there are problems?

If the scale detects an error when measuring, the following is displayed:

| Display | Cause | Remedy |
|---------------------------------------|--|---|
| “- - -” | Unknown measurement as it is outside the user assignment limit or a unique assignment is not possible. | Assign unknown measurement in app or repeat user assignment. |
| “- - - -” runs across the LCD. | The fat percentage is outside the measurable range (less than 3 % or greater than 65 %). | Repeat the measurement barefoot or, if necessary, moisten the soles of your feet slightly. |
| Err | The maximum load-bearing capacity of 180 kg was exceeded. | The load must not exceed 180 kg |
| Err or incorrect weight is displayed. | No flat, stable surface. | Place the scale on a flat, stable surface. |
| Err or incorrect weight is displayed. | Not standing still. | Stand as still as possible. |
| Incorrect weight is displayed. | Scale zero setting is incorrect. | Wait until the scale switches itself off. Activate scale, wait for “0.0 kg” to appear and repeat measurement. |

| Display | Cause | Remedy |
|--|---|---|
| No <i>Bluetooth</i> [®] connection (ⓧ symbol is missing). | Device outside the range. | The minimum range in a free field is approx. 25 m. Walls and ceilings reduce the range. Other radio waves may interfere with the transmission. Therefore, do not position the scale near devices such as WIFI, micro-waves, induction hobs etc. and, ideally, switch off any other <i>Bluetooth</i> [®] devices that are within range. |
| FULL | User memory space is full. No more measurements can be saved. | Open the app. The data is transferred automatically. This may take up to one minute. |
| Lo | The batteries in the scale are empty. | Replace the batteries of scale. |

14. Warranty

Further information on the warranty and warranty conditions can be found in the warranty leaflet supplied.



Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Sommaire

| | | | |
|--|----|--|----|
| 1. Familiarisation avec l'appareil | 22 | 8. Effectuer une mesure | 27 |
| 2. Symboles utilisés..... | 23 | 9. Evaluation des résultats..... | 28 |
| 3. Consignes de sécurité..... | 24 | 10. Autres fonctions | 30 |
| 4. Informations..... | 25 | 11. Nettoyage et entretien de l'appareil | 30 |
| 5. Description de l'appareil..... | 26 | 12. Elimination | 30 |
| 6. Mise en service du pèse-personne | 26 | 13. Que faire en cas de problèmes ?..... | 31 |
| 7. Mise en service avec l'application..... | 26 | 14. Garantie | 31 |

Contenu de la livraison

- Manuel abrégé
- Pèse-personne impédancemètre BF 700
- 3 piles 1,5 V, type AAA
- Le présent mode d'emploi
- 1 fiche de garantie

1. Familiarisation avec l'appareil

Fonctions de l'appareil

Ce pèse-personne impédancemètre numérique sert à la fois à vous peser et à calculer vos données personnelles de fitness.

Il est conçu pour être utilisé dans un cercle privé.

Le pèse-personne dispose des fonctions suivantes pouvant être utilisées par un maximum de 8 personnes :

- mesure du poids du corps,
- détermination du taux de graisse corporelle,
- taux de masse hydrique,
- taux de masse musculaire,
- masse osseuse, ainsi que,
- métabolisme de base et taux métabolique actif.

Le pèse-personne dispose en outre des fonctions complémentaires suivantes :

- Conversion entre kilogramme « kg », livre « lb » et stone « st ».
- Fonction de désactivation automatique.
- Affichage de remplacement de piles lorsque les piles faiblissent,
- Reconnaissance automatique de l'utilisateur,
- Affichage LCD de 3 initiales de l'utilisateur,
- Enregistrement des 30 dernières mesures pour 8 personnes, si le transfert vers l'application est impossible,
- Enregistrement possible de jusqu'à 20 mesures inconnues.
- Le produit utilise la *Bluetooth*® low energy technology sur la bande de fréquence 2400 - 2483,5 MHz, à une puissance d'émission max. de -2.47 dBm.

Conditions du système


















iOS à partir de la version 12.0, Android™ à partir de la version 8.0 avec *Bluetooth*® 4.0.

Liste des appareils compatibles :



2. Symboles utilisés

Voici les symboles utilisés dans le mode d'emploi :

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | AVERTISSEMENT Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé. | | |
|  | ATTENTION Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire. | | |
|  | Remarque Indication d'informations importantes | | |
|  | Respecter les consignes du mode d'emploi | | |
|  | Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques | | |
|  | Éliminer l'emballage dans le respect de l'environnement | | |
|  | Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. | | |
|  | Marquage de conformité UKCA | | |
|  | L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes portant des implants médicaux (par ex. stimulateur cardiaque). Sinon, leur fonctionnement pourrait être altéré. | | |
|  | Fabricant | | |
|  | Les produits sont complètement conformes aux exigences des règlements techniques de l'UEEA. | | |
|  | Ne pesez pas des charges supérieures à 180 kg/396 lb/28 st. |  | Risque de glissade : Ne montez pas sur le pèse-personne impédancemètre avec les pieds mouillés. |
|  | Risque de basculement : Montez au centre du pèse-personne. |  | |
|  | |  | Posez le pèse-personne sur une surface plate. Pas sur de la moquette ni sur un tapis. |

3. Consignes de sécurité

Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la également à la disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.



AVERTISSEMENT

• **Le pèse-personne ne doit pas être utilisé par des personnes portant des implants médicaux (par ex. stimulateur cardiaque). Ces appareils risqueraient alors de ne pas fonctionner correctement.**

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes.
- Ne montez pas sur un seul côté ni sur le bord du pèse-personne : il risquerait de basculer et de vous faire tomber !
- Les piles avalées risquent de mettre la vie en danger. Laissez les piles et la balance hors de portée des jeunes enfants. Au cas où une pile a été avalée, faites immédiatement appel à un médecin.
- Ne laissez pas l'emballage à la portée des enfants (risque d'étouffement).
- Attention, ne montez pas sur la balance les pieds mouillés et ne posez pas les pieds sur le plateau de pesée s'il est humide – vous pourriez glisser !



Remarques relatives aux piles

- Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- **⚠ Risque d'ingestion !** Les enfants en bas âge pourraient avaler des piles et s'étouffer. Veuillez donc conserver les piles hors de portée des enfants en bas âge !
- Respectez les signes de polarité plus (+) et moins (-).
- Si la pile a coulé, enfillez des gants de protection et nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon sec.
- Protégez les piles d'une chaleur excessive.
- **⚠ Risque d'explosion !** Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Les piles ne doivent être ni rechargées, ni court-circuitées.
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, sortez les piles du compartiment à piles.
- Utilisez uniquement des piles identiques ou équivalentes.
- Remplacez toujours l'ensemble des piles simultanément.
- N'utilisez pas d'accumulateur !
- Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les piles.



Remarques générales

- L'appareil est prévu pour un usage exclusivement personnel. Il n'est en aucun cas destiné à des fins médicales ou commerciales.
- Notez que des tolérances de mesure d'ordre technique sont possibles, car cette balance n'est pas étalonnée en vue d'un usage médical professionnel.
- La portée maximale de la balance est de 180 kg (396 lb, 28 st). Lors de la pesée et de la détermination de la masse osseuse, les résultats s'affichent par incréments de 100 g (0,2 lb).
- Les résultats de mesure du taux de graisse corporelle, de masse hydrique et de masse musculaire s'affichent par incréments de 0,1 %.
- Le nombre de calories nécessaires s'affiche par incréments de 1 kcal.
- À la livraison du pèse-personne, le réglage des unités est en « cm » et « kg ». Lors de la mise en service, vous pouvez modifier les réglages des unités à l'aide de l'application.
- Placez le pèse-personne sur un sol plan et stable ; une surface ferme est la condition préalable à une mesure exacte.
- Protégez le pèse-personne des chocs, de l'humidité, de la poussière, des produits chimiques, des variations importantes de température et des sources de chaleur (four, radiateur).
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par le service après-vente Beurer ou des revendeurs agréés. Cependant, avant toute réclamation, vérifiez d'abord les piles et changez-les le cas échéant.
- Nous garantissons par la présente que ce produit est conforme à la directive européenne RED 2014/53/EU.

Vous pouvez trouver la déclaration de conformité CE de ce produit à l'adresse suivante :

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

Stockage et entretien

La précision des valeurs mesurées et la durée de vie de l'appareil dépendent d'un maniement soigné :



ATTENTION

- Nettoyez de temps en temps l'appareil. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs et n'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne parvienne sur le pèse-personne. Ne plongez en aucun cas le pèse-personne dans l'eau. Ne rincez en aucun cas le pèse-personne à l'eau courante.
- Ne posez pas d'objets sur le pèse-personne lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Protégez le pèse-personne des chocs, de l'humidité, de la poussière, des produits chimiques, des variations importantes de température et des sources de chaleur (four, radiateur).
- N'appuyez pas sur les touches en forçant ou avec des objets pointus.
- N'exposez pas le pèse-personne à des températures trop élevées ou à de forts champs électromagnétiques (p. ex. téléphones mobiles).

4. Informations

Principe de mesure

Ce pèse-personne fonctionne selon le principe de la B.I.A., l'analyse bioélectrique de l'impédance. À cet effet, un courant imperceptible, absolument sans risque et sans danger, permet de connaître en quelques secondes le taux des tissus corporels.

La mesure de la résistance électrique (impédance) ainsi que la prise en compte de constantes ou de données individuelles (âge, taille, sexe, activité physique) permettent de définir le taux de graisse corporelle et d'autres paramètres physiques. Le tissu musculaire et l'eau ont une bonne conductibilité électrique et présentent donc une faible résistance. Par contre, les os et le tissu adipeux ont une faible conductibilité, car les os et les cellules adipeuses sont très peu conducteurs en raison de leur résistance très élevée.

Notez que les valeurs déterminées par le pèse-personne impédancemètre ne représentent que des approximations par rapport aux analyses physiques effectives d'ordre médical. Seul un spécialiste équipé de matériel médical (par exemple un tomodensitomètre) est en mesure de déterminer précisément la graisse corporelle, l'eau corporelle, la masse musculaire et la masse osseuse.

Conseils généraux

- Pesez-vous, si possible, à la même heure (de préférence le matin), après la selle, à jeun et nu(e) afin d'obtenir des résultats comparables.
- Important : la détermination de la graisse corporelle doit toujours être faite pieds nus ; si nécessaire, elle peut s'effectuer la plante des pieds légèrement humide. Il se peut que des mesures effectuées avec les pieds complètement secs ne conduisent pas à des résultats satisfaisants, leur conductibilité étant trop faible.
- Ne bougez pas pendant la mesure.
- Attendez quelques heures après un effort physique inhabituel.
- Attendez 15 minutes environ après le lever avant de procéder à la mesure pour que l'eau puisse se répartir dans le corps.
- Seules les tendances à long terme comptent. Des écarts de poids de courte durée enregistrés en l'espace de quelques jours ne sont généralement dus qu'à une simple perte de liquides. L'eau corporelle joue cependant un rôle important pour le bien-être.

Restrictions


Dans certains cas, la détermination de la graisse corporelle et d'autres données peut présenter des écarts et des résultats non plausibles :

- les enfants de moins de 10 ans environ,
- les sportifs de haut niveau et les personnes pratiquant le bodybuilding,
- les femmes enceintes,
- les personnes fiévreuses, en dialyse, présentant des symptômes d'oedèmes ou d'ostéoporose,
- les personnes sous traitement médical cardiovasculaire,
- les personnes prenant des médicaments vasodilatateurs ou vasoconstricteurs,
- les personnes présentant des écarts anatomiques sérieux des jambes par rapport à leur taille (jambes nettement courtes ou longues).

5. Description de l'appareil


Face arrière

1. Compartiment à piles
2. Touche Reset



Écran

3. Symbole Bluetooth® pour la connexion entre le pese-personne et le smartphone
- 4a. Initiales de l'utilisateur, par ex. Tom
- 4b. Mesures inconnues « - - - »
5. Masse corporelle
6. Données corporelles, par ex. IMC, BF...



6. Mise en service du pese-personne

Insertion des piles

Retirez les piles de l'emballage et placez-les dans le pese-personne en respectant la polarité. Si le pese-personne n'affiche aucune fonction, retirez complètement les piles et replacez-les à nouveau.

Installation du pese-personne

Posez la balance sur un sol plan et stable; une surface ferme est la condition préalable à une mesure exacte.

7. Mise en service avec l'application


Pour déterminer votre taux de graisse corporelle ainsi que les autres paramètres, il vous faut enregistrer vos données personnelles.

Le pese-personne dispose de 8 emplacements de sauvegarde utilisateur dans lesquels vous et les membres de votre famille pouvez, par exemple, enregistrer vos paramètres personnels.

De plus, d'autres utilisateurs peuvent être affectés depuis des terminaux mobiles où l'application « beurer HealthManager Pro » / « beurer HealthManager » est installée, ou par le choix du profil utilisateur dans l'application (voir Paramètres de l'application).

Durant la mise en service, laissez le smartphone à proximité du pese-personne pour que la connexion Bluetooth® puisse rester active.

- Activer le Bluetooth® dans les paramètres du smartphone.
- Téléchargez l'application gratuite « beurer HealthManager Pro » / « beurer HealthManager » sur l'Apple App Store (iOS) ou sur Google Play (Android™).
- Démarrer l'application et suivre les instructions.
- Sélectionner BF 700 dans l'application.



Sélectionner le pese-personne dans le menu des paramètres de l'application. Un code PIN à six chiffres généré aléatoirement s'affiche alors sur l'écran du pese-personne. Un champ de saisie apparaît alors sur le smartphone, dans lequel vous devez saisir ce code PIN à six chiffres.

– Saisir les données de BF 700.

Les réglages suivants doivent être effectués ou entrés dans l'application « beurer HealthManager Pro »/ « beurer HealthManager » :

| Données de l'utilisateur | Valeurs de réglage |
|--------------------------|----------------------------------|
| Initiales/Diminutif | maximum 3 lettres ou chiffres |
| Taille | 100 à 220 cm (3' 3,5" à 7' 2,5") |
| Age | 10 à 100 ans |
| Sexe | homme (♂), femme (♀) |
| Niveau d'activité | 1 à 5 |

Niveaux d'activité

Le niveau d'activité est sélectionné en fonction des perspectives à moyen et à long terme.

| Niveau d'activité | Activité physique |
|-------------------|--|
| 1 | Aucune. |
| 2 | Réduite : peu d'efforts physiques et efforts limités (promenade, jardinage facile, exercices de gymnastique par ex.). |
| 3 | Moyenne : efforts physiques au moins 2 à 4 fois par semaine, pendant 30 minutes. |
| 4 | Intense : efforts physiques au moins 4 à 6 fois par semaine, pendant 30 minutes. |
| 5 | Très intense : efforts physiques très prononcés, entraînement intense ou travail physique dur quotidiennement, au moins pendant 1 heure. |

– Affecter les utilisateurs à la demande de l'application.

Pour la reconnaissance automatique des personnes, leur première mesure doit être affectée à leurs données d'utilisateur personnelles. Pour cela, suivez les instructions de l'application. Montez pieds nus sur le pèse-personne et tenez-vous immobile en répartissant bien votre poids, les deux pieds positionnés sur les électrodes.

8. Effectuer une mesure

Posez la balance sur un sol plan et stable; une surface ferme est la condition préalable à une mesure exacte.

Mesure du poids, exécution du diagnostic

Montez pieds nus sur la balance et tenez-vous immobile en répartissant bien votre poids, les deux pieds positionnés sur les électrodes.

i Remarque : Il ne doit pas y avoir de contact cutané entre les pieds, les jambes, les mollets et les cuisses. Sinon, la mesure ne peut pas être faite de manière correcte.

i Remarque : Si la mesure est effectuée avec des chaussettes, le résultat ne sera pas correct.

Le pèse-personne commence tout de suite la mesure. Le poids est d'abord affiché.

Pendant la mesure des autres paramètres, « 0000 » s'affiche.

Peu après, le résultat de la mesure apparaît.

Si un utilisateur a été affecté, l'IMC, la BF, la masse de l'eau, des muscles, des os, le BMR et l'AMR sont affichés. C'est le cas quand les initiales sont affichées.

Les éléments suivants s'affichent :

1. Poids en kg avec IMC
2. Masse grasseuse en % avec interprétation BF
3. Masse hydrique en % ≈
4. Masse musculaire en % ⇄
5. Masse osseuse en kg ⇄
6. Taux métabolique basal en kcal (BMR)
7. Taux métabolique actif en kcal (AMR)

Si l'utilisateur n'est pas reconnu, seul le poids peut s'afficher, pas les initiales « - - - ».

Mesurer le poids uniquement

Montez désormais en chaussures sur le pèse-personne. Tenez-vous debout immobile sur la balance en répartissant votre poids de manière égale sur les deux jambes. La balance commence la mesure immédiatement.

Le poids est affiché et l'écran affiche « --- ».

Si un utilisateur a été affecté, l'IMC, le BMR et l'AMR sont affichés. C'est le cas quand les initiales sont affichées.

Si l'utilisateur n'est pas reconnu, seul le poids peut s'afficher, pas les initiales « --- ».

i Remarque : seules les valeurs de mesure affichées sur le pèse-personne peuvent être utilisées pour des analyses complémentaires.

Mise hors tension du pèse-personne

Le pèse-personne s'éteint automatiquement.

9. Evaluation des résultats

Taux de graisse corporelle

Les taux de graisse corporelle suivants (en %) sont donnés à titre indicatif (consultez votre médecin pour de plus amples informations).

Homme

| Age | Faible | Normal | Elevé | Obésité |
|--------|--------|---------|-----------|---------|
| 10-14 | <11 % | 11-16 % | 16,1-21 % | >21,1 % |
| 15-19 | <12 % | 12-17 % | 17,1-22 % | >22,1 % |
| 20-29 | <13 % | 13-18 % | 18,1-23 % | >23,1 % |
| 30-39 | <14 % | 14-19 % | 19,1-24 % | >24,1 % |
| 40-49 | <15 % | 15-20 % | 20,1-25 % | >25,1 % |
| 50-59 | <16 % | 16-21 % | 21,1-26 % | >26,1 % |
| 60-69 | <17 % | 17-22 % | 22,1-27 % | >27,1 % |
| 70-100 | <18 % | 18-23 % | 23,1-28 % | >28,1 % |

Femme

| Age | Faible | Normal | Elevé | Obésité |
|--------|--------|---------|-----------|---------|
| 10-14 | <16 % | 16-21 % | 21,1-26 % | >26,1 % |
| 15-19 | <17 % | 17-22 % | 22,1-27 % | >27,1 % |
| 20-29 | <18 % | 18-23 % | 23,1-28 % | >28,1 % |
| 30-39 | <19 % | 19-24 % | 24,1-29 % | >29,1 % |
| 40-49 | <20 % | 20-25 % | 25,1-30 % | >30,1 % |
| 50-59 | <21 % | 21-26 % | 26,1-31 % | >31,1 % |
| 60-69 | <22 % | 22-27 % | 27,1-32 % | >32,1 % |
| 70-100 | <23 % | 23-28 % | 28,1-33 % | >33,1 % |

Chez les sportifs, les valeurs sont souvent plus basses. En fonction du type de sport pratiqué, de l'intensité de l'entraînement et de la constitution physique de la personne, il se peut que les taux obtenus soient encore inférieurs aux taux de référence. Des valeurs extrêmement basses peuvent cependant représenter des risques pour la santé.

Taux de masse hydrique

Le taux de masse hydrique (en %) se situe normalement dans les plages suivantes :

Homme

| Age | Mauvais | Bon | Très bon |
|--------|---------|---------|----------|
| 10-100 | <50 % | 50-65 % | >65 % |

Femme

| Age | Mauvais | Bon | Très bon |
|--------|---------|---------|----------|
| 10-100 | <45 % | 45-60 % | >60 % |

La graisse corporelle contient relativement peu d'eau. Il est donc possible que chez les personnes dont le taux de graisse corporelle est élevé, le taux de masse hydrique soit inférieur aux données de référence. Par contre, chez les personnes pratiquant des sports d'endurance, le taux de masse hydrique peut être supérieur aux données de référence en raison d'un taux de graisse corporelle inférieur et d'un taux de masse musculaire supérieur.

Le taux de masse hydrique déterminé sur ce pèse-personne ne permet pas de tirer de conclusions d'ordre médical sur la rétention d'eau dans les tissus due à l'âge. Consultez le cas échéant votre médecin. De manière générale, il est préférable que le taux de masse hydrique soit élevé.

Taux de masse musculaire

Le taux de masse musculaire (en %) se situe normalement dans les plages suivantes :

Homme

| Age | Faible | Normal | Elevé |
|--------|--------|---------|-------|
| 10-14 | <44 % | 44-57 % | >57 % |
| 15-19 | <43 % | 43-56 % | >56 % |
| 20-29 | <42 % | 42-54 % | >54 % |
| 30-39 | <41 % | 41-52 % | >52 % |
| 40-49 | <40 % | 40-50 % | >50 % |
| 50-59 | <39 % | 39-48 % | >48 % |
| 60-69 | <38 % | 38-47 % | >47 % |
| 70-100 | <37 % | 37-46 % | >46 % |

Femme

| Age | Faible | Normal | Elevé |
|--------|--------|---------|-------|
| 10-14 | <36 % | 36-43 % | >43 % |
| 15-19 | <35 % | 35-41 % | >41 % |
| 20-29 | <34 % | 34-39 % | >39 % |
| 30-39 | <33 % | 33-38 % | >38 % |
| 40-49 | <31 % | 31-36 % | >36 % |
| 50-59 | <29 % | 29-34 % | >34 % |
| 60-69 | <28 % | 28-33 % | >33 % |
| 70-100 | <27 % | 27-32 % | >32 % |

Masse osseuse

Tout comme le reste du corps, notre squelette est soumis à des phases naturelles de croissance, de dégradation et de vieillissement. La masse osseuse augmente rapidement au cours de l'enfance pour atteindre son maximum à l'âge de 30 à 40 ans. Avec l'âge, elle diminue alors progressivement. Il est possible de lutter en partie contre cette dégénérescence par une alimentation saine (calcium et vitamine D surtout) et par un exercice physique régulier. Une musculation adaptée vous permettra en plus de stabiliser le support osseux. Ce pèse-personne n'indique pas la teneur en calcium du squelette mais détermine le poids de tous les constituants des os (matières organiques, matières inorganiques et eau). La masse osseuse n'est guère soumise à des influences, mais elle varie légèrement sous l'effet de certains facteurs (poids, taille, âge, sexe). Aucune directive ni recommandation n'existent en la matière.



ATTENTION :

Ne confondez pas la masse osseuse et la densité osseuse.

Seul un examen médical (tomographie, échographie, par ex.) permet de déterminer la densité osseuse. Par conséquent, ce pèse-personne ne permet pas de tirer de conclusions sur les modifications et la dureté des os (ostéoporose, par ex.).

BMR

Le volume de base (BMR = Basal Metabolic Rate) représente la quantité d'énergie dont le corps a besoin au repos complet pour maintenir en activité ses fonctions de base (par exemple lorsque l'on est couché au lit pendant 24 heures). Cette valeur dépend essentiellement du poids, de la taille et de l'âge.

Elle s'affiche sur le pèse-personne impédancemètre dans l'unité kcal/jour et est calculée à l'aide de la formule de Harris-Benedict reconnue scientifiquement.

Votre organisme a définitivement besoin de cette quantité d'énergie qui doit être apportée à l'organisme via l'alimentation. À long terme, un apport d'énergie moindre peut avoir des effets nocifs sur votre santé.

AMR

Le taux métabolique actif (AMR = Active Metabolic Rate) représente la quantité d'énergie dont le corps en activité a besoin quotidiennement.

Les besoins énergétiques d'une personne augmentent en fonction de son activité physique ; sur le pèse-personne impédancemètre, celle-ci est déterminée à l'aide du niveau d'activité entré (1 à 5).

Pour maintenir le poids actuel, il faut que l'énergie dépensée soit restituée au corps sous forme d'aliments et de boissons. Si, pendant une assez longue période, le corps dépense plus d'énergie qu'il ne lui en est restitué, il contrebalance cette différence en puisant dans les réserves de graisse accumulées et le poids diminue. Au contraire, si l'énergie fournie au corps est supérieure au taux métabolique actif (AMR) déterminé pendant une assez longue période, il ne peut consommer ce surplus d'énergie qu'il emmagasine sous forme de graisse et le poids augmente.

10. Autres fonctions

Affectation des utilisateurs

Il est possible d'affecter maximum 8 utilisateurs au pèse-personne pour une mesure du poids simple (avec chaussures) et une mesure diagnostique (pieds nus).

Lors d'une nouvelle mesure, le pèse-personne affecte celle-ci à l'utilisateur pour lequel la dernière valeur enregistrée est de +/- 2 kg et, si un diagnostic était possible, de +/- 2 % BF.

Mesures inconnues

Si les mesures ne peuvent être affectées à aucun utilisateur, le pèse-personne les enregistre comme mesures inconnues. Un maximum de 20 mesures inconnues sont enregistrées sur le pèse-personne. L'application vous permet d'affecter directement des mesures inconnues à l'utilisateur correspondant.

Enregistrement des valeurs affectées dans le pèse-personne

Si l'application est ouverte et si une connexion *Bluetooth*® avec le pèse-personne est active, les nouvelles mesures affectées sont immédiatement envoyées à l'application. Dans ce cas, les valeurs ne sont pas enregistrées dans le pèse-personne.

Si l'application n'est pas ouverte, les nouvelles mesures affectées sont enregistrées sur le pèse-personne. Un maximum de 30 mesures par utilisateur peuvent être enregistrées sur l'appareil. Quand vous ouvrez l'application à portée du *Bluetooth*®, les valeurs enregistrées lui sont automatiquement transférées.

La synchronisation des données se fait en env. 10 secondes. Un transfert automatique est possible quand le pèse-personne est éteint.

Supprimer les données du pèse-personne

Si vous souhaitez supprimer toutes les mesures et les anciennes données d'utilisateur du pèse-personne, allumez-le et appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche Reset.

Sur l'écran, « dEL » s'affiche pendant quelques secondes.

Ceci est nécessaire si vous souhaitez par ex. supprimer les utilisateurs mal configurés ou ceux qui n'utiliseront plus le pèse-personne.

Ensuite, vous devez de nouveau suivre la procédure du chapitre 7 (Affectation des utilisateurs).

Changer les piles

Votre pèse-personne comporte un témoin de remplacement des piles. En cas d'utilisation du pèse-personne avec des piles déchargées, le message « LG » s'affiche et l'appareil s'éteint automatiquement. Dans ce cas, les piles doivent être remplacées (3 piles AAA 1,5 V).

Remarque :

- Utilisez pour chaque changement de piles, des piles de même type, de même marque et de même capacité.
- N'utilisez pas d'accumulateurs rechargeables.
- Utilisez des piles sans métal lourd.

11. Nettoyage et entretien de l'appareil

Nettoyez de temps en temps l'appareil.

Utilisez pour le nettoyage un chiffon humide, sur lequel vous pouvez appliquer au besoin un peu de produit vaisselle.

ATTENTION

- N'utilisez en aucun cas de dissolvants ou produits de nettoyage agressifs !
- N'immergez en aucun cas l'appareil !
- Ne nettoyez pas l'appareil dans la lavevaisselle !

12. Elimination


Les piles usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils électriques. L'élimination des piles est une obligation légale qui vous incombe.

Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à substances nocives :

Pb = pile contenant du plomb,

Cd = pile contenant du cadmium,

Hg = pile contenant du mercure.



Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays.


Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.



13. Que faire en cas de problèmes ?

L'affichage suivant apparaît si le pèse-personne détecte une erreur lors de la mesure.

| Affichage | Cause | Remède |
|--|---|--|
| « --- » | Mesure inconnue car elle se situe hors de la limite d'affectation utilisateur ou bien aucune affectation unique n'est possible. | Affectez la mesure inconnue dans l'application ou répétez les affectations utilisateur. |
| « ---- » s'affiche. | Le taux de graisse corporelle se trouve au-delà de la plage de mesure (inférieur à 3% ou supérieur à 65%). | Répéter la mesure pieds nus ou le cas échéant, humidifier légèrement la plante des pieds. |
| Err | La portée maximale de 180 kg a été dépassée. | La balance ne peut pas mesurer au-delà de 180 kg. |
| Err ou un poids incorrect s'affiche. | Le sol n'est pas plat et dur. | Posez le pèse-personne sur un sol plat et dur. |
| Err ou un poids incorrect s'affiche. | Position non stable. | Si possible, ne bougez pas. |
| Un poids incorrect s'affiche. | Le point zéro de la balance est mauvais. | Attendez que le pèse-personne s'éteigne de nouveau. Activez le pèse-personne, attendez que « 0.0 kg » s'affiche, puis répétez la mesure. |
| Aucune connexion Bluetooth® (le symbole  manque). | Appareil hors de portée. | Dans un espace dégagé, la portée minimale est d'env. 25 m. Les murs et les plafonds diminuent la portée. D'autres ondes radio peuvent perturber la transmission. Par conséquent, ne pas placer le pèse-personne à proximité d'appareils tels qu'un routeur sans fil, un micro-ondes, des plaques de cuisson à induction et, idéalement, éteindre les autres appareils Bluetooth® qui se trouvent à portée. |
| FULL | L'emplacement de sauvegarde utilisateur est plein. Aucune mesure supplémentaire ne sera enregistrée. | Ouvrez l'application. Les données sont transmises automatiquement. Ceci peut durer jusqu'à une minute. |
| Lo | Les piles du pèse-personne sont vides. | Veuillez remplacer les piles de la balance. |

14. Garantie

Pour plus d'informations sur la garantie et les conditions de garantie, veuillez consulter la fiche de garantie fournie.



Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.

Índice

| | | | |
|--|----|--|----|
| 1. Introducción | 32 | 8. Llevar a cabo la medición | 37 |
| 2. Aclaración de las ilustraciones | 33 | 9. Evaluación de los resultados | 38 |
| 3. Indicaciones de seguridad | 34 | 10. Otras funciones | 40 |
| 4. Información | 35 | 11. Limpieza y cuidado del aparato | 40 |
| 5. Descripción del aparato | 36 | 12. Eliminación | 41 |
| 6. Puesta en funcionamiento de la báscula | 36 | 13. Resolución de problemas | 41 |
| 7. Puesta en funcionamiento con aplicación | 36 | 14. Garantía | 42 |

Volumen de suministro

- Guía rápida
- Báscula para diagnóstico BF 700
- 3 pilas de 1,5 V, tipo AAA
- Estas instrucciones para el uso
- 1 folleto de garantía

1. Introducción

Funciones del aparato

Esta báscula digital sirve para pesar y para determinar sus datos personales de forma física. Está concebida para el uso particular en el ámbito privado.

La báscula dispone de las siguientes funciones, que pueden usar un máximo de 8 personas:

- Medición del peso corporal.
- Cálculo del porcentaje de grasa corporal.
- Porcentaje de agua en el cuerpo.
- Porcentaje de masa muscular.
- Masa ósea.
- Índice metabólico basal y activo.

Además, la báscula dispone también de las siguientes funciones:

- Conmutación entre kilogramo „kg“, libra „lb“ y stone „st“.
- Función de desconexión automática.
- Indicación de cambio de pila en caso de carga baja.
- identificación automática de usuarios,
- Indicador LCD con 3 iniciales de usuario,
- almacenamiento de las 30 últimas mediciones para 8 personas, si no es posible la transmisión a la aplicación,
- se pueden almacenar hasta 20 mediciones sin identificación,
- el producto utiliza *Bluetooth*® low energy technology, banda de frecuencias de 2400 - 2483,5 MHz, potencia de emisión máx. -2,47 dBm.

Requisitos del sistema


















iOS a partir de la versión 12.0, Android™ a partir de la versión 8.0 con *Bluetooth*® 4.0.

Lista de los aparatos compatibles:



2. Aclaración de las ilustraciones

En las presentes instrucciones de uso se utilizan los siguientes símbolos:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | ADVERTENCIA Indicación de advertencia sobre riesgos de lesiones u otros peligros para la salud. | | |
|  | ATENCIÓN Indicación de seguridad sobre posibles daños en el aparato o los accesorios. | | |
|  | Nota Indicación de información importante | | |
|  | Respetar las instrucciones de uso | | |
|  | Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) | | |
|  | Eliminar el embalaje respetando el medio ambiente | | |
|  | Este producto cumple los requisitos de las directrices europeas y nacionales vigentes. | | |
|  | Marcado UKCA (Conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés) | | |
|  | Las personas que lleven implantes médicos (p. ej., marcapasos) no podrán utilizar el aparato, ya que estos podrían afectar negativamente a su funcionamiento. | | |
|  | Fabricante | | |
|  | Está demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técnicas de la Unión Económica Euroasiática. | | |
|  | No cargue la báscula con más de 180 kg/396 lb/28 st. |   | Peligro de resbalamiento: no se suba a la báscula con los pies mojados. |
|   | Peligro de vuelco: colóquese en el centro de la superficie de pesaje. |  | Coloque la báscula sobre una superficie plana. Sin alfombras. |

3. Indicaciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su posterior utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y tenga en cuenta las indicaciones.



ADVERTENCIA

- **Las personas con implantes médicos (como marcapasos) no pueden utilizar la báscula. De lo contrario se puede ver dañado su funcionamiento.**
- No utilizar durante el embarazo.
- No se coloque sobre el borde más exterior de la báscula: peligro de vuelco.
- Las pilas pueden llegar a ser un peligro mortal, si son ingeridas. Guarde las pilas y la báscula en lugares fuera del alcance de los niños. Si se ha ingerido una pila, haga uso inmediato de ayuda médica.
- Mantenga a los niños alejados del material de embalaje (peligro de asfixia).
- Atención: procure no subir a la báscula con los pies mojados o si la superficie está húmeda, pues corre el riesgo de resbalarse.



Indicaciones para el manejo de pilas

- En caso de que el líquido de las pilas entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- ⚠ **¡Peligro de asfixia!** Los niños pequeños podrían tragarse las pilas y asfixiarse. Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.
- Fíjese en los símbolos más (+) y menos (-) que indican la polaridad.
- Si se derrama el líquido de una pila, póngase guantes protectores y limpie el compartimento de las pilas con un paño seco.
- Proteja las pilas de un calor excesivo.
- ⚠ **¡Peligro de explosión!** No arroje las pilas al fuego.
- Las pilas no se pueden cargar ni cortocircuitar.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del compartimento.
- Utilice únicamente el mismo tipo de pila o un tipo equivalente.
- Cambie siempre todas las pilas a la vez.
- ¡No utilice baterías!
- No despiece, abra ni triture las pilas.



Indicaciones generales

- El aparato es de uso únicamente privado, no se puede utilizar con fines médicos o comerciales.
- Tenga en cuenta que las limitaciones técnicas pueden producir variaciones en la medición, puesto que no se trata de una báscula para el uso médico profesional.
- La capacidad de carga máxima de la báscula es de 180 kg (396 lb, 28 st). Los resultados de la medición de peso y de la determinación de la masa ósea están indicados en intervalos de 100 g (0,2 lb).
- Los resultados de las mediciones de la proporción de grasa y agua corporales así como de la masa muscular se expresan en incrementos del 0,1%.
- La necesidad de calorías se muestra en pasos de 1 kcal.
- En el estado de suministro, en la báscula están ajustadas las unidades "cm" y "kg". Durante la puesta en funcionamiento con la aplicación puede modificar los ajustes de las unidades.
- Coloque la báscula sobre una superficie recta y estable; esta es una condición previa para garantizar una medición correcta.
- Proteja el dispositivo frente a los golpes, la humedad, el polvo, los productos químicos, los cambios bruscos de temperatura y la proximidad a las fuentes de calor (hornos, radiadores).
- Sólo el servicio de asistencia al cliente de Beurer o los comerciantes autorizados pueden realizar reparaciones en el aparato. Antes de una reclamación, compruebe primero las pilas y cámbielas si fuera necesario.
- Garantizamos que este producto cumple la Directiva europea RED 2014/53/EU. Encontrará la declaración de conformidad CE de este producto en: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

Limpieza y conservación

La precisión de los valores de medición y la vida útil del aparato dependen de su correcta utilización:



ATENCIÓN:

- El aparato debe limpiarse de vez en cuando. No utilice detergentes agresivos y no sumerja el aparato nunca en agua.
- Asegúrese de que no entre líquido en la báscula. No sumerja la báscula en agua. No la lave nunca con agua.
- No coloque ningún objeto encima de la báscula si no la está utilizando.
- Proteja el dispositivo frente a los golpes, la humedad, el polvo, los productos químicos, los cambios bruscos de temperatura y la proximidad a las fuentes de calor (hornos, radiadores).
- No presione las teclas demasiado fuerte o con objetos afilados.
- No exponga la báscula a temperaturas elevadas o a campos electromagnéticos de gran intensidad (p. ej., teléfonos móviles).

4. Información

El principio de medición

Esta báscula funciona según el principio del análisis de impedancia bioeléctrica. De este modo, es posible determinar en cuestión de segundos los porcentajes corporales a través de una corriente no perceptible, inocua y segura.

Con esta medición de la resistencia eléctrica (impedancia) y el cálculo de las constantes o valores individuales (edad, estatura, sexo, grado de actividad) pueden determinarse los porcentajes corporales y otros parámetros corporales. El tejido muscular y el agua poseen una buena conductividad eléctrica y, por tanto, una resistencia menor. Por el contrario, los huesos y los tejidos grasos poseen una menor conductividad, ya que las células grasas y los huesos apenas conducen la electricidad debido a una resistencia muy elevada.

Tenga en cuenta que los valores transmitidos por la báscula de diagnóstico solo representan una aproximación a los valores de los análisis médicos reales del cuerpo. Solo un médico especialista puede establecer las proporciones exactas de grasa corporal, agua corporal, masa muscular y estructura ósea recurriendo a métodos profesionales (p. ej., mediante tomografía computarizada).

Consejos generales

- Intente pesarse siempre a la misma hora (mejor por la mañana) tras haber estado en el servicio, en ayunas y sin ropa para obtener resultados comparables.
- Importante para la medición: La determinación de la grasa corporal sólo se puede llevar a cabo descalzo y preferentemente con las plantas de los pies ligeramente húmedas. Las plantas de los pies completamente secas o con muchas durezas pueden dar lugar a resultados poco satisfactorios ya que presentan una conductividad demasiado limitada.
- Manténgase durante el proceso de medición erguido y quieto.
- Espere algunas horas tras haber realizado un gran esfuerzo físico.
- Espere aprox. 15 minutos después de levantarse para que el agua corporal pueda distribuirse.
- Tenga en cuenta solo la tendencia a largo plazo. Por lo general las diferencias de peso a corto plazo en el transcurso de pocos días pueden deberse a la pérdida de líquido; sin embargo, el agua corporal desempeña un papel importante en el bienestar.

Limitaciones


La determinación de la grasa corporal y el uso de valores puede dar resultados discordantes y poco fiables en:

- Niños menores de aprox. 10 años,
- Deportistas de competición y culturistas,
- Embarazadas,
- Personas con fiebre, en tratamiento de diálisis, con síntomas de edemas u osteoporosis,
- Personas bajo tratamiento cardiovascular,
- Personas que toman medicación vasoconstrictiva o vasodilatadora,
- Personas con grandes diferencias anatómicas en las piernas en relación con su estatura (piernas demasiado cortas o largas).

5. Descripción del aparato


Parte trasera

1. Compartimento para pilas
2. Tecla Reset



Pantalla

3. Símbolo *Bluetooth*® para la conexión entre la báscula y el smartphone
- 4a. Iniciales del usuario, como Tom
- 4b. Mediciones desconocidas “- - -”
5. Peso corporal
6. Datos corporales como p. ej. IMC, BF, ...




6. Puesta en funcionamiento de la báscula

Colocación de las pilas

Extraiga las pilas de la bolsa protectora e insértelas con la polaridad correcta en la báscula. Si la báscula no muestra ninguna función, retire completamente las pilas y vuelva a colocarlas.

Colocación de la báscula

Coloque la balanza sobre un suelo firme y plano; el recubrimiento firme del suelo es una condición necesaria para una medición correcta.



7. Puesta en funcionamiento con aplicación

Para poder determinar su proporción de grasa corporal y otros valores corporales, es necesario que guarde los datos de usuario personales.

La báscula dispone de 8 espacios de memoria para usuarios en los que usted y, por ejemplo, los miembros de su familia pueden guardar sus ajustes personales.

Los usuarios también se pueden activar con otros terminales móviles con la aplicación “beurer HealthManager Pro” / “beurer HealthManager” instalada o cambiando el perfil de usuario en la aplicación (consulte los ajustes de la aplicación).

Para que durante la puesta en funcionamiento pueda mantenerse activa una conexión *Bluetooth*®, permanezca con el smartphone cerca de la báscula.

- **Active *Bluetooth*® en los ajustes del smartphone.**
- **Descárguese la aplicación gratuita “beurer HealthManager Pro” / “beurer HealthManager” en el Apple App Store (iOS) o en Google Play (Android™).**
- **Inicie la aplicación y siga las instrucciones.**
- **Seleccione en la aplicación BF 700.**

Seleccione la báscula en el menú de ajuste de la aplicación. En la pantalla de la báscula se mostrará un código PIN de seis dígitos generado aleatoriamente. Al mismo tiempo se mostrará en el smartphone un campo de entrada en el que deberá introducir ese código de seis dígitos.

– Introduzca los datos relativos a BF 700.

En la aplicación “beurer HealthManager Pro” / “beurer HealthManager” deben estar configurados o especificarse los siguientes ajustes:

| Datos de usuario | Valores de ajuste |
|-----------------------|--|
| Iniciales/abreviatura | como máximo 3 letras o números |
| Altura | de 100 a 220 cm (de 3' 3,5" a 7' 2,5") |
| Edad | de 10 a 100 años |
| Sexo | hombre (♂), mujer (♀) |
| Grado de actividad | de 1 a 5 |

Grado de actividad

En la selección del grado de actividad es importante la observación a medio y largo plazo.

| Grado de actividad | Actividad física |
|--------------------|---|
| 1 | Ninguna. |
| 2 | Poca: Ejercicio físico esporádico y suave (p.ej. paseos, trabajo suave en el jardín, ejercicios gimnásticos). |
| 3 | 3 Media: Ejercicio físico, al menos entre 2 y 4 vez por semana, 30 minutos cada vez. |
| 4 | 4 Alta: Ejercicio físico, al menos entre 4 y 6 vez por semana, 30 minutos cada vez. |
| 5 | Muy alta: Ejercicio físico intenso, entrenamiento intensivo o fuerte trabajo físico diario, al menos 1 hora en cada caso. |

– Cuando la aplicación lo solicite, realice la asignación de usuario.

Para la identificación automática de personas debe asignar a la primera medición sus datos personales.

Siga para ello las instrucciones de la aplicación. Súbase descalzo a la báscula y asegúrese de apoyarse sin moverse, repartiendo bien el peso entre las dos piernas, y de pisar sobre los electrodos.

8. Llevar a cabo la medición

Coloque la balanza sobre un suelo firme y plano; el recubrimiento firme del suelo es una condición necesaria para una medición correcta.

Cálculo del peso y diagnóstico

Súbase descalzo a la báscula y asegúrese de apoyarse cuidadosamente, repartiendo bien el peso entre las dos piernas, y de pisar sobre los electrodos.

i Aviso: No puede haber contacto de la piel entre los dos pies, las piernas, los gemelos o los muslos. De lo contrario, la medición no podrá realizarse correctamente.

i Aviso: Si realiza la medición con calcetines el resultado no será correcto.

La báscula empieza inmediatamente la medición. Primero se muestra el peso.

Durante la medición de los demás parámetros aparece “□□□□”.

El resultado de la medición aparecerá tras unos instantes.

Si se ha asignado un usuario, se visualizan IMC, BF, agua, músculo, hueso, BMR y AMR. En este caso se indican las iniciales.

Se muestran las siguientes indicaciones:

1. Peso en kg con IMC
2. Grasa corporal en % con interpretación BF
3. Agua corporal en % ≈
4. Masa muscular en % ↔
5. Masa ósea en kg ⇄
6. Metabolismo basal calórico en Kcal (BMR)
7. Metabolismo activo en Kcal (AMR)

Si el usuario no es identificado, solo se puede indicar el peso, sin que se muestre ninguna inicial “- - -”.


Solo peso

Colóquese ahora con zapatos sobre la báscula. Permanezca quieto sobre la báscula distribuyendo uniformemente el peso entre ambas piernas. La báscula comienza a medir el peso inmediatamente.

El peso se indica y por el LCD se mueve la indicación “- - -”.

Si se ha asignado un usuario, se visualizan IMC, BMR y AMR. En este caso se indican las iniciales.

Si el usuario no es identificado, solo se puede indicar el peso, sin que se muestre ninguna inicial “- - -”.

 **Aviso:** Para observaciones ulteriores solo está permitido utilizar los valores de medición indicados en la báscula.

Desconexión de la báscula

La báscula se apaga entonces automáticamente.

9. Evaluación de los resultados

Proporción de grasa corporal

Los valores de grasa corporal (en %) que aparecen a continuación le ofrecen una pauta (si desea más información le rogamos que se ponga en contacto con su médico).

Hombre

| Edad | Poca | Normal | Mucha | Excesiva |
|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 10-14 | <11 % | 11-16 % | 16,1-21 % | >21,1 % |
| 15-19 | <12 % | 12-17 % | 17,1-22 % | >22,1 % |
| 20-29 | <13 % | 13-18 % | 18,1-23 % | >23,1 % |
| 30-39 | <14 % | 14-19 % | 19,1-24 % | >24,1 % |
| 40-49 | <15 % | 15-20 % | 20,1-25 % | >25,1 % |
| 50-59 | <16 % | 16-21 % | 21,1-26 % | >26,1 % |
| 60-69 | <17 % | 17-22 % | 22,1-27 % | >27,1 % |
| 70-100 | <18 % | 18-23 % | 23,1-28 % | >28,1 % |

Mujer

| Edad | Poca | Normal | Mucha | Excesiva |
|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 10-14 | <16 % | 16-21 % | 21,1-26 % | >26,1 % |
| 15-19 | <17 % | 17-22 % | 22,1-27 % | >27,1 % |
| 20-29 | <18 % | 18-23 % | 23,1-28 % | >28,1 % |
| 30-39 | <19 % | 19-24 % | 24,1-29 % | >29,1 % |
| 40-49 | <20 % | 20-25 % | 25,1-30 % | >30,1 % |
| 50-59 | <21 % | 21-26 % | 26,1-31 % | >31,1 % |
| 60-69 | <22 % | 22-27 % | 27,1-32 % | >32,1 % |
| 70-100 | <23 % | 23-28 % | 28,1-33 % | >33,1 % |

En el caso de deportistas, el valor de grasa corporal suele ser bajo. Dependiendo del tipo de deporte practicado, la intensidad del entrenamiento y la constitución corporal se pueden alcanzar valores que se encuentran por debajo de la pauta proporcionada. Sin embargo, tenga en cuenta que los valores extremadamente bajos pueden suponer un riesgo para la salud.

Proporción de agua corporal

La proporción de agua corporal (en %) se encuentra normalmente en los siguientes niveles:

Hombre

| Edad | Mala | Buena | Muy buena |
|--------|-------|---------|-----------|
| 10-100 | <50 % | 50-65 % | >65 % |

Mujer

| Edad | Mala | Buena | Muy buena |
|--------|-------|---------|-----------|
| 10-100 | <45 % | 45-60 % | >60 % |

La grasa corporal contiene relativamente poca agua. Por ese motivo, en personas con una gran proporción de grasa corporal, su parte de agua corporal puede encontrarse por debajo de los valores indicados.

En deportistas que practican deportes de resistencia, por el contrario, los valores pueden sobrepasarse debido a la baja proporción de grasa y la alta cantidad de músculo.

La determinación del agua corporal realizada con esta báscula no es adecuada para mostrar conclusiones médicas como la retención de líquidos debida a la edad. Pregunte a su médico en caso necesario. Por regla general hay que intentar tener una alta proporción de agua corporal.

Proporción muscular

La proporción muscular (en %) se encuentra normalmente en los niveles siguientes:

Hombre

| Edad | Poca | Normal | Mucha |
|--------|-------|---------|-------|
| 10-14 | <44 % | 44-57 % | >57 % |
| 15-19 | <43 % | 43-56 % | >56 % |
| 20-29 | <42 % | 42-54 % | >54 % |
| 30-39 | <41 % | 41-52 % | >52 % |
| 40-49 | <40 % | 40-50 % | >50 % |
| 50-59 | <39 % | 39-48 % | >48 % |
| 60-69 | <38 % | 38-47 % | >47 % |
| 70-100 | <37 % | 37-46 % | >46 % |

Mujer

| Edad | Poca | Normal | Mucha |
|--------|-------|---------|-------|
| 10-14 | <36 % | 36-43 % | >43 % |
| 15-19 | <35 % | 35-41 % | >41 % |
| 20-29 | <34 % | 34-39 % | >39 % |
| 30-39 | <33 % | 33-38 % | >38 % |
| 40-49 | <31 % | 31-36 % | >36 % |
| 50-59 | <29 % | 29-34 % | >34 % |
| 60-69 | <28 % | 28-33 % | >33 % |
| 70-100 | <27 % | 27-32 % | >32 % |

Masa ósea

Nuestros huesos, como el resto de nuestro cuerpo, también están naturalmente sometidos a procesos de envejecimiento, formación y descalcificación. La masa ósea aumenta rápidamente en la infancia y alcanza su nivel máximo entre los 30 y los 40 años. Al aumentar la edad la masa ósea disminuye un poco. Con una alimentación sana (especialmente calcio y vitamina D) y ejercicio físico regular se puede contrarrestar esta descalcificación en cierta medida. Con un trabajo muscular adecuado se puede reforzar también la estabilidad del esqueleto. Tenga en cuenta que esta báscula no muestra el contenido de calcio de los huesos, sino que determina el peso de todos los componentes óseos (elementos orgánicos, inorgánicos y agua). La masa ósea admite muy pocas variaciones; puede oscilar mínimamente en función de determinados factores (peso, altura, edad, sexo). No existen pautas ni recomendaciones fiables.



ATENCIÓN:

No confunda la masa ósea con la densidad ósea.

La densidad ósea sólo se puede determinar con exámenes médicos (p.ej. la tomografía computarizada y los ultrasonidos). Por ese motivo, esta báscula no permite sacar conclusiones sobre los cambios de los huesos o sobre su dureza (por ej. osteoporosis).

BMR

El metabolismo basal (BMR = Basal Metabolic Rate) es la cantidad de energía corporal necesaria para mantener las funciones básicas cuando el organismo se encuentra en un estado de inactividad total (p. ej., si se pasan 24 horas en cama). Este valor depende fundamentalmente del peso, de la estatura y de la edad.

En la báscula de diagnóstico, este valor se visualiza en kcal/día y se calcula mediante la ecuación de Harris-Benedict, reconocida científicamente.

Esta es la cantidad mínima de energía que necesita el cuerpo y que tiene que recibir en forma de alimento. Si recibe menos energía durante mucho tiempo, puede ser perjudicial para la salud.

AMR

La tasa de metabolismo activo (AMR = Active Metabolic Rate) es la cantidad de energía que el cuerpo consume al día en estado activo. El consumo de energía de una persona aumenta con la intensidad de la actividad corporal y se determina con la báscula para diagnóstico con el grado de actividad introducido (1-5). Para mantener el peso actual, hay que volver a proporcionar al cuerpo la energía utilizada en forma de comida y bebida. Si durante un periodo de tiempo prolongado se proporciona al cuerpo menos energía de la que gasta, este compensa la diferencia a partir de las reservas de grasa, con lo que se produce una pérdida de peso. Si por el contrario, durante un periodo prolongado de tiempo se le proporciona más energía de la calculada en la tasa de metabolismo activo (AMR), el cuerpo no puede quemar ese exceso de energía y se almacena en forma de grasa, produciéndose un aumento de peso.

10. Otras funciones

Asignación de usuarios

Puede realizarse una asignación de como máximo 8 usuarios configurados en la báscula con una medición solo del peso (con zapatos) y una medición de diagnóstico (descalzo).

Al realizar una nueva medición, la báscula la asigna al usuario con el último valor de medición almacenado con un margen de +/- 2 kg y, si se ha podido realizar un diagnóstico, de +/- 2% de BF.

Mediciones no identificadas

Si una medición no se puede asignar a un usuario, la báscula almacena los valores de dicha medición como mediciones no identificadas. La báscula puede almacenar como máximo 20 mediciones sin identificar.

A través de la aplicación, usted puede asignar directamente mediciones sin identificar a los correspondientes usuarios.

Almacenamiento de los valores de medición asignados en la báscula

Si la aplicación está abierta y hay una conexión activa por *Bluetooth*[®] con la báscula, las nuevas mediciones asignadas se envían inmediatamente a la aplicación. En este caso, los valores no se almacenan en la báscula.

Si la aplicación no está abierta, las nuevas mediciones asignadas se almacenan en la báscula. En la báscula se pueden almacenar como máximo 30 mediciones por cada usuario. Los valores almacenados se envían automáticamente a la aplicación si abre la aplicación en el radio de alcance de *Bluetooth*[®].

La sincronización de los datos se efectúa en unos 10 segundos. También es posible la transferencia automática con la báscula apagada.

Borrar datos de la báscula

Si desea borrar por completo todas las mediciones y los datos antiguos de los usuarios de la báscula, encienda la báscula y pulse la tecla de reinicio durante aprox. 3 segundos.

En la pantalla aparece durante unos segundos “**DEL**”.

Esta función sirve para borrar por ejemplo usuarios de la báscula mal configurados o usuarios que ya no la van a utilizar más.

A continuación es necesario repetir el proceso descrito en el capítulo 7 (asignación de usuarios).

Cambiar las pilas

Su báscula está equipada con un indicador de cambio de pilas. Al utilizar la báscula con unas pilas agotadas aparece en la pantalla “**Lo**” y la báscula se apaga automáticamente. En este caso, deben sustituirse las pilas (3 pilas de 1,5 V AAA).



Aviso:

- Al cambiar las pilas, utilice siempre pilas del mismo tipo, de la misma marca y con la misma capacidad.
- No utilice pilas recargables.
- Emplee pilas sin metales pesados.

11. Limpieza y cuidado del aparato

El aparato debe limpiarse de vez en cuando.

Utilice un paño húmedo para la limpieza y, en caso necesario, aplique un poco de lavavajillas.



ATENCIÓN:

- No use nunca detergentes o disolventes agresivos!
- No sumerja nunca el aparato en agua!
- No lave el aparato en el lavavajillas!

12. Eliminación


Las pilas usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuidores de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a eliminar las pilas correctamente.

Estos símbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias tóxicas:

Pb: la pila contiene plomo.

Cd: la pila contiene cadmio.

Hg: la pila contiene mercurio.



A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato cumpla su vida útil no lo tire con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona.

Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.

Eliminar el embalaje respetando el medioambiente.



13. Resolución de problemas

Si la báscula encuentra un error en la medición, se muestra el siguiente mensaje:

| Indicación en pantalla | Causa | Reparación |
|---|---|---|
| "- - -" | Medición desconocida, ya que la asignación de usuarios está fuera del límite o no es posible una asignación inequívoca. | Asignar medición desconocida en la aplicación o repetir la asignación de usuarios. |
| "- - - -" se mueve por la pantalla. | La masa adiposa está fuera de la gama de valores medibles (inferior a un 3 % ó superior a un 65 %). | Repita la medición con los pies descalzos o bien, humedezca levemente la planta de los pies. |
| Err | Se ha sobrepasado la capacidad de carga máxima de 180 kg. | La carga no puede superar los 180 kg. |
| Se visualiza Err o un peso erróneo. | El suelo no es liso ni firme. | Coloque la báscula sobre un suelo estable y liso. |
| Se visualiza Err o un peso erróneo. | Detectado movimiento. | Quédese quieto. |
| Se visualiza un peso erróneo. | La báscula tiene un punto cero incorrecto. | Espere a que la báscula vuelva a apagarse sola. Encienda la báscula, espere a la indicación "0.0 kg" y repita la medición. |
| No hay conexión Bluetooth® (no se muestra el símbolo ⑧). | El aparato no se encuentra dentro del radio de alcance. | El radio de alcance mínimo en espacios libres es de aprox. 25 m. Las paredes y los techos reducen el radio de alcance. La presencia de otras ondas radioeléctricas puede interferir en la transmisión. Por este motivo, no coloque la báscula cerca de otros equipos, como, p. ej., WIFI, microondas o cocinas de inducción e idealmente apague otros dispositivos Bluetooth® que estén dentro del alcance. |
| FULL | El espacio de memoria de usuario está agotado. No se almacenan más mediciones. | Abra la aplicación. Los datos se transfieren automáticamente. Esta operación puede durar hasta un minuto. |
| Lo | Las pilas de la báscula están agotadas. | Cambie las pilas de la báscula. |

14. Garantía

Encontrará más información sobre la garantía y sus condiciones de la misma en el folleto de garantía suministrado.



Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.

Indice

| | | | |
|--|----|---|----|
| 1. Introduzione..... | 43 | 8. Eseguire la misurazione..... | 48 |
| 2. Spiegazione dei simboli..... | 44 | 9. Valutazione dei risultati..... | 49 |
| 3. Norme di sicurezza..... | 45 | 10. Ulteriori funzioni..... | 50 |
| 4. Informazioni..... | 46 | 11. Pulizia e cura dell'apparecchio..... | 51 |
| 5. Descrizione dell'apparecchio..... | 47 | 12. Smaltimento..... | 51 |
| 6. Messa in servizio della bilancia..... | 47 | 13. Che cosa fare in caso di problemi?..... | 52 |
| 7. Messa in servizio con app..... | 47 | 14. Garanzia..... | 52 |

Fornitura

- Guida rapida
- Bilancia diagnostica BF 700
- 3 batterie AAA da 1,5 V
- Questo manuale d'uso
- 1 prospetto di garanzia

1. Introduzione

Funzioni dell'apparecchio

Questa bilancia digitale consente di pesarsi e di rilevare i dati relativi alla forma fisica dell'utente. L'apparecchio è destinato all'uso privato.

La bilancia dispone delle seguenti funzioni, utilizzabili da un massimo di 8 persone:

- misurazione del peso corporeo,
- determinazione di percentuale di grasso corporeo,
- percentuale di acqua corporea,
- massa muscolare,
- massa ossea come pure,
- metabolismo basale e di attività.

Inoltre la bilancia dispone delle seguenti funzioni:

- Commutazione tra chilogrammi „kg“, libbre „lb“ e stone „st:lb“,
- Spegnimento automatico,
- Indicazione di cambio batterie quando le batterie sono scariche,
- Riconoscimento automatico dell'utente,
- Indicazione LCD di 3 iniziali dell'utente,
- Memorizzazione delle ultime 30 misurazioni per 8 persone, se non possono essere trasferite alla app,
- È possibile memorizzare fino a 20 misurazioni sconosciute,
- Il prodotto utilizza *Bluetooth*® low energy technology, banda di frequenza 2400 - 2483,5 MHz, potenza di trasmissione max. -2,47 dBm.

Requisiti del sistema

















iOS dalla versione 12.0, Android™ dalla versione 8.0 con *Bluetooth*® 4.0.

Elenco dei dispositivi compatibili:



2. Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli:

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | AVVERTENZA Avvertimento di pericolo di lesioni o di pericoli per la salute. | | |
|  | ATTENZIONE Indicazione di sicurezza per possibili danni all'apparecchio/agli accessori. | | |
|  | Nota Indicazione di informazioni importanti | | |
|  | Seguire le istruzioni per l'uso | | |
|  | Smaltimento secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | | |
|  | Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente | | |
|  | Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti. | | |
|  | Marchio UKCA (valutazione di conformità nel Regno Unito) | | |
|  | L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con impianti medicali (ad es. pacemaker) per non comprometterne il funzionamento. | | |
|  | Produttore | | |
|  | I prodotti sono comprovatamente conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'UEE. | | |
|  | Non caricare sulla bilancia un peso superiore a 180 kg / 396 lb / 28 st. |  | Pericolo di scivolamento: Non salire sulla bilancia con i piedi bagnati. |
|   | Pericolo di ribaltamento: Posizionarsi in mezzo sulla superficie di pesatura. |  | Appoggiare la bilancia su una base in piano. Nessun tappeto. |

3. Norme di sicurezza

Leggere attentamente questo manuale d'uso, conservarlo per un eventuale utilizzo futuro e tenerlo anche a disposizione di chiunque utilizzi l'apparecchio. Rispettare le istruzioni.





PERICOLO

• **La bilancia non deve essere utilizzata da portatori di dispositivi medici impiantati (ad. es pacemaker), in quanto se ne potrebbe pregiudicare il funzionamento.**

- Non utilizzare durante la gravidanza.
- Non salire sul bordo della bilancia da un solo lato: pericolo di ribaltamento!
- L'ingestione delle batterie può essere mortale. Conservare le batterie e la bilancia fuori della portata dei bambini piccoli. In caso d'ingestione di una batteria, contattare immediatamente il medico.
- Tenere il materiale di imballo fuori dalla portata dei bambini (pericolo di soffocamento).
- Attenzione, non salire sulla bilancia con i piedi bagnati o con la superficie della pedana bagnata – Pericolo di scivolare!



Avvertenze sull'uso delle batterie

- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.
-  **Pericolo d'ingestione!** I bambini possono ingerire le batterie e soffocare. Tenere quindi le batterie lontano dalla portata dei bambini!
- Prestare attenzione alla polarità positiva (+) e negativa (-).
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno asciutto.
- Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.
-  **Rischio di esplosione!** Non gettare le batterie nel fuoco.
- Le batterie non devono essere ricaricate o mandate in cortocircuito.
- Qualora l'apparecchio non dovesse essere utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie dal vano batterie.
- Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equivalenti.
- Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
- Non utilizzare batterie ricaricabili!
- Non smontare, aprire o frantumare le batterie.



Avvertenze generali

- L'apparecchio è destinato a un uso personale, non va utilizzato per usi medici o commerciali.
- Tener presente che per ragioni tecniche sono possibili tolleranze di misurazione poiché non si tratta di una bilancia tarata per l'uso professionale o medico.
- La portata della bilancia è di max. 180 kg (396 lb, 28 st). I risultati della misurazione del peso e della determinazione della massa ossea sono indicati in intervalli di 100 g (0,2 lb).
- I risultati della misurazione delle percentuali di grasso corporeo, acqua corporea e massa muscolare vengono indicati a intervalli di 0,1%.
- Il fabbisogno in calorie viene indicato ad intervalli di 1 kcal.
- Al momento della consegna la bilancia è impostata sulle unità "cm" e "kg". Le impostazioni delle unità possono essere modificate durante la messa in servizio con la app.
- Collocare la bilancia su un fondo piano e solido; una pavimentazione stabile è fondamentale per una corretta misurazione.
- Proteggere l'apparecchio da urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti oscillazioni di temperatura e fonti di calore troppo vicine (stufe, termosifoni).
- Riparazioni possono essere eseguite solo dall'Assistenza tecnica Beurer o da rivenditori autorizzati. Prima di inoltrare qualsiasi reclamo controllare le batterie ed eventualmente sostituirle.
- Con la presente confermiamo che il prodotto è conforme alla direttiva europea RED 2014/53/EU. La Dichiarazione di Conformità relativa al presente prodotto è reperibile su:
<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedecclarationofconformity.php>

Pulizia e cura

La precisione dei valori misurati e la durata dell'apparecchio dipendono da un utilizzo attento e scrupoloso:



ATTENZIONE

- L'apparecchio andrebbe pulito di tanto in tanto. Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi e non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.
- Prestare attenzione affinché nessun liquido cada sulla bilancia. Non immergere mai la bilancia nell'acqua. Non lavarla mai sotto l'acqua corrente.
- Non appoggiare alcun oggetto sulla bilancia quando non è utilizzata.
- Proteggere l'apparecchio da urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti oscillazioni di temperatura e fonti di calore troppo vicine (stufe, termosifoni).
- Non premere i tasti né con troppa forza, né utilizzando oggetti appuntiti.
- Non esporre la bilancia a temperature elevate o a forti campi elettromagnetici (per es. cellulari).

4. Informazioni

Principio di misurazione

Questa bilancia utilizza il principio di misurazione B.I.A., l'analisi dell'impedenza bioelettrica. Nel giro di pochi secondi, una corrente impercettibile, assolutamente innocua e non pericolosa, determina le diverse percentuali corporee.

Grazie alla misurazione della resistenza elettrica (impedenza) e prendendo in considerazione costanti e/o valori individuali (età, statura, sesso, livello di attività) è possibile determinare la percentuale di massa grassa e altre caratteristiche corporee. I tessuti muscolari e l'acqua presentano una buona conducibilità elettrica e di conseguenza una resistenza più bassa. Le ossa e i tessuti adiposi sono invece caratterizzati da una scarsa conducibilità in quanto le cellule adipose e le ossa presentano un'elevata resistenza che ostacola la conduzione della corrente.

I valori rilevati dalla bilancia diagnostica si avvicinano solo ai valori reali ottenuti con analisi mediche. Solo uno specialista è in grado di eseguire il calcolo esatto di massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare e massa ossea attraverso metodi medici (ad es. la TAC).

Consigli generali

- Pesarsi possibilmente sempre alla stessa ora (meglio la mattina), dopo essere andati in bagno, a digiuno e senza indumenti addosso, per ottenere risultati comparabili.
- Importante per la misurazione: la determinazione del grasso corporeo deve essere effettuata solo a piedi nudi; sarebbe opportuno inumidire leggermente la pianta dei piedi. Piante dei piedi secche o con notevoli duroni possono portare a risultati insoddisfacenti, perché la loro conduttività è troppo bassa.
- Durante la pesatura restare dritti e immobili.
- Dopo un notevole sforzo fisico, attendere alcune ore prima di pesarsi.
- Attendere circa 15 minuti dopo essersi alzati, in modo che l'acqua possa distribuirsi nel corpo.
- Importante è solo la tendenza a lungo termine. Le differenze di peso nell'ambito di pochi giorni sono generalmente dovute soltanto alla perdita di liquidi. Tuttavia l'acqua presente nell'organismo svolge un ruolo importante per il benessere generale.

Limitazioni


Durante il rilevamento del grasso corporeo e di altri valori si possono ottenere risultati diversi e non plausibili nei seguenti casi:

- bambini inferiori ai 10 anni circa,
- sportivi professionisti e bodybuilder,
- donne incinte,
- persone con febbre, in dialisi, con sintomi di edema o affette da osteoporosi,
- persone che assumono farmaci cardiovascolari (riguardanti il cuore e il sistema vascolare),
- persone che assumono farmaci vasocostrittori o vasodilatatori,
- Persone con notevoli differenze anatomiche nel rapporto tra le gambe e le dimensioni complessive del corpo (gambe di lunghezza notevolmente maggiori o inferiore alla norma).

5. Descrizione dell'apparecchio


Retro

1. Vano batterie
2. Pulsante Reset



Display

3. Simbolo Bluetooth® per il collegamento fra bilancia e smartphone
- 4a. Iniziali dell'utente, es Tom
- 4b. Misurazioni sconosciute „---“
5. Peso
6. Dati corporei come IMC, BF, ...




6. Messa in servizio della bilancia

Inserimento delle batterie

Rimuovere le batterie dalla loro confezione e inserirle nella bilancia rispettando la polarità. Se la bilancia non funziona, rimuovere completamente le batterie e sostituirle.

Collocazione della bilancia

Collocare la bilancia su un pavimento piano e solido; un rivestimento solido del pavimento è il presupposto per una misurazione corretta.



7. Messa in servizio con app

Per poter determinare la percentuale di grasso corporeo e altri valori, occorre impostare i propri dati personali.

La bilancia dispone di 8 posizioni di memoria in cui l'utente e i familiari possono memorizzare impostazioni personali.

Inoltre, gli utenti possono essere attivati tramite altri dispositivi mobili dotati dell'app "beurer HealthManager Pro" / "beurer HealthManager" oppure tramite cambio di profilo nell'app (vedere Impostazioni dell'app).

Per mantenere una connessione Bluetooth® attiva durante la messa in servizio, restare con lo smartphone nelle vicinanze della bilancia.

– **Attivare il Bluetooth® nelle impostazioni dello smartphone.**

– **Scaricare l'app gratuita "beurer HealthManager Pro" / "beurer HealthManager" dall'Apple App Store (iOS) oppure da Google Play (Android™).**

– **Avviare la app e seguire le istruzioni.**

– **Nella app selezionare BF 700.**

Nel menu delle impostazioni dell'app, selezionare la bilancia. Sul display della bilancia viene visualizzato un codice PIN casuale a sei cifre. Contemporaneamente, sullo smartphone viene visualizzato un campo di immissione in cui è necessario inserire questo codice PIN a sei cifre.

- Inserire i dati relativi a BF 700.

Le seguenti impostazioni devono essere impostate o inserite nella app "beurer HealthManager Pro" / "beurer HealthManager".

| Dati personali | Valori impostati |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Iniziali/Abbreviazione del nome | massimo 3 lettere o numeri |
| Altezza | 100 - 220 cm (da 3' 3,5" a 7' 2,5") |
| Età | da 10 a 100 anni |
| Sesso | maschio (♂), femmina (♀) |
| Grado di attività | da 1 a 5 |

Gradi di attività

Nella scelta del grado di attività occorre considerare il medio-lungo periodo.

| Grado di attività | Attività fisica |
|-------------------|---|
| 1 | Nessuna. |
| 2 | Ridotta: poca attività fisica leggera (ad es. passeggiate, lavori di giardinaggio non pesanti, esercizi di ginnastica). |
| 3 | Media: attività fisica almeno 2-4 volte alla settimana, ogni volta per 30 minuti. |
| 4 | Elevata: attività fisica almeno 4-6 volte alla settimana, ogni volta per 30 minuti. |
| 5 | Molto elevata: intensa attività fisica, allenamento intenso o duro, attività quotidiana per almeno 1 ora. |

- Quando richiesto, eseguire l'assegnazione degli utenti.

Per il riconoscimento automatico della persona, assegnare alla prima misurazione i dati personali dell'utente. Seguire le istruzioni della app. Salire a piedi nudi sulla bilancia e assicurarsi di poggiare sugli elettrodi in restando fermi e cercando di distribuire il peso in modo uniforme su entrambe le gambe.

8. Eseguire la misurazione

Collocare la bilancia su un pavimento piano e solido; un rivestimento solido del pavimento è il presupposto per una misurazione corretta.

Misurazione del peso, diagnosi

Salire a piedi nudi sulla bilancia e assicurarsi di poggiare sugli elettrodi restando fermi e cercando di distribuire il peso in modo uniforme su entrambe le gambe.

i Avvertenza: I piedi, le gambe, i polpacci e le cosce non devono essere a contatto. In caso contrario la misurazione non potrà essere eseguita correttamente.

i Avvertenza: Se la misurazione è stata eseguita indossando le calze, il risultato non è corretto.

La bilancia avvia subito la misurazione. Inizialmente viene indicato il peso.

Durante la misurazione degli altri parametri, viene visualizzato "○○○○".

Dopo breve viene visualizzato il valore misurato.

Se è stato assegnato un utente, vengono visualizzati IMC, BF, acqua, muscoli, ossa, BMR e AMR. Ciò avviene quando vengono visualizzate le iniziali.

Vengono visualizzati i seguenti indicatori:

1. Peso in kg con IMC
2. % di grasso corporeo con interpretazione „BF“
3. % di acqua corporea ≈
4. % di muscoli ⇄
5. massa ossea in kg ⇄
6. Consumo calorico di base in Kcal (BMR)
7. metabolismo di attività in Kcal (AMR)

Se l'utente non viene riconosciuto, può essere visualizzato solo il peso e non compaiono le iniziali „- - -“.

Misurazione solo peso

Posizionarsi sulla bilancia indossando le scarpe. Rimanere fermi ripartendo uniformemente il peso sui due piedi. La bilancia inizia immediatamente la misurazione.

Compare il peso e sull'LCD scorre „- - -“.

Se è stato assegnato un utente, vengono visualizzati IMC, BMR e AMR. Ciò avviene quando vengono visualizzate le iniziali.

Se l'utente non viene riconosciuto, può essere visualizzato solo il peso e non compaiono le iniziali „- - -“.

i Avvertenza: Per ulteriori osservazioni possono essere utilizzati solo i valori misurati visualizzati sulla bilancia.

Spegnimento della bilancia

La bilancia si spegne automaticamente.

9. Valutazione dei risultati

Percentuale di grasso corporeo

I valori del grasso corporeo in % riportati qui sotto sono indicativi (per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio medico!).

Uomo

| Edad | Poca | Normal | Mucha | Excesiva |
|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 10-14 | <11 % | 11-16 % | 16,1-21 % | >21,1 % |
| 15-19 | <12 % | 12-17 % | 17,1-22 % | >22,1 % |
| 20-29 | <13 % | 13-18 % | 18,1-23 % | >23,1 % |
| 30-39 | <14 % | 14-19 % | 19,1-24 % | >24,1 % |
| 40-49 | <15 % | 15-20 % | 20,1-25 % | >25,1 % |
| 50-59 | <16 % | 16-21 % | 21,1-26 % | >26,1 % |
| 60-69 | <17 % | 17-22 % | 22,1-27 % | >27,1 % |
| 70-100 | <18 % | 18-23 % | 23,1-28 % | >28,1 % |

Donna

| Edad | Poca | Normal | Mucha | Excesiva |
|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 10-14 | <16 % | 16-21 % | 21,1-26 % | >26,1 % |
| 15-19 | <17 % | 17-22 % | 22,1-27 % | >27,1 % |
| 20-29 | <18 % | 18-23 % | 23,1-28 % | >28,1 % |
| 30-39 | <19 % | 19-24 % | 24,1-29 % | >29,1 % |
| 40-49 | <20 % | 20-25 % | 25,1-30 % | >30,1 % |
| 50-59 | <21 % | 21-26 % | 26,1-31 % | >31,1 % |
| 60-69 | <22 % | 22-27 % | 27,1-32 % | >32,1 % |
| 70-100 | <23 % | 23-28 % | 28,1-33 % | >33,1 % |

Negli sportivi spesso si rileva un valore più basso. A seconda del tipo di sport praticato, dell'intensità degli allenamenti e della costituzione fisica si possono raggiungere valori che sono al di sotto dei valori indicativi qui riportati. Occorre tuttavia considerare che valori estremamente bassi costituiscono un pericolo per la salute.

Percentuale di acqua corporea

La quantità in % di acqua corporea di norma rientra nei seguenti valori:

Uomo

| Edad | Mala | Buena | Muy buena |
|--------|-------|---------|-----------|
| 10-100 | <50 % | 50-65 % | >65 % |

Donna

| Edad | Mala | Buena | Muy buena |
|--------|-------|---------|-----------|
| 10-100 | <45 % | 45-60 % | >60 % |

Il grasso corporeo contiene relativamente poca acqua. Perciò nelle persone con un'elevata percentuale di grasso corporeo è possibile che la percentuale di acqua sia inferiore ai valori indicativi.

Chi pratica sport di resistenza, invece, può superare i valori indicativi a causa delle basse percentuali di grassi e dell'elevata massa muscolare.

I valori dell'acqua corporea determinati con questa bilancia non sono idonei a trarre conclusioni mediche, ad es. sui depositi di liquido dovuti all'età. Eventualmente rivolgersi al proprio medico. In generale è opportuno avere un'elevata percentuale di acqua nel corpo.

Massa muscolare

La massa muscolare in % di norma rientra nei seguenti valori:

Uomo

| Edad | Poca | Normal | Mucha |
|--------|-------|---------|-------|
| 10-14 | <44 % | 44-57 % | >57 % |
| 15-19 | <43 % | 43-56 % | >56 % |
| 20-29 | <42 % | 42-54 % | >54 % |
| 30-39 | <41 % | 41-52 % | >52 % |
| 40-49 | <40 % | 40-50 % | >50 % |
| 50-59 | <39 % | 39-48 % | >48 % |
| 60-69 | <38 % | 38-47 % | >47 % |
| 70-100 | <37 % | 37-46 % | >46 % |

Donna

| Edad | Poca | Normal | Mucha |
|--------|-------|---------|-------|
| 10-14 | <36 % | 36-43 % | >43 % |
| 15-19 | <35 % | 35-41 % | >41 % |
| 20-29 | <34 % | 34-39 % | >39 % |
| 30-39 | <33 % | 33-38 % | >38 % |
| 40-49 | <31 % | 31-36 % | >36 % |
| 50-59 | <29 % | 29-34 % | >34 % |
| 60-69 | <28 % | 28-33 % | >33 % |
| 70-100 | <27 % | 27-32 % | >32 % |

Massa ossea

Come il resto del nostro corpo, anche le ossa sono soggette a processi naturali di crescita, calo e invecchiamento. La massa ossea aumenta rapidamente durante l'infanzia e raggiunge il massimo in un'età compresa fra i 30 e 40 anni. Con l'aumentare dell'età la massa ossea diminuisce leggermente.

Un'alimentazione sana (ricca specialmente di calcio e vitamina D) e un esercizio fisico regolare possono contrastare efficacemente questo deperimento. La crescita mirata dei muscoli contribuisce a rafforzare la stabilità dell'ossatura. Tenere presente che questa bilancia non indica il contenuto di calcio nelle ossa, ma determina il peso di tutte le componenti delle ossa (sostanze organiche e inorganiche, acqua). Sulla massa ossea è quasi impossibile influire, tuttavia può variare leggermente per determinati fattori (peso, statura, età, sesso). Al riguardo non esistono valori consigliati né direttive riconosciute.



ATTENZIONE

Non bisogna confondere la massa ossea con la densità delle ossa.

La densità delle ossa può essere determinata solo con un'analisi medica (ad es. tomografia computerizzata, ultrasuoni). Pertanto questa bilancia non consente di trarre conclusioni su variazioni delle ossa e della durezza delle ossa (ad es. osteoporosi).

BMR

L'indice metabolico basale (BMR = Basal Metabolic Rate) è la quantità di energia di cui il corpo necessita a riposo per il mantenimento delle funzioni fisiche di base (ad es. se si rimane a letto per 24 ore). Tale valore dipende principalmente dal peso, dalla statura e dall'età.

È visualizzato dalla bilancia diagnostica in kcal/giorno e viene calcolato sulla base della formula Harris-Benedict riconosciuta a livello scientifico.

Si tratta della quantità di energia di cui il corpo ha bisogno in ogni caso e deve essere reintegrata sotto forma di cibo. L'assunzione di una quantità inferiore di energia per un periodo prolungato può causare danni alla salute.

AMR

Il metabolismo di attività (AMR = active metabolic rate) è il fabbisogno energetico quotidiano del corpo in condizioni di attività. Il consumo di energia di un essere umano cresce con l'aumentare dell'attività fisica; questo consumo viene rilevato dalla bilancia diagnostica grazie al grado di attività impostato (1-5).

Per mantenere il proprio peso occorre reintegrare nel corpo l'energia consumata assumendo cibi e bevande. Se per un lungo periodo non si reintegra completamente l'energia consumata, il corpo colma la differenza attingendo dalle scorte di grasso, e il peso diminuisce.

Se invece per un lungo periodo si assume energia superiore al valore del metabolismo di attività (AMR) calcolato, il corpo non riesce a bruciare l'eccesso di energia, il surplus si deposita sotto forma di grasso e il peso aumenta.

10. Ulteriori funzioni

Assegnazione degli utenti

È possibile assegnare un massimo di 8 utenti impostati con misurazione del solo peso (con scarpe) e misurazione diagnostica (a piedi nudi).

In caso di nuova misurazione, la bilancia la assegna all'utente la cui ultima misurazione memorizzata è rientrata in un range di +/- 2 kg e, qualora sia stata possibile una diagnosi, +/- 2% BF.

Misurazioni sconosciute

Qualora le misurazioni non possano essere assegnate ad alcun utente, la bilancia le memorizza come misurazioni sconosciute. La bilancia memorizza un massimo di 20 misurazioni sconosciute. La app consente di assegnare le misurazioni sconosciute direttamente all'utente di competenza.

Memorizzazione delle misurazione assegnate sulla bilancia

Se la app è attiva e la bilancia è connessa a *Bluetooth*[®], le misurazioni assegnate vengono inviate immediatamente alla app. In questo caso i valori non sono memorizzati sulla bilancia.

Se la app non è attiva, le misurazioni assegnate vengono salvate sulla bilancia. Nella bilancia può essere salvato un massimo di 30 misurazioni per utente. I valori memorizzati vengono inviati automaticamente alla app, se quest'ultima è attiva e a portata di *Bluetooth*[®].

L'allineamento dei dati avviene entro 10 secondi. Il trasferimento automatico è possibile anche se la bilancia è spenta.

Eliminazione dei dati della bilancia

Se si desidera eliminare completamente tutte le misurazioni e i dati vecchi degli utenti, accendere la bilancia e tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante Reset.

Sul display compare "dEL" per alcuni secondi.

Ciò è necessario quando ad es. si desidera eliminare utenti impostati in modo errato o non più necessari. Sarà poi necessario ripetere le operazioni descritte al capitolo 7 (assegnazione utenti).

Sostituzione delle batterie

La bilancia è dotata di un'icona di sostituzione delle batterie. In caso di batterie scariche, sul display compare la scritta "Lo" e la bilancia si spegne automaticamente. In questo caso è necessario sostituire le batterie (3 batterie AAA da 1,5 V).

Avvertenza:

- Quando si sostituiscono le batterie occorre utilizzare batterie dello stesso tipo, marca e potenza.
- Non utilizzare accumulatori ricaricabili.
- Utilizzare batterie prive di metalli pesanti.

11. Pulizia e cura dell'apparecchio

L'apparecchio andrebbe pulito di tanto in tanto.

Per la pulizia utilizzare un panno umido e, se necessario, qualche goccia di detergente.

ATTENZIONE

- Non utilizzare mai solventi o prodotti di pulizia aggressivi!
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua!
- Non lavare l'apparecchio nella lavastoviglie!

12. Smaltimento


Smaltire le batterie esauste e completamente scariche negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie è un obbligo di legge.

I simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche.

Pb = batteria contenente piombo,

Cd = batteria contenente cadmio,

Hg = batteria contenente mercurio.



Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via.

Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta.


Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.

Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente.



13. Che cosa fare in caso di problemi?

Se la bilancia rileva un errore nella pesatura, viene visualizzato:

| Display | Causa | Rimedio |
|--|---|---|
| "- - -" | Misurazione sconosciuta, in quanto al di fuori del limite di assegnazione utente oppure non è possibile un'assegnazione chiara. | Assegnare la misurazione sconosciuta nell'app oppure ripetere l'assegnazione utente. |
| Score "- - - -". | La percentuale di grasso è al di fuori del campo misurabile (inferiore a 3% oppure superiore a 65%). | Ripetere la misurazione a piedi nudi oppure inumidire leggermente le piante dei piedi. |
| Err | La portata massima di 180 kg è stata superata. | Caricare solo fino a 180 kg. |
| Viene visualizzato Err o il peso errato. | Fondo non solido, non piano. | Appoggiare la bilancia su un fondo piano e solido. |
| Viene visualizzato Err o il peso errato. | Posizione instabile. | Restare fermi il più possibile. |
| Falsches Gewicht wird Viene visualizzato il peso errato. | Il punto zero della bilancia è errato. | Attendere che la bilancia si spenga da sola. Accendere la bilancia, attendere che compaia „0.0 kg" e ripetere la misurazione. |
| Nessuna connessione Bluetooth® (il simbolo  non è visualizzato). | Apparecchio fuori portata. | La portata minima in campo libero è di ca. 25 m. Pareti e soffitti riducono la portata. Altre onde radio possono disturbare la trasmissione. Non posizionare quindi la bilancia nelle vicinanze di apparecchi come WIFI, microonde o piani di cottura a induzione e disattivare idealmente altri dispositivi <i>Bluetooth</i> ® che si trovano nel raggio d'azione. |
| FULL | La memoria utenti è piena. Le misurazioni non vengono più salvate. | Avviare la app. I dati sono trasmessi automaticamente. Questa operazione può durare fino a un minuto. |
| Lo | Le batterie della bilancia sono scariche. | Sostituire le batterie della bilancia. |

14. Garanzia

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornita.



Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak üzere saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.

Indhold

| | | | |
|-----------------------------------|----|--|----|
| 1. Præsentation | 53 | 8. Udførelse af målinger | 58 |
| 2. Forklaring af symboler | 54 | 9. Vurdering af resultater | 59 |
| 3. Sikkerhedsanvisninger | 55 | 10. Andre funktioner | 60 |
| 4. Nærmere oplysninger | 56 | 11. Rengøring og pleje af produktet | 61 |
| 5. Beskrivelse af produktet | 56 | 12. Bortskaffelse | 61 |
| 6. Ibrugtagning af vægten | 57 | 13. Hvad gør jeg, hvis der er problemer? | 61 |
| 7. Ibrugtagning med app | 57 | 14. Garanti | 62 |

Leveringsomfang

- Kort vejledning
- Diagnosevægt BF 700
- 3 x 1,5 V, AAA-batterier
- Denne betjeningsvejledning
- 1 x garantifolder

1. Præsentation

Produktets funktioner

Denne digitale vægt er beregnet til vejning og til registrering af dine personlige fitnessdata. Den er beregnet til personlig, privat brug.

Vægten har følgende funktioner, som kan bruges af op til 8 personer:

- måling af kropsvægt,
- registrering af kroppens fedtprocent,
- kroppens vandprocent,
- muskelprocent,
- knoglemasse samt,
- hvile- og aktivitetsomsætning.

Desuden har vægten yderligere følgende funktioner:

- skift mellem kilogram „kg“, pund „lb“ og stone „st“,
- automatisk slukkefunktion,
- visning af batteriskift ved flade batterier,
- Automatisk brugergenkendelse,
- 3 brugerinitialer vises på LCD-displayet,
- Lagring af de seneste 30 målinger for 8 personer, hvis det ikke er muligt at overføre til app'en,
- der kan gemmes op til 20 ukendte målinger,
- Produktet anvender *Bluetooth*® low energy technology, frekvensbånd 2400 - 2483,5 MHz, sendeeffekt maks. -2,47 dBm.

Systemkrav


















iOS fra version 12.0, Android™ fra version 8.0 med *Bluetooth*® 4.0.

Liste over kompatible apparater:



2. Forklaring af symboler

Aşağıdaki semboller kullanım kılavuzunda kullanılmıştır:

| | |
|---|---|
|  | UYARI Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınızla ilgili tehlikelere yönelik uyarı. |
|  | DIKKAT Cihazda/aksesuarlarda oluşabilecek hasarlara yönelik güvenlik uyarısı. |
|  | Not Önemli bilgilere yönelik not |
|  | Kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır |
|  | Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir |
|  | Ambalaj çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir |
|  | Bu ürün geçerli Avrupa Birliği yönergelerinin ve ulusal yönergelerin gereklerini yerine getirmektedir. |
|  | Birleşik Krallık İçin Uygunluk Değerlendirmesi Yapıldı İşareti |
|  | Cihaz, tıbbi implant (örn. kalp atışlarını düzenleyen cihaz) taşıyan kişiler tarafından kullanılmalıdır. Aksi halde kalp atışlarını düzenleyen cihazların fonksiyonu olumsuz etkilenebilir. |
|  | Üretici |
|  | Ürünler, AEB'nin belirlediği teknik kuralların gerektirdiği şartlara kesin bir şekilde uymaktadır. |
|  | Teraziye 180 kg / 396 lb / 28 st üzerinde yük uygulamayın. |
|  | Kayma tehlikesi: Terazinin üstüne ayaklarınız ıslakken çıkmayın. |
|  | |
|  | Devrilme tehlikesi: Terazi yüzeyinin ortasına basın. |
|  | |
|  | Teraziyi düz bir zemine yerleştirin. Halı olmamalıdır. |

3. Sikkerhedsanvisninger

Læs denne brugsvejledning opmærksomt igennem, opbevar den til senere brug, gør den tilgængelig for andre brugere, og følg anvisningerne.



ADVARSEL

- **Vægten må ikke benyttes af personer med medicinske implantater (fx pacemakere), da implantaternes funktion ellers kan forstyrres.**
- Må ikke benyttes under graviditet.
- Træd ikke op på vægtens yderste kant i en af siderne, da dette vil medføre risiko for, at vægten tipper!
- Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Batterierne og vægten skal opbevares utilgængelige for børn. Hvis en person alligevel kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges læge.
- Lad ikke børn komme i nærheden af emballeringsmaterialet (risiko for kvælning).
- OBS! Træd aldrig op på vægten med våde fødder og træd ikke på overfladen, hvis den er fugtig – der er fare for at glide!



Anvisning for håndtering af batterier

- Hvis væske fra celledbatteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skylles med vand, og der skal søges læge.
- ⚠ **Slugningsrisiko!** Småbørn kan sluge batterier og blive kvalt. Batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn.
- Følg polaritetsmærkningerne for plus (+) og minus (-).
- Hvis et batteri er utæt, skal du tage beskyttelsehandsker på og rengøre batterirummet med en tør klud.
- Beskyt batterier mod meget høj varme.
- ⚠ **Eksplussionsfare!** Kast aldrig batterier ind i ild.
- Normale batterier må ikke oplades eller kortsluttes.
- Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud af batterirummet.
- Anvend kun de samme eller lignende batterier.
- Alle batterier skal altid udskiftes samtidigt.
- Der må ikke anvendes genopladelige batterier!
- Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.



Generelle oplysninger

- Vægten er kun beregnet til egen brug, ikke til medicinsk eller kommerciel brug.
- Vær opmærksom på, at der kan forekomme teknisk betingede måletolerancer, da vægten ikke er egnet til professionel, medicinsk anvendelse.
- Personvægten må belastes med maks. 180 kg (396 lb, 28 st.). Ved vægtmålingen og ved bestemmelsen af knoglemassen vises resultaterne i trin på 100 g (0,2 lb).
- Måleresultaterne for kropsfedt-, kropsvæske- og muskelprocenten vises i trin á 0,1%.
- Kaloriebehovet angives i trin på 1 kcal.
- Ved køb af vægten er den indstillet til enhederne "cm" og "kg". Når du tager app'en i brug, kan du ændre indstillingerne for enheder.
- Stil vægten på et plant og fast underlag. En fast gulvbelægning er en forudsætning for en korrekt måling.
- Beskyt vægten mod stød, fugt, støv, kemikalier, store temperaturudsving og nære varmekilder (ovne, radiatorer).
- Reparationer må kun udføres af Beurers kundeservicepersonale eller af autoriserede forhandlere. Kontrollér dog altid først batterierne inden en evt. reklamation, og udskift dem om nødvendigt.
- Vi bekræfter hermed, at dette produkt lever op til EU-direktivet RED 2014/53/EU. CE-overensstemmelseserklæringen til dette produkt kan findes under:
<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

Opbevaring og pleje

Måleværdiernes nøjagtighed og apparatets levetid afhænger af, hvordan du behandler apparatet:

VIGTIGT!

- Produktet bør rengøres engang imellem. Brug ikke skræppe rengøringsmidler, og hold aldrig produktet under vand.
- Kontrollér, at der ikke kommer væske på vægten. Nedsænk aldrig vægten i vand. Skyl aldrig vægten af under rindende vand.
- Undlad at stille genstande på vægten, når den benyttes.
- Beskyt vægten og betjeningsdelen mod stød, fugt, støv, kemikalier og stærke temperaturudsving, og placér den ikke for tæt på varmekilder (ovne, radiatorer).
- Undlad at trykke hårdt eller med spidse genstande på tasterne.
- Sørg for, at vægten ikke udsættes for høje temperaturer eller kraftige elektroniske felter (f.eks. mobiltelefoner).

4. Nærmere oplysninger

Måleprincip

Denne vægt arbejder ud fra B.I.A.-princippet - bioelektrisk impedansanalyse. I denne forbindelse muliggør en ikke mærkbar og helt uskadelig strøm måling af legemsandele i løbet af få sekunder.

Ved hjælp af denne måling af den elektriske modstand (impedans) og ved brug af konstante faktorer hhv. individuelle værdier (alder, højde, køn, aktivitetsgrad) kan fedtprocenten og andre værdier udregnes. Muskelvæv og vand har en god elektrisk ledelse og dermed en lavere modstand. Derimod har knogler og fedtvæv en dårligere ledelse, idet fedtcellerne og knoglerne yder stor modstand.

Vær opmærksom på, at de værdier, der måles af diagnosevægten, kun er en tilnærmelse af de faktiske, medicinske analyseværdier. Kun speciallæger kan udføre en nøjagtig beregning af kropsfedt, kropsvæske, muskelmasse og knoglemasse ved hjælp af medicinske metoder (f.eks. computertomografi).

Generelle tips

- Vej dig så vidt muligt på et fast tidspunkt af dagen (helst om morgenen), efter toiletbesøg, fastende og uden tøj på, så du opnår sammenlignelige resultater.
- Vigtigt i forbindelse med målingen: Beregningen af kropsfedt må kun ske i barfodet tilstand og kan med fordel foretages med let fugtede fodsåler. Helt tørre eller meget hårde fodsåler kan give utilfredsstillende resultater, da deres ledningsevne er for ringe.
- Stå rankt og stille under målingen.
- Vent nogle sekunder efter uvant fysisk anstrengelse.
- Vent ca. 15 minutter, efter at du er stået op, så væsken i kroppen kan fordele sig.
- Det er vigtigt, at det kun er den langsigtede trend, der tæller. Som regel er væsketab årsagen til kortvarige vægtafvisninger inden for få dage, men kropsvæske spiller en vigtig rolle for velværet.

Begrænsninger


Ved beregningen af kropsfedt og de andre værdier kan der forekomme afvigende og ikke-plausible resultater hos:

- børn under ca. 10 år,
- eliteidrætsfolk og bodybuildere,
- gravide,
- personer med feber, i dialysebehandling, med væskeophobning eller knogleskørhed,
- personer, der tager kardiovaskulær medicin (for hjerte og karsystem),
- personer, der tager karudvidende eller karindsnævrende medikamenter,
- personer med betydelige anatomiske afvisninger mht. benene i forhold til den samlede kropshøjde (betydeligt større eller mindre benlængde).

5. Beskrivelse af produktet

Bagside

1. Batterirum
2. Reset-knap



Display


3. *Bluetooth*[®]-symbol for forbindelse mellem vægt og smartphone

4a. Brugerinitialer, fx Tom

4b. Ukendt måling „- - -“

5. Kropsvægt

6. Kropsdata som f.eks. BMI, BF, ...




6. Ibrugtagning af vægten

Isætning af batterier

Tag batterierne ud af den beskyttende emballage, og isæt batterierne i overensstemmelse med markeringerne. Viser vægten ingen funktion, skal batterierne fjernes helt og isættes igen.

Opstilling af vægt

Stil vægten på et plant, fast underlag. Det faste underlag er forudsætningen for en korrekt måling.



7. Ibrugtagning med app

For at kunne bestemme din kroppsfedtprocent og andre kropps værdier skal du lagre de personlige brugerdata.

Vægten har 8 brugerhukommelsespladser, hvor du og f.eks. din familie kan gemme jeres personlige indstillinger.

Endvidere kan brugere tages i brug via andre mobile terminaler med installeret ”beurer HealthManager Pro”/ ”beurer HealthManager”-app eller ved at skifte brugerprofil i app’en (se Indstillinger i app’en).

For at bevare en aktiv *Bluetooth*[®]-forbindelse under ibrugtagningen, skal du blive i nærheden af vægten med din smartphone.

– Aktiver *Bluetooth*[®] i smartphonens indstillinger.

– Download den gratis app ”beurer HealthManager Pro”/ ”beurer HealthManager” i Apple App Store (iOS) eller Google Play (Android™).

– Start app’en, og følg instruktionerne.

– Vælg BF 700 i app’en.

Vælg vægten i appens indstillingsmenu. Der bliver vist en tilfældigt genereret sekscifret pinkode på vægten display. Samtidigt vises et indtastningsfelt på smartphonen, hvor du skal indtaste denne sekscifrede pinkode.

– Indtast BF 700-relevante data.

Følgende indstillinger skal foretages eller indtastes i app’en ”beurer HealthManager Pro”/ ”beurer HealthManager”:

| Brugerdata | Indstillingsværdier |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Initialer / Navneforkortelse | maks. 3 bogstaver eller tal |
| Kropsstørrelse | 100 til 220 cm (3’ 3,5” til 7’ 2,5”) |
| Alder | 10 til 100 år |
| Køn | mand (♂), kvinde (♀) |
| Aktivitetsgrad | 1 til 5 |

Aktivitetsniveauer

Når aktivitetsniveauet vælges, er det aktiviteten set på mellemlangt og langt sigt, der er afgørende.

| Aktivitetsniveau | Fysisk aktivitet |
|------------------|---|
| 1 | Ingen. |
| 2 | Ringe: få og lette fysiske anstrengelser (fx gåture, let havearbejde, gymnastiske øvelser). |
| 3 | Moderat: fysiske anstrengelser, mindst 2 til 4 gange om ugen, 30 minutter pr. gang. |
| 4 | Høj: fysiske anstrengelser, mindst 4 til 6 gange om ugen, 30 minutter pr. gang. |
| 5 | Meget høj: intensive fysiske anstrengelser, intensiv træning eller hårdt fysisk arbejde, dagligt, mindst 1 time pr. gang. |

– Gennemfør brugertilknytning, når app'en beder om det.


I forbindelse med automatisk persongenkendelse skal den første måling knyttes til dine personlige brugerdata. Det gør du ved at følge app'ens anvisninger. Stil dig op på vægten med bare fødder, og stå roligt med jævn vægtfordeling med begge ben på elektroderne.


8. Udførelse af målinger

Stil vægten på et plant, fast underlag. Det faste underlag er forudsætningen for en korrekt måling.

Vejning og diagnose

Stil dig op på vægten med bare fødder, og stå roligt med jævn vægtfordeling med begge ben på elektroderne.

 **Bemærk:** Der må ikke være hudkontakt mellem begge fødder, ben, læg og lår. Ellers kan målingen ikke gennemføres korrekt.

 **Bemærk:** Hvis der udføres en måling med sokker, er måleresultatet ikke korrekt.

Vægten begynder vejningen med det samme. Først vises vægten.

Under målingen af de resterende parametre, vises "□□□□".

Kort efter vises måleresultatet.

Hvis der er tilknyttet en bruger, vises BMI, BF, vand, muskler, knogler, BMR og AMR. Dette er tilfældet, når initialerne vises.

Følgende vises:

1. Vægt i kg med BMI
2. Kropsfedt i % BF
3. Kropsvand i % ≈
4. Muskelandel i % ⇄
5. Knoglemasse i kg ⇄
6. Grundomsætning i kcal (BMR)
7. Aktivitetsomsætning i kcal (AMR)

Hvis brugeren ikke genkendes, vises kun vægten, og der vises ingen initialer "- - -".

Kun vejning

Stil dig nu på vægten med sko på. Stå helt stille med vægten fordelt jævnt på begge fødder. Vægten begynder vejningen med det samme.

Vægten vises, og på LCD-displayet løber "- - -" hen over displayet.

Hvis der er tilknyttet en bruger, vises BMI, BMR og AMR. Dette er tilfældet, når initialerne vises.

Hvis brugeren ikke genkendes, vises kun vægten, og der vises ingen initialer "- - -".

 **Bemærk:** For videregående betragtninger er det kun tilladt at anvende de måleværdier, som vises på vægten.

Sådan slukker du for vægten

Vægten slukkes derefter automatisk.

9. Vurdering af resultater

Kropsfedtprocent

Nedenstående kropsfedtværdier i % er ment som vejledning (yderligere informationer fås hos lægen!)

Mænd

| Alder | Lav | Normal | Høj | Meget høj |
|--------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10-14 | <11 % | 11-16 % | 16,1-21 % | >21,1 % |
| 15-19 | <12 % | 12-17 % | 17,1-22 % | >22,1 % |
| 20-29 | <13 % | 13-18 % | 18,1-23 % | >23,1 % |
| 30-39 | <14 % | 14-19 % | 19,1-24 % | >24,1 % |
| 40-49 | <15 % | 15-20 % | 20,1-25 % | >25,1 % |
| 50-59 | <16 % | 16-21 % | 21,1-26 % | >26,1 % |
| 60-69 | <17 % | 17-22 % | 22,1-27 % | >27,1 % |
| 70-100 | <18 % | 18-23 % | 23,1-28 % | >28,1 % |

Kvinder

| Alder | Lav | Normal | Høj | Meget høj |
|--------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10-14 | <16 % | 16-21 % | 21,1-26 % | >26,1 % |
| 15-19 | <17 % | 17-22 % | 22,1-27 % | >27,1 % |
| 20-29 | <18 % | 18-23 % | 23,1-28 % | >28,1 % |
| 30-39 | <19 % | 19-24 % | 24,1-29 % | >29,1 % |
| 40-49 | <20 % | 20-25 % | 25,1-30 % | >30,1 % |
| 50-59 | <21 % | 21-26 % | 26,1-31 % | >31,1 % |
| 60-69 | <22 % | 22-27 % | 27,1-32 % | >32,1 % |
| 70-100 | <23 % | 23-28 % | 28,1-33 % | >33,1 % |

Hos sportsfolk finder man tit en lavere værdi. Alt efter sportsgren, træningsintensitet og fysisk konstitution kan der opnås værdier, som er endnu lavere end de angivne vejledende værdier.

Men vær opmærksom på, at ekstremt lave værdier kan være forbundet med sundhedsrisici.

Kropsvæskeprocent

Den procentvise andel af kropsvæske ligger normalt inden for følgende områder:

Mænd

| Alder | Dårligt | Godt | Særdeles godt |
|--------|---------|---------|---------------|
| 10-100 | <50 % | 50-65 % | >65 % |

Kvinder

| Alder | Dårligt | Godt | Særdeles godt |
|--------|---------|---------|---------------|
| 10-100 | <45 % | 45-60 % | >60 % |

Kropsfedt indeholder en relativt lille mængde vand. Derfor kan personer, hos hvem andelen af kropsfedt i kropsvæsken er høj, ligge under de vejledende værdier. Hos personer, der dyrker udholdenhedssport, kan de vejledende værdier derimod overskrides pga. lave fedtprocenter og en høj muskelprocent.

Beregningen af kropsvæske med denne vægt er ikke egnet til at drage medicinske konklusioner fx om aldersbetingede væskeophobninger. Spørg i givet fald din læge. Det gælder altid om at tilstræbe en høj kropsvæskeprocent.

Muskelprocent

Den procentvise muskelandel ligger normalt inden for følgende områder:

Mænd

| Alder | Lav | Normal | Høj |
|--------|-------|---------|-------|
| 10-14 | <44 % | 44-57 % | >57 % |
| 15-19 | <43 % | 43-56 % | >56 % |
| 20-29 | <42 % | 42-54 % | >54 % |
| 30-39 | <41 % | 41-52 % | >52 % |
| 40-49 | <40 % | 40-50 % | >50 % |
| 50-59 | <39 % | 39-48 % | >48 % |
| 60-69 | <38 % | 38-47 % | >47 % |
| 70-100 | <37 % | 37-46 % | >46 % |

Kvinder

| Alder | Lav | Normal | Høj |
|--------|-------|---------|-------|
| 10-14 | <36 % | 36-43 % | >43 % |
| 15-19 | <35 % | 35-41 % | >41 % |
| 20-29 | <34 % | 34-39 % | >39 % |
| 30-39 | <33 % | 33-38 % | >38 % |
| 40-49 | <31 % | 31-36 % | >36 % |
| 50-59 | <29 % | 29-34 % | >34 % |
| 60-69 | <28 % | 28-33 % | >33 % |
| 70-100 | <27 % | 27-32 % | >32 % |

Knoglemasse

Vores knogler gennemgår i lighed med resten af vores krop naturlige opbygnings-, nedbrydnings- og ældningsprocesser. Knoglemassen forøges hastigt i børneårene og når maksimum ved 30-40 års alderen.

Derefter mindskes knoglemassen igen, efterhånden som man bliver ældre. Med en sund kost (især calcium og D-vitamin) og regelmæssig motion kan du et stykke hen ad vejen modvirke denne nedbrydning. Med en målrettet opbygning af musklerne kan du styrke din knoglebygnings stabilitet yderligere. Vær opmærksom på, at denne vægt ikke viser knoglernes calciumindhold, men beregner vægten af alle knoglernes bestanddele (organiske stoffer, uorganiske stoffer og vand). Det er næppe muligt at påvirke knoglemassen, men den varierer en smule inden for de påvirkende faktorer (vægt, højde, alder, køn). Der findes ingen anerkendte retningslinjer eller anbefalinger.



OBS!

Undgå at forveksle knoglemasse med knogletæthed. Knogletætheden kan kun bestemmes gennem en medicinsk undersøgelse (fx computertomografi, ultralyd). Derfor kan denne vægt ikke bruges til at drage konklusioner om ændringer af knoglerne og knoglernes hårdhed (fx knogleskørhed).

BMR

Det grundlæggende stofskifte (BMR = Basal Metabolic Rate) er den mængde energi kroppen har brug for under fuldstændig hvile for at kunne opretholde de grundlæggende funktioner (f.eks. hvis man ligger sin seng i 24 timer). Denne værdi afhænger primært af vægt, højde og alder.

Diagnosevægten viser BMR i enheden kcal/dag, og den bliver beregnet ud fra den videnskabeligt anerkendte Harris-Benedict-formel.

Denne mængde energi har kroppen under alle omstændigheder brug for, og den skal tilføres til kroppen i form af mad. Hvis du i længere tid tilfører kroppen mindre energi, kan det være sundhedsskadeligt.

AMR

Arbejdsstofskiftet (AMR = Active Metabolic Rate) er den energimængde, som kroppen i aktiv tilstand forbruger pr. dag. Et menneskes energiforbrug stiger med tiltagende fysisk aktivitet og bestemmes i diagnosevægten vha. det indtastede aktivitetsniveau (1–5).

For at holde den aktuelle vægt skal man tilføre kroppen den forbrugte energi igen i form af mad og drikke. Hvis der over en længere periode tilføres mindre energi, end der forbruges, henter kroppen hovedsageligt den manglende energi fra de opbyggede fedtdepoter, så vægten falder. Hvis der derimod over en længere periode tilføres mere energi end det beregnede arbejdsstofskifte (AMR), er kroppen ikke i stand til at forbrænde den overskydende energi, og så lagres overskuddet i kroppen som fedt, så vægten stiger.

10. Andre funktioner

Brugertilknætning

En brugertilknætning af maks. 8 oprettede brugere af vægten er mulig ved ren vægtmåling (med sko) og ved diagnosemåling (barfodet).

For hver ny måling knytter vægten målingen til den bruger, hvis seneste lagrede måleværdi ligger inden for +/- 2 kg og – hvis det var muligt at udføre en diagnosemåling – +/- 2% BF.

Ukendte målinger

Hvis der ikke kan knyttes målinger til nogen bruger, gemmer vægten disse måleværdier som ukendte målinger. Displayet viser "----" ved initialerne. Der kan gemmes maks. 20 ukendte målinger på vægten. Med app'en kan du knytte ukendte målinger direkte til brugeren.

Lagring af tilknyttede måleværdier på vægten

Hvis app'en er åben, og der er en aktiv *Bluetooth*[®]-forbindelse til vægten, sendes friske tilknyttede målinger straks til app'en. Værdierne gemmes i så fald ikke på vægten.

Hvis app'en ikke er åben, gemmes friske tilknyttede målinger på vægten. Der kan gemmes maks. 30 målinger på vægten pr. bruger. De gemte måleværdier overføres automatisk til app'en, når du åbner app'en inden for *Bluetooth*[®]-rækkevidde.

Datasynkroniseringen sker inden for ca. 10 sekunder. Det er muligt at foretage en automatisk overførsel, når vægten er slukket.

Sletning af vægtdata

Hvis du vil slette alle målinger og gamle brugerdata på vægten fuldstændigt, skal du tænde vægten og trykke på Reset-tasten i ca. 3 sekunder.

På displayet vises "dEL" i nogle sekunder.

Dette er nødvendigt, hvis du f.eks. vil slette brugere af vægten, som er oprettet forkert, eller hvis nogle brugere ikke længere bruger vægten.

Derefter skal du gennemføre kapitel 7 (brugertilknævning).

Udskiftning af batterier

Din vægt er udstyret med et "symbol for batteriskift". Hvis vægten anvendes med for svage batterier, viser displayet "Lø", og vægten slukker automatisk. Batterierne skal i så fald udskiftes (3 x 1,5 V AAA).



Bemærk:

- Brug altid batterier af samme type, mærke og kapacitet, når der skiftes batteri.
- Brug ikke genopladelige batterier.
- Brug batterier, der ikke indeholder tungmetaller.

11. Rengøring og pleje af produktet

Produktet bør rengøres engang imellem.

Brug en fugtig klud til rengøringen. Ved behov kan du komme lidt opvaskemiddel på kluden.



VIKTIGT!

- Brug aldrig skræppe opløsnings- eller rengøringsmidler!
- Sænk aldrig produktet ned under vand!
- Undlad at rengøre produktet i opvaskemaskinen!

12. Bortskaffelse


De brugte, helt afladede batterier skal bortskaffes i de særligt mærkede opsamlingsbeholdere, som findes på genbrugspladser og hos forhandlere af elapparater. Ifølge loven er de forpligtet til at bortskaffe batterierne.

Disse symboler finder du på batterier med skadelige stoffer:

Pb = batteriet indeholder bly,

Cd = batteriet indeholder cadmium,

Hg = batteriet indeholder kviksølv.



Af hensyn til miljøet må apparatet ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det er udtjent. Bortskaffelse kan ske på det pågældende lokale indsamlingssted.

Apparatet skal bortskaffes i henhold til EU-direktivet vedrørende elektronisk affald – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Henvend dig til din kommunes tekniske forvaltning, hvis du har andre spørgsmål.



Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig vis.



13. Hvad gør jeg, hvis der er problemer?

Hvis vægten registrerer en fejl under vejningen, vises følgende:

| Displayvisning | Årsag | Afhjælpning |
|---------------------------------------|---|--|
| „ - - - “ | Ukendt måling, da det ikke er muligt at tilknytte brugere uden for grænsen, eller da det ikke er muligt at foretage en entydig tilknytning. | Tilknyt ukendt måling i app'en, eller gentag brugertilknævning. |
| „ - - - - “ løber hen over displayet. | Fedtprocenten ligger udenfor det målbare område (mindre end 3 % eller større end 65 %). | Gentag målingen med bare fødder eller gør eventuelt fodsålerne lidt fugtige. |
| Err | Den maksimale bæreevne på 180 kg blev overskredet. | Belast kun vægten indtil 180 kg. |
| Err eller forkert vægt vises. | Intet plant, fast underlag. | Sæt vægten på et plant, solidt underlag. |

| Displayvisning | Årsag | Afhjælpning |
|---|--|---|
| Err eller forkert vægt vises. | Du står uroligt. | Stå så stille som muligt. |
| Forkert vægt vises. | Vægten har forkert nulpunkt. | Vent, indtil vægten slukker igen. Aktiver vægten, afvent „0.0 kg“, og gentag derefter målingen. |
| Ingen Bluetooth®-forbindelse (ⓧ-symbolet vises ikke). | Apparatet er uden for rækkevidde. | Mindste rækkevidde i et uhindret område er ca. 25 m. Vægge og lofter forringer rækkevidden. Andre radiobølger kan forstyrre overførslen. Bu nedenle teraziyi ör. WIFI yönlendirici, mikrodalga fırın, endüksiyonlu ocak vb. gibi cihazların yakınına yerleştirmeyin ve ideal olarak kapsama alanı içindeki diğer Bluetooth® cihazları kapatın. |
| FULL | Brugerhukommelsen er fuld. Der gemmes ikke længere målinger. | Åbn app'en. Dataene overføres automatisk. Dette kan tage op til ét minut. |
| Lo | Batterierne i vægten er tomme. | Udskift vægtens batterier. |

14. Garanti

Nærmere oplysninger om garantien og garantibetingelserne findes i det medfølgende garantihæfte.



Внимательно прочтите инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните ее в доступном для других пользователей месте и следуйте ее указаниям.

Содержание

| | | | |
|--|----|--|----|
| 1. Для ознакомления | 63 | 8. Проведение измерения | 69 |
| 2. Пояснения к символам | 64 | 9. Оценка результатов | 70 |
| 3. Указания по технике безопасности | 65 | 10. Прочие функции | 71 |
| 4. Информация | 66 | 11. Чистка прибора и уход за ним | 72 |
| 5. Описание прибора | 67 | 12. Утилизация | 72 |
| 6. Ввод весов в эксплуатацию | 68 | 13. Что делать при возникновении каких-либо проблем? | 73 |
| 7. Ввод в эксплуатацию при помощи приложения | 68 | 14. Гарантия/сервисное обслуживание | 73 |

Комплект поставки

- Краткое руководство для
- Диагностические весы BF 700
- 3 батарейки 1,5 В типа AAA
- Инструкция по применению
- 1 гарантийный лист

1. Для ознакомления

Функции прибора

Данные электронные весы используются для взвешивания и определения Ваших фитнес-параметров. Они предназначены для домашнего пользования.

Весы имеют следующие функции, которыми могут пользоваться до 8 человек:

- измерение веса тела,
- определение жировой массы,
- определение содержания воды в организме,
- измерение мышечной массы,
- измерение костной массы, а также,
- определение основного обмена веществ и уровня физической активности.

Кроме того, весы имеют ещё следующие функции:

- Переключение между единицами измерения: килограмм „kg“, фунт „lb“ и стоун „st“.
- Автоматическое отключение.
- Индикатор состояния батарейки показывает, что батарейка разряжается,
- автоматическое определение пользователя,
- светодиодная индикация трех инициалов пользователя,
- хранение 30 последних измерений для 8 человек в случае невозможности переноса данных в приложение,
- возможность хранения до 20 измерений неавторизованных пользователей,
- Продукт использует технологию *Bluetooth*[®] low energy technology, частотный диапазон 2,400 - 2,4835 ГГц, мощность передатчика макс. -2,47 дБм.

Системные требования





iOS, начиная с версии 12.0; Android[™], начиная с версии 8.0 с *Bluetooth*[®] 4.0.



Список поддерживаемых устройств:



2. Пояснения к символам

В инструкции по применению используются следующие символы.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | <p>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Предупреждает об опасности травмирования или нанесения вреда здоровью.</p> | | |
|  | <p>ВНИМАНИЕ Указывает на возможность повреждения прибора/принадлежностей.</p> | | |
|  | <p>Указание Важная информация</p> | | |
|  | <p>Соблюдайте указания инструкции по применению.</p> | | |
|  | <p>Утилизация прибора в соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)</p> | | |
|  | <p>Утилизация упаковки в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды</p> | | |
|  | <p>Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.</p> | | |
|  | <p>Знак соответствия требованиям Великобритании</p> | | |
|  | <p>Запрещается применение прибора лицами с установленными медицинскими имплантатами (например, кардиостимулятором). В противном случае может нарушиться работа имплантата.</p> | | |
|  | <p>Изготовитель</p> | | |
|  | <p>Продукция прошла подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.</p> | | |
|  | <p>Весы рассчитаны на вес не более 180 кг/396 фунтов/28 стоунов.</p> |  | <p>Осторожно, скользко: не наступайте на весы мокрыми ногами.</p> |
|  | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>Опасность опрокидывания: вставайте по центру весовой платформы.</p> |  | <p>Устанавливайте весы на устойчивую ровную поверхность. Не ставьте весы на ковер.</p> |
|---|--|--|--|

3. Указания по технике безопасности

Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте указаниям, приведённым в ней. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования и на случай возможной передачи другому пользователю.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- **Запрещается пользоваться весами людям с установленными медицинскими имплантатами (напр. кардиостимулятор сердца). В противном случае функционирование имплантатов может быть нарушено.**
- Весы не предназначены для беременных, так как околоплодные воды могут исказить точность измерения.
- Не вставайте на одну сторону весов у самого края. Опасность опрокидывания!
- При попадании в пищеварительный тракт батарейки могут представлять опасность для жизни. Храните батарейки и весы в недоступном для детей месте. Лицу, проглотившему батарейку, следует незамедлительно обратиться к врачу.
- Не давайте детям упаковочные материалы от весов (опасность удушья).
- Внимание! Не становитесь мокрыми ногами на весы! Не становитесь на весы, если их поверхность мокрая! Вы можете поскользнуться!



Обращение с элементами питания

- При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
- **⚠ Опасность проглатывания мелких частей!** Маленькие дети могут проглотить батарейки и подавиться ими. Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном для детей месте!
- Обращайте внимание на обозначение полярности: плюс (+) и минус (-).
- Если батарейка потекла, очистите отделение для батареек сухой салфеткой, надев защитные перчатки.
- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
- **⚠ Опасность взрыва!** Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте и не замыкайте батарейки накоротко.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки.
- Используйте батарейки только одного типа или равноценных типов.
- Заменяйте все батарейки сразу.
- Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
- Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.



Общие указания

- Прибор разработан для личного пользования и не предназначен для использования в медицинских или коммерческих целях.
- Учтите, что возможны погрешности измерения, т. к. речь идет не о поверенных весах для профессионального, медицинского использования.

- Предельно допустимая нагрузка на весы составляет 180 кг (396 фунтов, 28 стоуна). Результаты измерения веса и костной массы отображаются с шагом 100 г (0,2 фунта).
- Результаты определения жировой массы, содержания воды и мышечной массы отображаются с шагом 0,1 %.
- Потребность в калориях указывается с шагом 1 ккал.
- При поставке на весах установлены единицы измерения «см» и «кг». Во время пуска в эксплуатацию с помощью приложения можно менять настройки единиц измерения.
- Установите весы на ровное твёрдое покрытие; твёрдость и ровность площадки под весами является необходимым условием для корректных измерений.
- Защищайте прибор от ударов, воздействия влаги, пыли, химических агентов, сильных температурных колебаний. Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Ремонтные работы должны выполняться в Сервисном центре или в авторизованной мастерской. При возникновении отказа в работе сначала проверьте элементы питания. При необходимости замените их.
- Настоящим подтверждаем, что данное изделие соответствует требованиям европейской директивы RED 2014/53/EU.
С декларацией о соответствии директивам ЕС для данного устройства можно ознакомиться, перейдя по ссылке:
<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

Хранение и уход

Точность измерений и срок службы прибора зависят от бережного обращения с ним.



ВНИМАНИЕ

- Периодически следует чистить прибор. Не используйте абразивные моющие средства, не погружайте прибор в воду.
- Следите за тем, чтобы на весы не попадала вода. Не погружайте весы в воду. Не мойте весы под струёй воды.
- Если весы не используются для взвешивания, не ставьте на них никакие предметы.
- Защищайте прибор от ударов, воздействия влаги, пыли, химических агентов, сильных температурных колебаний. Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Не нажимайте на кнопки острыми предметами или слишком сильно.
- Не подвергайте весы воздействию высокой температуры или сильного электромагнитного поля (напр., мобильные телефоны).

4. Информация

Принцип измерения

Данные весы работают по принципу В.І.А. (биоимпедансометрия). Таким способом за считанные секунды с помощью незаметного, абсолютно безопасного электрического тока можно определить состав тела человека.

Посредством измерения электрического сопротивления (импеданса) с учетом постоянных величин или индивидуальных параметров (возраст, рост, степень активности) можно определить долю жировой массы или других веществ в организме. Мышечная ткань и вода имеют хорошую электрическую проводимость, поэтому уровень сопротивления здесь невелик. Кости и жировая ткань, наоборот, имеют небольшую электрическую проводимость, так как жировые клетки и кости из-за очень высокого сопротивления практически не проводят ток.

Учитывайте, что значения, определенные диагностическими весами, являются лишь приближенными к реальным медицинским значениям, полученным в результате анализа. Долю жировой массы, тканевой жидкости, мышечной массы и строение костей может определить только врач, используя медицинские методы (например, компьютерную томографию).

Общие советы

- Чтобы получить более точные результаты, взвешивайтесь примерно в одно и то же время суток (лучше утром), посетив предварительно туалет, натошак и без одежды.
- Важно при измерении: Для определения жировой массы обязательно нужно быть босиком. При этом подошвы стоп обязательно должны быть слегка влажными. Если подошвы стоп будут полностью сухие с ороговелостями, результат измерения может быть неверным из-за плохой проводимости.
- Во время измерения стойте прямо и не шевелитесь.
- После непривычных для тела нагрузок подождите несколько часов.
- После подъема с постели подождите прим. 15 минут, чтобы имеющаяся в теле жидкость равномерно распределилась.
- Правильной является только длительная тенденция. Кратковременные отклонения массы в пределах нескольких дней, как правило, обусловлены потерей жидкости; содержание жидкости имеет очень важное для здоровья значение.

Ограничения


При определении жировой массы и других значений результаты измерения могут быть неточными или недостоверными в следующих случаях:

- для детей младше 10 лет,
- для профессиональных спортсменов и занимающихся бодибилдингом,
- для беременных,
- для людей с повышенной температурой, при лечении диализом, при систематических отеках или остеопорозе,
- для людей, принимающих сердечно-сосудистые препараты (при проблемах с сердцем и сосудистой системой),
- для людей, принимающих сосудорасширяющие или сосудосуживающие препараты,
- для людей со значительными анатомическими отклонениями в ногах относительно всего организма в целом (слишком длинные или слишком короткие ноги).

5. Описание прибора


Обратная сторона

1. Отделение для батареек
2. Кнопка reset («Сброс»)



Дисплей

3. Значок Bluetooth® для связи весов со смартфоном
- 4а. Имя пользователя, напр. Том
- 4б. Измерение неавторизованного пользователя «---»
5. Масса тела
6. Данные о теле, например, ИМТ, доля внутреннего жира, ...




6. Ввод весов в эксплуатацию

Установка батареек

Выньте батарейки из упаковки и вставьте в гнездо на весах, соблюдая полярность. Если весы не работают, полностью извлеките батарейки и вставьте их обратно.

Установка весов

Установите весы на прочный, ровный пол; прочное напольное покрытие является условием точных измерений.



7. Ввод в эксплуатацию при помощи приложения

Чтобы более точно определять жировую массу и другие параметры тела, необходимо ввести некоторые персональные данные о пользователе.

Весы оснащены 8 ячейками памяти, в которых Вы и, например, члены Вашей семьи сможете хранить личные данные.

Дополнительно пользователи могут подключаться с помощью мобильных устройств с установленным приложением «beurer HealthManager Pro» / «beurer HealthManager» или путем изменения профиля пользователя в программе (см. настройки приложения).

Для того чтобы во время ввода в эксплуатацию Bluetooth®-соединение оставалось активным, держите смартфон на достаточно близком расстоянии от весов.

- **Активируйте в настройках смартфона функцию Bluetooth®.**
- **Загрузите бесплатное приложение «beurer HealthManager Pro» / «beurer HealthManager» в Apple App Store (iOS) или Google Play (Android™).**
- **Запустите приложение и следуйте указаниям.**
- **Выберите в приложении BF 700.**
Выберите весы в меню настроек приложения. На дисплее весов отобразится шестизначный PIN-код, сгенерированный случайным образом. Одновременно на экране смартфона появится поле ввода, в которое необходимо ввести этот шестизначный PIN-код.
- **Введите данные, касающиеся BF 700.**
В приложении «beurer HealthManager Pro» / «beurer HealthManager» должны быть выбраны следующие настройки:

| Данные пользователя | Значения |
|-------------------------------|--|
| Инициалы/сокращенная подпись | макс. 3 буквы или цифры |
| Рост | от 100 до 220 см (от 3' 3,5" до 7' 2,5") |
| Возраст | от 10 до 100 лет |
| Пол | мужской (♂), женский (♀) |
| Степень физической активности | от 1 до 5 |

Степени активности

Для выбора степени активности имеет значение средне- или долгосрочное наблюдение.

| Степень физической активности | Физическая активность |
|-------------------------------|--|
| 1 | Нет. |
| 2 | Низкая: Низкая или лёгкая физическая нагрузка (напр. прогулки, лёгкая работа в саду, гимнастика). |
| 3 | Средняя: Физическая нагрузка как минимум 2–4 раза в неделю, по 30 минут. |
| 4 | Высокая: Физическая нагрузка как минимум 4–6 раз в неделю, по 30 минут. |
| 5 | Очень высокая: Интенсивные физические нагрузки, интенсивные тренировки или тяжёлый физический труд, ежедневно не менее 1 часа. |

– Когда в приложении появится соответствующий запрос, проведите процедуру согласно правилам пользования.

Для автоматического распознавания пользователя при первом измерении необходимо ввести свои данные. Для этого следуйте указаниям приложения. Встаньте на весы без обуви. Стойте спокойно на электродах из оксида индия и олова, равномерно распределив вес на обе ноги.

8. Проведение измерения

Установите весы на прочный, ровный пол; прочное напольное покрытие является условием точных измерений.

Измерение веса, проведение диагностики

Встаньте на весы без обуви, обратите внимание на то, что необходимо спокойно стоять на электродах из оксида индия и олова, равномерно распределив вес на обе ноги.

i **Указание!** Стопы, голени и бедра одной ноги не должны касаться другой ноги. В противном случае измерение не может быть выполнено должным образом.

i **Указание!** Если Вы проводите измерение массы, стоя на весах в носках, результаты измерения будут неправильными.

Весы сразу же начинают измерение. Сначала отображается вес.

Во время измерения других параметров отображается «0000».

Сразу после этого будет показан результат измерения.

Если указан пользователь, то на дисплее отображаются ИМТ, доля внутреннего жира, тканевой жидкости, мышечная масса, костная масса, уровень основного и активного обмена веществ.

В этом случае также отображаются инициалы пользователя.

Появится следующая индикация:

1. Масса в кг с ИМТ
2. Составляющая жировой ткани в % с интерпретацией BF
3. Составляющая воды в % ≈
4. Составляющая мышечной ткани в % ⇄
5. Костная масса в кг ⇄
6. Уровень основного обмена в ккал (BMR)
7. Активный расход энергии в ккал (AMR)

Если пользователь не определяется, то на дисплее отображается только измеренная масса тела, инициалы также не отображаются «- -».

Только измерение веса

Теперь встаньте на весы в обуви. Стойте на весах спокойно, равномерно распределяя вес на обе ноги. Весы сразу же начинают измерение.

Отображается масса тела, а на дисплее идет надпись «- -».

Если указан пользователь, то на дисплее отображаются ИМТ, доля внутреннего жира, скорость основного обмена веществ и AMR. В этом случае также отображаются инициалы.

Если пользователь не определяется, то на дисплее отображается только измеренная масса тела, инициалы также не отображаются «- -».

i **Указание!** Для дальнейшего рассмотрения следует использовать только измерения, указанные на весах.

Выключение весов

Весы отключаются автоматически.

9. Оценка результатов

Жировая масса тела

Оценка доли жира в организме производится с помощью стрелки под индикацией веса. В следующих таблицах приведены нормативные значения жировой массы тела в % (за более подробной информацией обратитесь к врачу!).

Мужчины

| Возраст | мало | норма | много | очень много |
|---------|-------|---------|-----------|-------------|
| 10–14 | <11 % | 11–16 % | 16,1–21 % | >21,1 % |
| 15–19 | <12 % | 12–17 % | 17,1–22 % | >22,1 % |
| 20–29 | <13 % | 13–18 % | 18,1–23 % | >23,1 % |
| 30–39 | <14 % | 14–19 % | 19,1–24 % | >24,1 % |
| 40–49 | <15 % | 15–20 % | 20,1–25 % | >25,1 % |
| 50–59 | <16 % | 16–21 % | 21,1–26 % | >26,1 % |
| 60–69 | <17 % | 17–22 % | 22,1–27 % | >27,1 % |
| 70–100 | <18 % | 18–23 % | 23,1–28 % | >28,1 % |

Женщины

| Возраст | мало | норма | много | очень много |
|---------|-------|---------|-----------|-------------|
| 10–14 | <16 % | 16–21 % | 21,1–26 % | >26,1 % |
| 15–19 | <17 % | 17–22 % | 22,1–27 % | >27,1 % |
| 20–29 | <18 % | 18–23 % | 23,1–28 % | >28,1 % |
| 30–39 | <19 % | 19–24 % | 24,1–29 % | >29,1 % |
| 40–49 | <20 % | 20–25 % | 25,1–30 % | >30,1 % |
| 50–59 | <21 % | 21–26 % | 26,1–31 % | >31,1 % |
| 60–69 | <22 % | 22–27 % | 27,1–32 % | >32,1 % |
| 70–100 | <23 % | 23–28 % | 28,1–33 % | >33,1 % |

Для спортсменов часто определяется заниженное значение. В зависимости от вида спорта, интенсивности тренировок и конституции тела значения могут оказаться меньше, чем указано в нормативных таблицах. Тем не менее, обратите внимание, если Ваши значения окажутся слишком низкими. Это может быть опасным для здоровья.

Содержание жидкости

Содержание жидкости в теле в % приведено в следующей таблице:

Мужчины

| Возраст | плохо | хорошо | очень хорошо |
|---------|-------|---------|--------------|
| 10–100 | <50 % | 50–65 % | >65 % |

Женщины

| Возраст | плохо | хорошо | очень хорошо |
|---------|-------|---------|--------------|
| 10–100 | <45 % | 45–60 % | >60 % |

Жировая масса содержит относительно небольшое количество жидкости. Для людей с высоким процентом жировой массы содержание жидкости в теле находится ниже нормы. Для выносливых спортсменов наоборот нормой является низкая жировая масса и высокая мышечная масса.

На основании определения содержания жидкости с помощью данных весов нельзя делать медицинское заключение о возрастных проблемах с удержанием жидкости.

При необходимости проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно при высоком содержании жидкости.

Мышечная масса

Мышечная масса в теле в % приведена в следующей таблице:

Мужчины

| Возраст | мало | норма | много |
|---------|-------|---------|-------|
| 10–14 | <44 % | 44–57 % | >57 % |
| 15–19 | <43 % | 43–56 % | >56 % |
| 20–29 | <42 % | 42–54 % | >54 % |
| 30–39 | <41 % | 41–52 % | >52 % |
| 40–49 | <40 % | 40–50 % | >50 % |
| 50–59 | <39 % | 39–48 % | >48 % |
| 60–69 | <38 % | 38–47 % | >47 % |
| 70–100 | <37 % | 37–46 % | >46 % |

Женщины

| Возраст | мало | норма | много |
|---------|-------|---------|-------|
| 10–14 | <36 % | 36–43 % | >43 % |
| 15–19 | <35 % | 35–41 % | >41 % |
| 20–29 | <34 % | 34–39 % | >39 % |
| 30–39 | <33 % | 33–38 % | >38 % |
| 40–49 | <31 % | 31–36 % | >36 % |
| 50–59 | <29 % | 29–34 % | >34 % |
| 60–69 | <28 % | 28–33 % | >33 % |
| 70–100 | <27 % | 27–32 % | >32 % |

Костная масса

Наши кости подвержены процессам развития, роста и старения. Костная масса достаточно сильно набирается в детском возрасте, но к 30–40 годам жизни набирает свой максимум. В более старшем возрасте костная масса снова немного снижается. При правильном питании (особенно кальций и витамин D) и регулярной физической активности Вы можете противостоять этому снижению. При правильном построении мышечного корсета Вы можете дополнительно усилить скелет. Обратите внимание, что данные весы не показывают содержание кальция в костях, а определяют костную массу в целом (органические вещества, неорганические вещества и вода). Костная масса практически не меняется, тем не менее, некоторое снижение всё же возможно под действием многих факторов (масса, рост, возраст, пол). Также нет нормативных значений и рекомендаций.



ВНИМАНИЕ:

Пожалуйста, не путайте понятие костной массы и плотности костей.

Плотность костей определяется только при медицинском обследовании (напр. компьютерная томография или ультразвук). Поэтому с помощью данных весов нельзя делать медицинское заключение о заболеваниях костных тканей и плотности костей (напр. остеопороз).

BMR (уровень основного обмена веществ)

Скорость основного обмена веществ (BMR = Basal Metabolic Rate) — это количество энергии, которое требуется организму в состоянии полного покоя для поддержания своих основных функций (например, если круглые сутки лежать в постели). Данное значение в значительной степени зависит от веса, роста и возраста.

На диагностических весах оно отображается в единице «ккал/день» и рассчитывается согласно научно признанной формуле Харриса-Бенедикта.

Этот объем энергии необходим для Вашего организма в любом случае и должен поставляться в форме еды. Если Вы продолжительное время получаете малое количество энергии, это может негативно отразиться на Вашем здоровье.

AMR

Жизненная активность (AMR = Active Metabolic Rate) определяется как количество энергии, необходимое организму для поддержания активной жизнедеятельности в течение дня. Расход энергии тем больше, чем выше физическая активность человека.

Диагностические весы определяют это значение согласно степени активности (1–5), заданной в настройках весов. Чтобы поддержать текущую массу тела, необходимо восполнить расход энергии при приеме пищи и напитков. Если в течение длительного времени восполнение энергии меньше, чем расход, организм начнет его за счет жировых отложений. Масса тела при этом снижается. И наоборот, если в течение длительного времени восполнение энергии больше, чем рассчитанное значение для жизненной активности (AMR), организм получает избыток энергии, который создаст прирост жировой массы. Общая масса тела при этом увеличивается.

10. Прочие функции

Назначение пользователя

Назначение макс. 8 запрограммированных пользователей весов возможно при простом измерении массы тела (в обуви) и при диагностической измерении (без обуви).

Во время измерения весы сохраняют результаты в ячейке памяти того пользователя, у которого последнее измеренное значение массы тела равно +/-2 кг от результата, если возможно диагностическое измерение, то +/-2% внутреннего жира.

Измерения для неавторизованных пользователей

Если невозможно определить пользователя, в ячейку памяти которого необходимо сохранить измеренное значение, весы сохраняют его как неизвестное. Дисплей покажет «- - -» в инициалах. На весах можно хранить макс. 20 неизвестных измеренных значений.

При помощи приложения Вы можете присвоить неизвестные значения Вашему пользователю.

Сохранение присвоенных значений в память весов

Если открыто приложение на смартфоне, и установлено активное Bluetooth®-соединение с весами, новые измеренные значения сразу отправляются в приложение. В этом случае значения не сохраняются в памяти весов.

Если приложение не открыто, новые присвоенные значения сохраняются в памяти весов. На весах можно хранить до 30 значений для каждого пользователя. Сохраненные измеренные значения автоматически отправляются в приложение, если Вы откроете его в пределах действия Bluetooth®-соединения.

Синхронизация данных занимает ок. 10 секунд. Возможен автоматический перенос данных при выключенных весах.

Удаление данных с весов

Если Вы хотите полностью удалить все пользовательские данные и измерения из памяти весов, включите весы и удерживайте кнопку Reset («Сброс») нажатой примерно в течение 3 секунд. На дисплее на несколько секунд появится «dE L».

Эта функция необходима, если Вы хотите, например, удалить неправильно настроенные или ненужные данные пользователя.

После этого снова выполните действия, описанные в гл. 7 («Назначение пользователей»).

Замена батареек

Весы показывают, когда необходимо заменить батарейки. При использовании слишком слабой батарейки на дисплее появляется надпись L3, и весы автоматически отключаются. В этом случае батарейку следует заменить (3 шт. AAA, 1,5В).

Указание:

- При замене элементов питания используйте элементы питания одинакового типа, одинаковой марки и одинаковой ёмкости.
- Не используйте заряжаемые аккумуляторные батарейки.
- Используйте элементы питания, не содержащие тяжёлых металлов.

11. Чистка прибора и уход за ним

Периодически следует чистить прибор.

Для чистки используйте влажную тряпочку, на которую нанесите при необходимости моющее средство.



ВНИМАНИЕ

- Ни в коем случае не пользуйтесь растворителями и чистящими средствами!
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду!
- Запрещается чистить прибор в стиральной или посудомоечной машине!

12. Утилизация


Выбрасывайте использованные, полностью разряженные батарейки в специальные контейнеры, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины электрооборудования. Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию батареек.

Эти знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ:

Pb = свинец,

Cd = кадмий,

Hg = ртуть.



В интересах охраны окружающей среды категорически запрещается выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране.

Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Утилизировать упаковку в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды.



13. Что делать при возникновении каких-либо проблем?

Если при взвешивании произошла ошибка, на дисплей выводится одно из следующих сообщений.

| Дисплейное сообщение | Причина | Устранение |
|--|---|---|
| « - - - » | Неизвестное измерение, так как не выполнены условия присвоения пользователей или однозначное присвоение невозможно. | Выполните назначение неизвестного измерения в приложении или повторите процедуру назначения пользователей. |
| Через дисплей пройдет « - - - - ». | Процентное содержание жировой ткани находится за пределами измеряемого диапазона (меньше 3% или больше 65%). | Повторите измерение босиком или, если потребуется, слегка смочите ступни. |
| Err | Был превышен макс. допустимый вес 180 кг. | Не превышать нагрузку 180 кг. |
| Err или указан неверный вес | Неровная поверхность. | Поставьте весы на ровную, твердую поверхность пола. |
| Err или указан неверный вес. | Неспокойно стоите на весах | Стойте по возможности спокойно на весах |
| указан неверный вес | Неверный нуль шкалы весов. | Подождите, пока весы снова автоматически выключатся. Включите весы, подождите пока появится установка «0.0 кг», затем повторите измерение. |
| Отсутствует Bluetooth®-соединение (на дисплее нет значка ). | Устройство находится вне радиуса действия. | Минимальный радиус действия в свободном пространстве — ок. 25 м. Стены и потолки ограничивают радиус действия. Соединению могут мешать также другие радиосигналы, поэтому не ставьте весы вблизи таких устройств, как WLAN-маршрутизатор, микроволновая печь, индукционная варочная панель. |
| FULL | Пользовательская память заполнена. Измерения больше не сохраняются. | Откройте приложение. Данные будут автоматически перенесены в него. Это может занять вплоть до 1 минуты. |
| Lo | Батарейки в весах разряжены. | Замените батарейки весов. |

14. Гарантия/сервисное обслуживание

Более подробную информацию о гарантии и условиях гарантии см. в прилагаемом гарантийном листе



Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi, przechowywać ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników i przestrzegać zawartych w niej wskazówek.

Spis treści

| | | | |
|---|----|--|----|
| 1. Informacje o urządzeniu | 74 | 8. Przeprowadzanie pomiarów | 79 |
| 2. Objasnienia do rysunków | 75 | 9. Ocena wyników | 80 |
| 3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | 76 | 10. Pozostałe funkcje | 81 |
| 4. Informacje | 77 | 11. Czyszczenie i konserwacja urządzenia | 82 |
| 5. Opis urządzenia | 78 | 12. Utylizacja | 82 |
| 6. Uruchomienie wagi | 78 | 13. Co robić w przypadku problemów? | 83 |
| 7. Uruchomienie z aplikacją | 78 | 14. Gwarancja | 83 |

Zawartość opakowania

- Skrócona instrukcja
- Waga diagnostyczna BF 700
- 3 baterie 1,5 V AAA
- Instrukcja obsługi
- 1 x ulotka gwarancyjna

1. Informacje o urządzeniu

Funkcje urządzenia

Cyfrowa waga służy do pomiaru masy ciała oraz określania innych czynników wpływających na zdrowie i kondycję.

Jest przeznaczona do użytku osobistego.

Waga oferuje następujące funkcje, z których może korzystać nawet 8 osób:

- Pomiar ciężaru ciała,
- Pomiar tkanki tłuszczowej,
- Zawartość wody w organizmie,
- Pomiar tkanki mięśniowej,
- Pomiar masy kostnej oraz,
- Podstawowa i czynna przemiana materii.

Waga posiada również następujące funkcje dodatkowe:

- Przełączanie pomiędzy kilogramami „kg“, funtami „lb“ oraz kamieniami „st“.
- Automatyczna funkcja wyłączania.
- Wskaźnik zużycia baterii przy niskim poziomie naładowania baterii,
- automatyczne rozpoznawanie użytkownika,
- wyświetlacz LCD z 3 inicjałami użytkowników,
- zapisanie ostatnich 30 pomiarów dla 8 osób, jeśli nie można ich przenieść na aplikację,
- możliwość zapisania do 20 nieoznaczonych pomiarów,
- Produkt wykorzystuje *Bluetooth*[®] low energy technology, pasmo częstotliwości 2400 - 2483,5 MHz, maks. moc emitowanego sygnału -2,47 dBm.

Wymagania systemowe















iOS od wersji 12.0, Android™ od wersji 8.0 z *Bluetooth*[®] 4.0.


Lista kompatybilnych urządzeń:



2. Objasnienia do rysunków

W instrukcji obsługi zostały użyte następujące symbole:

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub odniesienia obrażeń ciała. | | |
|  | UWAGA Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia urządzenia lub akcesoriów. | | |
|  | Wskazówka Ważne informacje | | |
|  | Należy przestrzegać instrukcji obsługi | | |
|  | Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) | | |
|  | Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska | | |
|  | Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. | | |
|  | Oznaczenie zgodności z wymogami w Wielkiej Brytanii | | |
|  | Urządzenie nie może być stosowane przez osoby z implantami medycznymi (np. rozrusznikiem serca). W przeciwnym razie urządzenie może negatywnie wpływać na ich działanie. | | |
|  | Producent | | |
|  | Produkty spełniają wymogi przepisów technicznych obowiązujących w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. | | |
|  | Nie należy obciążać wagi powyżej 180 kg / 396 lb / 28 st. |   | Niebezpieczeństwo poślizgnięcia: Nie wolno stawać na wadze mokrymi stopami. |



3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i przestrzegać zawartych w niej wskazówek. Instrukcję należy dać do przeczytania również innym użytkownikom urządzenia oraz zachować do wglądu.



OSTRZEŻENIE

- **Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznikiem serca) nie mogą używać wagi diagnostycznej. Działanie tych urządzeń może zostać zaburzone.**
- Kobiety w ciąży nie mogą korzystać z wagi diagnostycznej.
- Nie stawać z jednej strony na brzegu wagi. Waga może się przechylić!
- Połknięcie baterii może zagrażać życiu. Wagę i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie zezwalać dzieciom na zabawę opakowaniem (niebezpieczeństwo uduszenia).
- Uwaga: Proszę nie stawać na wagę mokrymi stopami i wówczas, kiedy jej powierzchnia jest wilgotna – niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.



Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- **⚠ Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia!** Małe dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- **⚠ Zagrożenie wybuchem!** Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
- Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.



Wskazówki ogólne

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku własnego. Nie należy używać go do celów medycznych lub komercyjnych.
- Należy pamiętać, że możliwe są uwarunkowane technicznie tolerancje pomiarowe, gdyż nie jest to waga zalegalizowana do profesjonalnego, medycznego użytku.
- Obciążenie wagi nie może przekraczać 180 kg (396 lb, 28 st). Przy określaniu masy ciała i masy kości wyniki podawane są z dokładnością do 100 g (0,2 funta).
- Wyniki pomiaru zawartości tłuszczu, wody i tkanki mięśniowej wyświetlane są z dokładnością do 0,1%.
- Zapotrzebowanie na kalorie podawane jest w podziale 1 kcal.
- Fabrycznie ustawione jednostki wagi to centymetry i kilogramy. Podczas pierwszego uruchomienia wraz z aplikacją można zmienić ustawienia jednostek.

- Wagę ustawić na równej, twardej powierzchni. Twarda powierzchnia jest warunkiem przeprowadzenia prawidłowych pomiarów.
- Chronić urządzenie przed uderzeniami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami temperatury oraz nie stawiać zbyt blisko źródła ciepła (pieców, kaloryferów).
- Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez serwis firmy Beurer lub autoryzowanego sprzedawcę. Przed złożeniem reklamacji należy sprawdzić, czy baterie są naładowane i ewentualnie je wymienić.
- Potwierdzamy niniejszym, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą europejską RED 2014/53/EU. Certyfikat zgodności CE dot. tego produktu można znaleźć na stronie: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

Przechowywanie i konserwacja

Dokładność pomiarów i trwałość urządzenia zależą od prawidłowego obchodzenia się z urządzeniem:



UWAGA

- Od czasu do czasu należy czyścić urządzenie. Nie używać żrących środków czyszczących i nigdy nie myć urządzenia pod bieżącą wodą.
- Należy się upewnić, że waga nie ma styczności z żadnym płynem. Nigdy nie zanurzać wagi w wodzie. Nigdy nie myć wagi pod bieżącą wodą.
- Nie stawiać żadnych przedmiotów na wadze, gdy się z niej nie korzysta.
- Chronić urządzenie przed uderzeniami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami temperatury oraz nie stawiać zbyt blisko źródła ciepła (pieców, kaloryferów).
- Nie naciskać zbyt mocno ani ostrymi przedmiotami na przyciski.
- Nie narażać wagi na działanie wysokiej temperatury lub silnego pola elektromagnetycznego (np. telefony komórkowe).

4. Informacje

Zasada działania

Waga ta działa zgodnie z zasadą analizy B.I.A., impedancji bioelektrycznej. Przy tym w ciągu kilku sekund możliwy jest pomiar składników masy ciała przez nieodczuwalny i całkowicie nieszkodliwy przepływ prądu. Za pomocą pomiaru oporu elektrycznego (impedancji) i przy uwzględnieniu podczas pomiaru stałych lub indywidualnych wartości (wiek, wzrost, płeć, stopień aktywności) można określić ilość tkanki tłuszczowej oraz inne wskaźniki ciała. Tkanka mięśniowa i woda mają dobre przewodnictwo elektryczne, a tym samym mniejszy opór. Natomiast kości i tkanka tłuszczowa mają małą przewodność, ponieważ komórki tłuszczowe i kości dzięki bardzo wysokiej oporności praktycznie nie przewodzą prądu.

Należy pamiętać, że wartości uzyskane za pomocą wagi diagnostycznej stanowią jedynie przybliżenie rzeczywistych, analitycznych wartości medycznych ciała. Jedynie lekarz może przeprowadzić dokładny pomiar tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej i struktury kości, posługując się metodami medycznymi (np. tomografią komputerową).

Porady

- Aby wyniki były porównywalne, należy ważyć się o możliwie stałych porach (najlepiej rano), po skorzystaniu z toalety, na trzeźwo i bez ubrań.
- Ważna wskazówka dotycząca pomiaru: pomiaru tkanki tłuszczowej można dokonać wyłącznie boso i z lekko zwilżonymi od spodu stopami. Suche lub mocno zrogowaciałe stopy mogą być przyczyną niedokładnych pomiarów, ponieważ nie przewodzą dobrze prądu elektrycznego.
- Podczas pomiaru należy stać prosto i nie poruszać się.
- Po dużym wysiłku fizycznym należy odczekać kilka godzin.
- Po wstaniu z łóżka należy poczekać ok. 15 minut, aby woda rozeszła się w organizmie.
- Ważne jest, aby pomiary przeprowadzać przez dłuższy okres czasu. Z reguły krótkotrwałe (następujące w ciągu kilku dni) wahania ciężaru ciała uwarunkowane są przez utratę wody w organizmie. Woda odgrywa jednak ważną rolę dla samopoczucia.

Ograniczenia

Wyniki pomiarów mogą być niedokładne i wykazywać znaczące odchylenia w przypadku:


- Dzieci poniżej 10 roku życia,
- Sportowców wyczynowych i kulturystów,
- Kobiet w ciąży,

- Osób z gorączką, obrzękami, osteoporozą lub dializowanych,
- Osób, które przyjmują leki na serce i układ krążenia,
- Osób, które przyjmują leki na rozszerzenie lub zwężenie naczyń krwionośnych,
- Osób ze znaczną dysproporcją nóg w stosunku do wzrostu (nogi znacznie dłuższe lub krótsze).

5. Opis urządzenia


Strona tylna

1. Przegroda na baterie
2. Przycisk Reset



Wyświetlacz

3. Symbol *Bluetooth*[®] oznaczający połączenie wagi ze smartfonem
- 4a. Inicjały użytkownika, np. Tom
- 4b. Nieoznaczonych pomiarów „- - -”
5. Masa ciała
6. Dane ciała np. BMI, BF itp.




6. Uruchomienie wagi

Wkładanie baterii

Wyjmij baterie z opakowania i włóż je do wagi zgodnie z biegunami. Jeżeli waga nie będzie działała, wyciągnij baterie i włóż je ponownie.

Ustawianie wagi

Ustawić wagę na równym, stałym podłożu; stałe podłoże jest niezbędne do tego, aby pomiar był prawidłowy.



7. Uruchomienie z aplikacją

Aby dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej oraz innych pomiarów w swoim organizmie, należy zapisać swoje dane.

Waga pozwala zapisać w pamięci dane dla 8 użytkowników. Miejsca w pamięci można przypisać poszczególnym członkom rodziny w celu umożliwienia zapisywania indywidualnych pomiarów.

Ponadto konta użytkowników można włączać za pomocą innych mobilnych urządzeń końcowych z zainstalowaną aplikacją „beurer HealthManager Pro”/ „beurer HealthManager” lub przez zmianę profilu użytkownika w aplikacji (patrz ustawienia aplikacji).

Aby podczas uruchomienia połączenie *Bluetooth*[®] pozostało aktywne, nie należy oddalać się ze smartfonem od wagi.

– **Włącz funkcję *Bluetooth*[®] w ustawieniach smartfonu.**

– **Pobierz bezpłatną aplikację „beurer HealthManager Pro”/ „beurer HealthManager” ze sklepu Apple App Store (iOS) lub Google Play (Android™).**

– **Uruchom aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami.**

– **Wybierz „BF 700” w aplikacji.**

W menu ustawień wybierz wagę. Na wyświetlaczu wagi zostanie wyświetlony wygenerowany losowo sześciocyfrowy kod PIN. Równocześnie w smartfonie pojawia się pole, w który należy wprowadzić ten sześciocyfrowy kod PIN.

– Wprowadź dane urządzenia BF 700.

W aplikacji „beurer HealthManager Pro”/ „beurer HealthManager” należy ustawić lub wprowadzić następujące ustawienia:

| Dane użytkownika | Wartości nastawcze |
|------------------------------|------------------------------------|
| Inicjały/skrót nazwiska | maksymalnie 3 litery lub liczby |
| Wzrost | 100 do 220 cm (3' 3,5" do 7' 2,5") |
| Wiek | 10 do 100 lat |
| Płeć | męska (♂), żeńska (♀) |
| Stopień aktywności fizycznej | 1 do 5 |

Stopień aktywności fizycznej

Wybór stopnia aktywności fizycznej zależy w głównej mierze od okresu (średni lub długi), na jaki jest planowany.

| Stopień aktywności i fizycznej | Aktywność fizyczna |
|--------------------------------|---|
| 1 | Brak. |
| 2 | Mała: mały wysiłek fizyczny (np. spacer, lekka praca w ogrodzie, ćwiczenia gimnastyczne). |
| 3 | Średnia: wysiłek fizyczny przynajmniej 2 - 4 razy w tygodniu, po 30 minut. |
| 4 | Duża: wysiłek fizyczny przynajmniej 4 - 6 razy w tygodniu, po 30 minut. |
| 5 | Bardzo duża: duży wysiłek fizyczny, intensywny trening lub ciężka praca fizyczna, codziennie, przynajmniej przez 1 godzinę. |

– Po wyświetleniu monitu przez aplikację przyporządkuj użytkownika.



Aby automatyczne rozpoznawanie osób było możliwe, pierwszy pomiar należy przypisać do osobistych danych użytkownika. W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację. Stań boso na wadze, kładąc stopy na elektrodach. Zwróć uwagę, aby równomiernie rozłożyć ciężar ciała i się nie poruszać.

8. Przeprowadzanie pomiarów

Ustawić wagę na równym, stałym podłożu; stałe podłoże jest niezbędne do tego, aby pomiar był prawidłowy.

Pomiar wagi, postawienie diagnozy

Stań boso na wadze, kładąc stopy na elektrodach. Zwróć uwagę, aby równomiernie rozłożyć ciężar ciała i nie poruszać się.

-  **Wskazówka:** Stopy, nogi, łydki i uda nie mogą dotykać się nawzajem. W innym przypadku pomiar może nie być prawidłowy.
-  **Wskazówka:** W przypadku gdy użytkownik ma na nogach skarpetki, wynik pomiaru nie będzie prawidłowy.

Waga natychmiast rozpoczyna pomiar. Najpierw wyświetlana jest masa ciała.

Podczas pomiaru pozostałych parametrów wyświetlany jest symbol „□□□□”.

Wkrótce po rozpoczęciu pomiaru zostanie wyświetlona masa ciała.

Jeśli użytkownik został przyporządkowany, wyświetlą się następujące wartości: BMI, BF, woda, mięśnie, kości, BMR i AMR. Dzieje się tak, gdy są wyświetlane inicjały.

Pojawią się następujące napisy:

1. Waga w kg z BMI
2. zawartość tkanki tłuszczowej w % z interpretacją BF
3. zawartość wody w organizmie w % ≈
4. zawartość masy mięśniowej w % ↔
5. masa kości w kg ↔
6. Podstawowa przemiana materii w kcal (BMR)
7. czynna przemiana materii w kcal (AMR)

Jeśli użytkownik nie zostanie rozpoznany, może zostać wyświetlona tylko waga, a inicjały nie zostaną pokazane „---”.

Pomiar samej masy ciała

Stań bez butów na wadze. Można teraz stanąć na wadze. Należy stać spokojnie, rozkładając ciężar ciała równomiernie na obydwie nogi. Waga natychmiast rozpocznie pomiar.

Zostanie wyświetlona waga oraz „---”.

Jeśli użytkownik został przydzielony, zostaną wyświetlone następujące wartości: BMI, BMR i AMR. Dzieje się tak, gdy są wyświetlane inicjały.

Jeśli użytkownik nie zostanie rozpoznany, może zostać wyświetlona tylko waga, a inicjały nie zostaną pokazane „---”.

i Wskazówka: W celu dalszej analizy można wykorzystać tylko wyświetlone na wadze wartości pomiarów.

Wyłączanie wagi

Waga wyłączy się automatycznie.

9. Ocena wyników

Zawartość tłuszczu w organizmie

Odana poniżej procentowa zawartość tłuszczu w organizmie jest wartością orientacyjną (w celu uzyskania dokładniejszych informacji należy skonsultować się z lekarzem!).

Mężczyzna

| Wiek | mało | w normie | dużo | bardzo dużo |
|--------|-------|----------|-----------|-------------|
| 10–14 | <11 % | 11–16 % | 16,1–21 % | >21,1 % |
| 15–19 | <12 % | 12–17 % | 17,1–22 % | >22,1 % |
| 20–29 | <13 % | 13–18 % | 18,1–23 % | >23,1 % |
| 30–39 | <14 % | 14–19 % | 19,1–24 % | >24,1 % |
| 40–49 | <15 % | 15–20 % | 20,1–25 % | >25,1 % |
| 50–59 | <16 % | 16–21 % | 21,1–26 % | >26,1 % |
| 60–69 | <17 % | 17–22 % | 22,1–27 % | >27,1 % |
| 70–100 | <18 % | 18–23 % | 23,1–28 % | >28,1 % |

Kobieta

| Wiek | mało | w normie | dużo | bardzo dużo |
|--------|-------|----------|-----------|-------------|
| 10–14 | <16 % | 16–21 % | 21,1–26 % | >26,1 % |
| 15–19 | <17 % | 17–22 % | 22,1–27 % | >27,1 % |
| 20–29 | <18 % | 18–23 % | 23,1–28 % | >28,1 % |
| 30–39 | <19 % | 19–24 % | 24,1–29 % | >29,1 % |
| 40–49 | <20 % | 20–25 % | 25,1–30 % | >30,1 % |
| 50–59 | <21 % | 21–26 % | 26,1–31 % | >31,1 % |
| 60–69 | <22 % | 22–27 % | 27,1–32 % | >32,1 % |
| 70–100 | <23 % | 23–28 % | 28,1–33 % | >33,1 % |

U sportowców często można zauważyć mniejszą zawartość tłuszczu w organizmie. W zależności od rodzaju uprawianego sportu, intensywności treningu i fizycznej budowy ciała zawartość tłuszczu może być niższa od podanych tutaj wartości orientacyjnych. Należy jednak pamiętać, że bardzo niska zawartość tłuszczu może prowadzić do zagrożenia zdrowia.

Zawartość wody w organizmie

Procentowa zawartość wody w organizmie znajduje się zazwyczaj w przedziale:

Mężczyzna

| Wiek | źle | dobrze | bardzo dobrze |
|--------|-------|---------|---------------|
| 10–100 | <50 % | 50–65 % | >65 % |

Kobieta

| Wiek | źle | dobrze | bardzo dobrze |
|--------|-------|---------|---------------|
| 10–100 | <45 % | 45–60 % | >60 % |

Tkanka tłuszczowa zawiera niewiele wody. Z tego względu u osób z dużą ilością tkanki tłuszczowej zawartość wody w organizmie może znajdować się poniżej wartości orientacyjnej. Natomiast w przypadku osób uprawiających sporty wytrzymałościowe zawartość wody może przekroczyć wartości orientacyjne, ze względu na małą zawartość tłuszczu i duży udział procentowy tkanki mięśniowej.

Wagi diagnostycznej nie należy używać do medycznych pomiarów zawartości wody, np. w celu ustalenia obręzków uwarunkowanych wiekiem. W razie pytań należy skonsultować się z lekarzem. Zasadniczo należy dążyć do tego, aby zawartość wody w organizmie była wysoka.

Tkanka mięśniowa

Procentowa zawartość tkanki mięśniowej mięci się zazwyczaj w przedziale:

Mężczyzna

| Wiek | mało | w normie | dużo |
|--------|-------|----------|-------|
| 10–14 | <44 % | 44–57 % | >57 % |
| 15–19 | <43 % | 43–56 % | >56 % |
| 20–29 | <42 % | 42–54 % | >54 % |
| 30–39 | <41 % | 41–52 % | >52 % |
| 40–49 | <40 % | 40–50 % | >50 % |
| 50–59 | <39 % | 39–48 % | >48 % |
| 60–69 | <38 % | 38–47 % | >47 % |
| 70–100 | <37 % | 37–46 % | >46 % |

Kobieta

| Wiek | mało | w normie | dużo |
|--------|-------|----------|-------|
| 10–14 | <36 % | 36–43 % | >43 % |
| 15–19 | <35 % | 35–41 % | >41 % |
| 20–29 | <34 % | 34–39 % | >39 % |
| 30–39 | <33 % | 33–38 % | >38 % |
| 40–49 | <31 % | 31–36 % | >36 % |
| 50–59 | <29 % | 29–34 % | >34 % |
| 60–69 | <28 % | 28–33 % | >33 % |
| 70–100 | <27 % | 27–32 % | >32 % |

Masa kostna

Nasze kości, tak jak całe ciało, podlegają naturalnym procesom budowy, zużycia i starzenia się. Duży przyrost masy kostnej następuje w dzieciństwie, aby w wieku 30 - 40 lat osiągnąć swój najwyższy poziom. Z wiekiem ilość masy kostnej zmniejsza się. Zdrowe odżywianie (bogate w wapń i witaminę D) i regularna aktywność fizyczna mogą nieco zapobiec zużyciu się kości.

Poprzez ćwiczenie mięśni można dodatkowo wzmocnić układ kostny. Należy pamiętać, że waga nie podaje zawartości wapnia w kościach, lecz mierzy ciężar wszystkich materiałów budulcowych kości (substancje organiczne i nieorganiczne oraz wodę). Wpływ, jaki mamy na masę kostną, jest bardzo niewielki. Zawartość masy kostnej waha się nieznacznie w zależności od współczynników: ciężaru, wzrostu, wieku i płci. Nie ma uznawanych wartości odniesienia ani zaleceń.



UWAGA

Nie należy mylić masy kostnej z gęstością kości.

Gęstość kości można zmierzyć jedynie metodami medycznymi (np. tomografia komputerowa, USG). Dlatego na podstawie pomiarów przy pomocy wagi nie należy wyciągać wniosków dotyczących zmian w kościach i twardości kości (np. osteoporoza).

BMR

Podstawowa przemiana materii (BMR = Basal Metabolic Rate) to ilość energii potrzebna organizmowi w stanie całkowitego spoczynku do utrzymania podstawowych funkcji życiowych (np. w trakcie 24 godzinnego odpoczynku w łóżku). Ta wartość zależy głównie od ciężaru, wzrostu i wieku.

W przypadku wagi diagnostycznej wskaźnik ten jest wyświetlany w jednostce kcal/dzień i obliczany na podstawie naukowo uznanego wzoru Harrisa i Benedicta.

Jest to niezbędna ilość energii dla organizmu, którą należy dostarczyć z pożywieniem. Długotrwale dostarczanie zbyt małej ilości energii może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.

AMR

Czynna przemiana materii (AMR = Active Metabolic Rate) oznacza ilość energii, jaką zużywa dziennie organizm w stanie aktywności fizycznej. Zużycie energii przez człowieka zwiększa się w miarę wzrostu aktywności fizycznej i mierzone jest przez wagę na podstawie wprowadzonego stopnia aktywności (1-5).

Aby utrzymać ciężar ciała, należy w formie jedzenia i picia dostarczyć organizmowi energii w ilości, jaką zużył. Jeśli przez dłuższy okres czasu organizmowi dostarcza się mniej energii, niż on zużywa, wówczas organizm pobiera energię z tkanki tłuszczowej, co prowadzi do chudnięcia. Jeśli natomiast przez dłuższy okres czasu organizmowi dostarcza się więcej energii, niż to wynika z obliczeń czynnej przemiany materii (AMR), wówczas organizm nie może spalić nadmiaru energii i magazynuje ją w postaci tłuszczu, co prowadzi do tycia.

10. Pozostałe funkcje

Przyporządkowanie użytkownika

Przyporządkowanie użytkownika (można przyporządkować maksymalnie 8 użytkowników wagi) jest możliwe zarówno podczas zwykłego pomiaru wagi (w butach), jak i pomiaru diagnostycznego (boso).

W przypadku nowego pomiaru waga przyporządkowuje pomiar do użytkownika, którego ostatni pomiar różnił się od obecnego najwyżej o +/-2 kg, a jeśli możliwa była diagnoza, +/-2% BF.

Pomiary nieoznaczone

Jeśli pomiar nie może zostać przyporządkowany do żadnego użytkownika, waga zapisuje te wartości pomiarów jako pomiary nieoznaczone. W pamięci wagi można zapisać maksymalnie 20 nieoznaczonych pomiarów.

Za pomocą aplikacji można przyporządkować nieoznaczone pomiary do użytkownika.

Zapisywanie przyporządkowanych pomiarów w pamięci wagi

Jeśli aplikacja jest włączona i połączenie *Bluetooth*[®] z wagą jest aktywne, można od razu przesłać nowo przyporządkowane pomiary do aplikacji. Wartości nie zostaną zapisane w pamięci wagi w tym przypadku. Jeśli aplikacja nie jest włączona, nowo przyporządkowane pomiary zostaną zapisane w pamięci wagi. W pamięci wagi można zapisać maksymalnie 30 pomiarów na użytkownika. Zapisane wartości są automatycznie przenoszone do aplikacji, jeśli urządzenie z aplikacją znajduje się w zasięgu połączenia *Bluetooth*[®]. Aktualizacja danych następuje w ciągu ok. 10 sekund. Możliwe jest automatyczne przeniesienie danych w przypadku wyłączonej wagi.

Usuwanie danych zapisanych w pamięci wagi

Jeśli wszystkie pomiary i stare dane użytkownika mają zostać usunięte z pamięci wagi, należy ją włączyć i wcisnąć przycisk Reset na ok. 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund symbol „dE1”.

Jest to konieczne, gdy np. mają zostać usunięte dane złe zapisanego użytkownika lub użytkownika, który już nie korzysta z wagi.

Następnie należy jeszcze raz przeprowadzić procedurę z rozdziału 7 (przyporządkowanie użytkownika).

Wymiana baterii

Waga jest wyposażona we wskaźnik naładowania baterii. W przypadku używania wagi ze zbyt słabą baterią na wyświetlaczu pojawi się napis „L0” i nastąpi automatyczne wyłączenie wagi. W takim wypadku należy wymienić baterie (3 baterie 1,5 V AAA).

Wskazówka:

- Przy każdej wymianie baterii używać baterii tego samego typu, tej samej marki i pojemności.
- Nie używać ładowalnych akumulatorów.
- Używać baterii nie zawierających metali ciężkich.

11. Czyszczenie i konserwacja urządzenia

Od czasu do czasu należy czyścić urządzenie.

Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.

UWAGA

- Nigdy nie używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących!
- Pod żadnym pozorem nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- Nie czyścić urządzenia w zmywarce!

12. Utylizacja

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników zbiorczych, przekazywać do punktów zbiórki odpadów specjalnych lub do sklepu ze sprzętem elektrycznym.


Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji baterii zgodnie z przepisami.

Na bateriach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące oznaczenia:

Pb = bateria zawiera ołów,

Cd = bateria zawiera kadm,

Hg = bateria zawiera rtęć.



Ze względu na ochronę środowiska naturalnego po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju.


Urządzenie należy utylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.

Opakowanie utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.



13. Co robić w przypadku problemów?

Jeśli w trakcie pomiaru waga wykaże błąd, na wyświetlaczu pojawiają się następujące wskazania:

| Wyświetlacz | Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|---|
| „- - -” | Nieznany pomiar, ponieważ wynik jest poza granicą przyporządkowaną do użytkownika lub jednoznaczne przyporządkowanie nie jest możliwe. | Przyporządkować nieznany pomiar w aplikacji lub powtórzyć przyporządkowanie użytkownika. |
| Na wyświetlaczu pojawi się symbol „- - - -”. | Udział tkanki tłuszczowej leży poza mierzalnym zakresem (mniej niż 3% lub więcej niż 65%). | Powtórzyć pomiar stając na wadze bosymi stopami, ewentualnie lekko zwilżyć stopy wodą. |
| Err | Maksymalna nośność 180 kg została przekroczona. | Obciążać tylko do 180 kg. |
| Err lub nieprawidłowa waga na wyświetlaczu. | Waga nie znajduje się na płaskim i twardym podłożu. | Ustaw wagę na twardym i stabilnym podłożu. |
| Err lub nieprawidłowa waga na wyświetlaczu. | Użytkownik nie stoi spokojnie. | W miarę możliwości należy stać spokojnie. |
| Nieprawidłowa waga na wyświetlaczu. | Waga ma nieprawidłowo ustawiony punkt zerowy. | Poczekaj, aż waga sama się wyłączy. Włącz wagę, odczekaj, aż pojawi się symbol „0.0 kg”, a następnie powtórz pomiar. |
| Brak połączenia Bluetooth® (nie ma symbolu ). | Urządzenie znajduje się poza zasięgiem. | Minimalny zasięg na wolnej przestrzeni to ok. 25 m. Ściany i sufity zmniejszają ten zasięg. Inne fale radiowe mogą zakłócać połączenie. Z tego względu nie należy umieszczać wagi w pobliżu takich urządzeń jak WIFI, kuchenki mikrofalowe czy płyty indukcyjne, a najlepiej jest wyłączyć także inne urządzenia <i>Bluetooth®</i> w jej zasięgu. |
| FULL | Pamięć z danymi użytkownika jest pełna. Pomiaru nie są już zapisywane. | Włącz aplikację. Dane zostaną automatycznie przesłane. Trwa to najwyżej minutę. |
| Lo | Baterie wagi są zużyte. | Wymień baterie wagi. |

14. Gwarancja

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i warunków gwarancji znajdują się w załączonej ulotce gwarancyjnej.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.

